



Raiz & Sajjad Surgical (Pvt) Ltd.

Manufacturers - Exporters & Importers of Surgical, Dental,
Laparoscopic, Veterinary Instruments, Scissors & X-Ray
(Radiology) Accessories.



DENTAL INSTRUMENTS CATALOGUE



INTRODUCTION

We are quality Concious manufacturers & exporters of Whole range of Dental and Orthodontics Instruments according to QSR/cGMP, CE MARK & ISO 9001:2000 (13485) Standards.

Manufacturing:

We use Surgical grade German & Japanese Stainless steel and our instruments are thus hammer forged by skilled craftsmen, electronically polished and ultrasonically cleaned, Sand blasting arrangements also exist and is a fully mechanized unit. Our quality is favourably comparable with those of U.S.A. and European countries.

Catering the Market Needs:

We manufacture two line of instruments to cater varied needs of the dental industry. PREMIUM line instrument are made of surgical grade German Stainless Steel that carries life-time warranty and VALUE LINE is made of surgical grade Japanese Stainless Steel that carries ONE FULL YEAR warranty.

Product Range:

We have carefully selected commonly used items in this catalogue. However, we have molds for wide range of instruments. If you don't find, what you need, in this catalogue, please provide us a sample, sketch or simply a reference number of any international catalogue so we can produce a counter sample for your approval. We can easily fulfill a bulk requirements of our honourable customer's by our committed time of delivery.

Speciality:

Our focus and strength is to serve our customers with the highest quality instrument at FACTORY DIRECT PRICES, to establish a good customer's in the market place, working at attractive margins. A considerable segment of our business is O.E.M/Private label so we help our customers who like to Promote their name, with total support and great enthusiasm.

Warranty Program:

Due to the strict enhancement of our manufacturing procedures and pre-marketing in different countries our instruments. We feel confident in offering LIFE-TIME warranty on our PREMIUM line instruments and ONE FULL YEAR warranty VALUE LINE instruments.

Customer Satisfaction:

We are doing best efforts for our quality and performance to the entire satisfaction of our honourable customers, dentists/distributors/dealers and marketers, However, we always welcome inputs from our customer's to further improve our quality and performance as customer satisfaction is our satisfaction.

DIAGNOSTIC, PERIODONTAL & RESTORATIVE INSTRUMENTS 01

ROOT ELEVATORS 66

EXTRACTING FORCEPS 89

DENTAL IMPLANTS INSTRUMENTS 143

MAXILLOFACIAL GENERAL SURGERY INSTRUMENTS 230

ORTHODONTIC INSTRUMENTS 258

IMPRESSION TRAYS & HOLLOW WARE ITEMS 293

INDEX 315

Edition No. 13

VALUED BUYERS

We are regularly manufacturing below articles in showing handles & pattern A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L & M for better grip & perfection. We are also fully equipped & capable to develop these instruments as per your own specific requirements & demands in materials, sizes, shapes and patterns.



HANDLES FOR MIRRORS

Manches pour miroirs à bouche
Рукоятки для зеркал

Mangos para espejos de bica
Рукоятки для дзеркал

Mundspiegelgriffe



37-001
3-20mm Ø
37-002
4-22mm Ø
37-003
5-24mm Ø
37-004
6-26mm Ø

hohl
magnifying
grossissant
concavos



37-005
3-20mm Ø
37-006
4-22mm Ø
37-007
5-24mm Ø
37-008
6-26mm Ø

Plan
plane
non-grossissant
planos



hohl
magnifying
grossissant
concavos
37-009
3-20mm Ø
37-010
4-22mm Ø
37-011
5-24mm Ø
37-012
6-26mm Ø



Plan
plane
non-grossissant
planos
37-013
3-20mm Ø
37-014
4-22mm Ø
37-015
5-24mm Ø
37-016
6-26mm Ø



37-017
Hollow
stainless



37-018
Solid
stainless



37-019
Hollow
stainless
Regular



37-020
Hollow
stainless



37-021
Hollow
stainless

HANDLES FOR MOUTH MIRRORS - MOUTH MIRRORS


Miroirs à bouche — Manches pour miroirs à bouche
Ручки для зеркал рот - рот зеркала

espejos de boca — Mangos para espejos de boca
Ручки для дзеркал рот - рот дзеркала

Mundspiegel Mundspiegelgriffe

Aluminium

Cone-socket



Smart Pattern



37-029
Parallelometer
Mouth Mirror



37-030
Parallelometer
Mouth Mirror

Rhodium



PERIODONTAL INSTRUMENTS

Instruments pour la parodontologie

Инструменты пародонтологические

Instrumente für die Parodontologie

instrumentos para periodoncia

Інструменти пародонтологічне




Adson-Brown




Adson-Brown



Brown








Ewald / Hudson



Adson /
Micro-Adson



Adson
T.C




TWEEZERS

Précettes - Brucelles
Пинцеты

Pinzas para algodón
Пінцети

Zahnpinzetten



37-050
Fig. 2
Flagg
16 cm
Serrated



37-052
Fig. 2
Flagg
16 cm
Serrated



37-053
Fig. 1
Semken Taylor
16 cm



37-054
Fig. 1
Semken Taylor
16 cm



37-055
Fig. 1
Semken Taylor
16 cm



37-056
Fig. 2
Semken Taylor
16 cm



37-057
Gilles
15 cm
Smooth



37-058
Gilles
14 cm
Serrated

TWEEZERS

Précelles - Brucelles
Пинцеты

Pinzas para algodón
Пінцети

Zahnpinzetten



37-060
Fig. 2
Meriam
15 cm
Serrated



37-059
Fig. 1
Meriam
15 cm
Smooth



37-061
Fig. 1
Meriam
16 cm



37-062
Meriam
Toe Joint
16 cm



37-063
Meriam
15 cm



37-064
Fig. 1
Rane Kaplan
15 cm



37-065
Fig. 2
Crane Kaplan
15 cm




37-066
Fig. 2
Hemingway
17 cm

TWEEZERS


Précelles - Brucelles
Пинцеты

Pinzas para algodón
Пінцети

Zahnpinzetten



37-067
Fig. 2
College
15 cm



37-068
Fig. 1
College
15 cm



37-069
College
15 cm
Fig. 8



37-070
Fig. 2
College
15 cm



37-071
College
15 cm
Blue Coated



Perry
37-072 10.5 cm
37-073 13 cm



Perry
37-074 10.5 cm
37-075 13 cm



37-076
Perry
13 cm



37-077
Perry
13 cm

TWEEZERS

Précelles - Brucelles
Пинцеты

Pinzas para algodón
Пінцети

Zahnpinzetten



37-078
Fig. 1
De Bakey
15 cm



37-081
Fig. 1
Gerald
15 cm



37-079
Fig. 1
Con Blocaggio
self-locking
15 cm



37-082
Fig. 1
De Bakey
15 cm



37-080
Fig. 2
Con Blocaggio
self-locking
15 cm

TWEEZERS

Précelles - Brucelles
Пинцеты

Pinzas para algodón
Пінцети

Zahnpinzetten



Thums



37-083
15 cm
Fig. 1
Thums



37-084
15 cm
Fig. 2
Thums



37-085
16 cm



Suture



37-086
15 cm
Fig. 1
Suture



37-087
15 cm
Fig. 2
Suture



37-088
11.5 cm
Fig. 1

SOLDERING PLIERS - TWEEZERS & SPLINTER FORCEPS

Pinces à souder - Pincas et pincas à échardes Alicates Soldadura - Pinzas y pinzas de Splinter
 пайки клещи - щипчики и осколок щипцы пайки кліщі - щипчики і осколок щипці
 Löt-Zange - Pinzette & SplinterZange



37-089
12.5 cm



37-090
12.5 cm



37-091
12.5 cm



37-092
12.5 cm



37-093
12.5 cm



37-094
12.5 cm

SOLDERING PLIERS - TWEEZERS & SPLINTER FORCEPS

Pinces à souder - Pincas et pincas à échardes Alicates Soldadura - Pinzas y pinzas de Splinter
 пайки клещи - щипчики и осколок щипцы пайки кліщі - щипчики і осколок щипці
 Löt-Zange - Pinzette & SplinterZange



Laboratory Instrument
37-095
 16 cm




Laboratory Instrument
37-096
 16 cm





Posigrip Articulating Paper Forceps
37-097
 15 cm




Standard Articulating Paper Forceps, Economy Grade
37-098
 15 cm



Stieglitz
37-099
 14 cm, 5 1/2" Str.



Stieglitz
37-100
 14 cm, 5 1/4" 45°



Stieglitz
37-101
 14 cm, 5 1/4" 90°



Peet
37-102
 11.5 cm, 4 1/2"

EXPLORERS

Sondes
Зонды

Zahnsonden

Sondas
Зонди



37-103
Fig. 23



37-104
Fig. 2



37-105
Fig. 16



37-106
Fig. 9



37-107
Fig. 10



37-108
Fig. 12



37-109
Fig. 11



37-110
Fig. 6



37-111
Fig. 8



37-112
Fig. 5



37-113
Fig. 17



37-114
Fig. 17A



37-115
Fig. 3



37-116
Fig. 3A

PERIODONTAL PROBES

Sondes parodontales

Зонды пародонтальные

sonde parodontali

Sondas parodontales

Пародонту зонди

Periodontal pocket probe with two different tips: one cone shaped end (Williams), one flat end (Goldman-Fox)



Periodontal pocket probe n.2 with a curved tip for easier access to forked areas




Endodontic Instruments

Root-Canal Explorers




37-117
Fig. 1/2
Cattoni




37-118
Goldman-Fox
Williams




37-119
Fig. 1N
Nabers




37-120
Fig. 2N
Nabers



37-121
Fig. 6/1



37-122
Fig. 6/17



37-123
Fig. 6/23

EXPLORERS


Sondes
Зонды

Zahnsonden


Sondas
Зонди



37-124
Fig. UT 1/2
Cattoni
Handle A



Root Canal Explorers




PERIODONTAL PROBES

Sondes paradontales Sondas paradontales
Зонды пародонтальные Пародонту зонди
sonde parodontali


Williams Periodontal Pocket Probe




37-137
CP-C



37-138
CP-11



37-139
CP-12



37-140
CP-12S
O.M.S.




37-141
Williams

PERIODONTAL PROBES

Sondes paradontales Sondas paradontales
Зонды пародонтальные Пародонту зонди
sonde parodontali

Williams Periodontal Pocket Probe



37-142
Merrit A



37-143
Merrit B



37-144
Goldman-fox
Flat



37-145
University of
Michigan




37-146
26 G

PERIODONTAL PROBES

Sondes paradontales Sondas paradontales
Зонды пародонтальные Пародонту зонди
sonde parodontali


Combination Explorers - Probes



PERIODONTAL PROBES

Sondes paradontales Sondas paradontales
Зонды пародонтальные Пародонту зонди
sonde parodontali

Spreader For Lateral Condensation



37-162
Fig. 1
Spreader

37-163
Fig. 2
Spreader

37-164
Fig. 3
Spreader

37-165
Fig. 4
Spreader

37-166
Fig. 5
Spreader



37-167
Fig. 6
Spreader

37-168
Fig. 7
Spreader


PERIODONTAL PROBES

Sondes paradontales Sondas paradontales
Зонды пародонтальные Пародонту зонди
sonde parodontali

Endodontic Instruments



37-179
enthält: 37-53-481 bis 37-53-485
contending: 37-53-481 until 37-53-485
compuesto de: 37-53-481 hasta 37-53-485
compose de: 37-53-481 jusqu'à 37-53-485










37-180
enthält: 37-53-486 bis 37-53-490
contending: 37-53-486 until 37-53-490
compuesto de: 37-53-486 hasta 37-53-490
compose de: 37-53-486 jusqu'à 37-53-490

FILLING INSTRUMENTS

Instruments pour plombage
Пломбирующие инструменты

Instrumentos para obturaciones
Гладилка/шторфер

Füllungsinstrumente (mit Kontrawinkel)





FILLING INSTRUMENTS

Instruments pour plombage
Пломбирующие инструменты

Instrumentos para obturaciones
Гладилка/шторфер

Füllungsinstrumente (mit Kontrawinkel)

Amalgam Instruments
Инструменты для работы с амальгамой
Інструменти для роботи з амальгамою



FILLING INSTRUMENTS

Instruments pour plombage

Зтеваторы корневые

Füllungsinstrumente (mit Kontrawinkel)

Instrumentos para obturaciones

Гладилка/штопфер

Amalgam Instruments

Инструменты для работы с амальгамой

Інструменти для роботи з амальгамою


Titanium Gold Tips



37-201
Fig. 1

37-202
Fig. 2

37-203
Fig. 3



Serrated

37-204
Fig. 1

37-205
Fig. 2

37-206
Fig. 3

37-207
Fig. 4

Smooth

37-208
Fig. 1L

37-209
Fig. 2L

37-210
Fig. 3L

37-211
Fig. 4L

FILLING INSTRUMENTS

Instruments pour plombage
Пломбиочные инструменты


Instrumentos para obturaciones
Гладилка/шторфер

Füllungsinstrumente (mit Kontrawinkel)

Amalgam Instruments

Инструменты для работы с амальгамой

Инструменти для роботи з амальгамою



37-212
Fig. 1
Ward



37-213
Fig. 2
Ward



37-214
Fig. 0T
Tanner



37-215
Fig. 1T
Tanner



37-216
Fig. 2T
Tanner



37-217
Fig. 3T
Tanner



37-218
Fig. 01
Marquette



37-219
Fig. H1
Hollenback



37-220
Fig. H2
Hollenback



37-221
Fig. H3
Hollenback



37-222
Fig. H4
Hollenback

FILLING INSTRUMENTS


Instruments pour plombage
Пломбирующие инструменты

Instrumentos para obturaciones
Гладилка/штыпфер


Füllungsinstrumente (mit Kontrawinkel)

Markley Amalgam Instruments


Инструменты для работы с амальгамой
Инструменты для работы с амальгамой




37-223
Fig. 0
FOC




37-224
Fig. 0S
FOC



37-225
Fig. 1
FOC



37-226
Fig. 1S
FOC



37-227
Fig. 2
FOC



37-228
Fig. 2S
FOC

FILLING INSTRUMENTS

Instruments pour plombage
Пломбирующие инструменты
Füllungsinstrumente (mit Kontrawinkel)

Instrumentos para obturaciones
Гладилка/штопфер

Ladmore Burnisher



37-229
Fig. 1
Westcott
Handle A
Solid



37-230
Fig. 1
Westcott
Handle B
Hollow



37-231
Fig. 2
Westcott



37-232
Fig. 2
Ladmore



37-233
Fig. 3
Ladmore



37-234
Fig. 18
Ball



37-235
Fig. 26-27S
Ball



37-236
Fig. 27-27
Ball



37-237
Fig. A



37-238
Fig. W3



37-239
Fig. NYU/B2



37-240
Fig. 2/31

FILLING INSTRUMENTS


Instruments pour plombage
Пломбические инструменты
Füllungsinstrumente (mit Kontrawinkel)

Instrumentos para obturaciones
Гладилка/штопфер


Plastic Filling Instruments with Titanium Nitride Lined Tips



37-241
Fig. 1
Gold Tip



37-242
Fig. 2
Gold Tip



37-243
Fig. 3
Gold Tip



37-244
Fig. 2
Gold Tip



37-245
Fig. 2
Gold Tip

FILLING INSTRUMENTS

Instruments pour plombage
Пломбиочные инструменты
Füllungsinstrumente (mit Kontrawinkel)

Instrumentos para obturaciones
Гладилка/шторфер

Plastic Filling Instruments



37-246
Fig. 1
Handle A
Solid

37-247
Fig. 1
Handle B
Hollow




37-248
Fig. 2



37-249
Fig. 1



37-250
Fig. 2



37-251
Fig. 1



37-252
Fig. 1



37-253
Fig. 2



37-254
Fig. 3



37-255
Fig. 2



37-256
Fig. 3

FILLING INSTRUMENTS

Instruments pour plombage
Пломбические инструменты

Instrumentos para obturaciones
Гладилка/шторфер

Füllungsinstrumente (mit Kontrawinkel)

Woodson Plastic Filling Instrument

Cleoids-Discoids Amalgam Carver Round Working Tip



37-257
Fig. 1
Woodson



37-258
Fig. 11



37-259
Fig. 6



37-260
Fig. 179




37-261
Fig. 2
Woodson




37-262
Fig. 3
Woodson



37-263
Fig. 1



37-264
Fig. 2



37-265
Fig. 3



37-266
Fig. 4

Cleoids-Discoids

FILLING INSTRUMENTS

Instruments pour plombage
Пломбиочные инструменты

Instrumentos para obturaciones
Гладилка/шторфер

Füllungsinstrumente (mit Kontrawinkel)

Operative Instruments

Gauze Packers



37-267
mm. 2
Luniatschek

37-268
mm. 3
Luniatschek

Instrument for
subgingival application
of tinctures
and medicaments



37-269
Orban Loop

37-270

Placement Instruments



37-271

37-272

FILLING INSTRUMENTS

Instruments pour plombage
Пломбирующие инструменты
Füllungsinstrumente (mit Kontrawinkel)

Instrumentos para obturaciones
Гладилка/шторфер

Black, Wedelstaet Cavity Preparation Instruments



37-273
Fig. 1
Black/26
Distal
Handle A



37-274
Fig. 1
Black/53-54



37-275
Fig. 2
Black/51-52



37-276
Fig. 1/2
Wedelstaet



37-277
Fig. 3/4
Wedelstaet



37-278
Fig. 5/6
Wedelstaet

Gingival Margin Trimmers



37-279
Fig. 2
Black/27
Mesial



37-280
Fig. 3
Black/28
Distal



37-281
Fig. 4
Black/29
Mesial



37-282
Fig. 1
Black/77-78
Distal



37-283
Fig. 2
Black/79-80
Mesial

AMALGAM CARVERS

Instruments pour amalgame


Носители амальгамы

Amalgampistolen

instrumentos para amalgama

Тримачі амальгам


Ward Hollenback Small Amalgam Carver Fig. ½



FILLING INSTRUMENTS

Instruments pour plombage
Пломбиочные инструменты
Füllungsinstrumente (mit Kontrawinkel)

Instrumentos para obturaciones
Гладилка/шторфер



37-294
Fig. 2
USC

37-295
Fig. 1
Interproximal

37-296
Fig. 2
Interproximal
Off-Angle

37-297
Fig. SHO-A

37-298
Fig. 3-SHO

37-299
Fig. 104

37-300
Fig. 8
Wiland


CARVERS INSTRUMENTS

Instruments a modeler
Носители Инструменты

Instrumentos para modelar
різці інструменти

Modellierinstrumente

Wax And Modelling Carvers



37-301
Fig. 1/2
Hollenback




37-302
Fig. 3
Hollenback



37-303
Fig. 3S
Hollenback




37-304
Fig. 1
Ward



37-305
Fig. 1S
Ward



37-306
Fig. 2
Ward




37-307
Fig. 1
Frahm

CARVERS INSTRUMENTS

Instruments a modeler
Носители Инструменты


Instrumentos para modelar
різці інструменти

Modellierinstrumente



37-308

Graded Handle Hylin Carver



37-309
Hylin

37-310
Hylin-Le Cron

37-311
Hylin-Ceramica

37-312
Hylin

37-313

37-314
Le Cron

37-315
Le Cron

37-316
Le Cron


CARVERS INSTRUMENTS

Instruments a modeler
Носители Инструменты

Instrumentos para modelar
різці інструменти

Modellierinstrumente

Wax and Modelling Carvers



37-317
Le Cron

37-318
Zahle

37-319
Zahle

37-320
Zahle

37-321
Gritman

37-322
Beale

37-323
Roach

37-324
Vehe


CARVERS INSTRUMENTS

Instruments a modeler
Носители Инструменты

Instrumentos para modelar
різці інструменти

Modellierinstrumente

Wax and Modelling Carvers
Set of 5




37-325
Fig. 1
P.K Thomas



37-326
Fig. 2
P.K Thomas



37-327
Fig. 3
P.K Thomas



37-328
Fig. 4
P.K Thomas



37-329
Fig. 5
P.K Thomas

CEMENT SPATULAS

Spatules à ciment
Шпатели для цемента
Zementspatel

Espátulas para cemento
Шпателі для цементу




37-330
Fig. 1




37-331
Fig. 2




37-332
Fig. 3



37-333
Fig. 00



37-334
Fig. 0



37-335
Fig. 1



37-336
Fig. 2




37-337
Fig. 3



37-338
Fig. 4



37-339
Weston



37-340



37-341

EXCAVATORS

Excavateurs
Экскаваторы

Excavadores
Екскаватори

Excavatoren



37-342
Fig. 0



37-343
Fig. 1




37-344
Fig. 2




37-345
Fig. 3



37-346
Fig. 4



37-347
Fig. 1



37-348
Fig. 2

EXCAVATORS

Excavateurs
Экскаваторы

Excavadores
Екскаватори

Excavatoren

Angular Shaped Excavator with Rounded Tip



37-349
Fig. 6



37-350
Fig. 14



37-351
Fig. 17



37-352
Fig. 17W
Oval spoon



37-353
Fig. 18



37-354
Fig. 18W
Oval spoon



37-355
Fig. 19



37-356
Fig. 19W
Oval spoon



37-357
Fig. 38/39



37-358
Fig. 63/64



37-359
Fig. 65/66



37-360
Fig. 31L



37-361
Fig. 32L



37-362
Fig. 33L

EXCAVATORS

Excavateurs
Экскаваторы

Excavadores
Екскаватори

Excavatoren

Excavator For Manual Removal of Decay Tissue

1 mm



37-363
Fig. 5

1,2 mm



37-364
Fig. 14

1 mm



37-365
Fig. 17

1,2 mm



37-366
Fig. 18

1,6 mm



37-367
Fig. 19

2 mm



37-368
Fig. 20

EXCAVATORS

Excavateurs
Экскаваторы

Excavadores
Экскаватори

Excavatoren

ASH, Darby-Parry Excavators

1 mm



37-369
Fig. 243
ASH

1,4 mm



37-370
Fig. G2
ASH

0,8 mm



37-371
Fig. 1
Darby-Perry

0,8 mm



37-372
Fig. 2
Darby-Perry

1 mm



37-373
Fig. 11
Darby-Perry

1 mm



37-374
Fig. 12
Darby-Perry

1,2 mm



37-375
Fig. 21
Darby-Perry

1,2 mm



37-376
Fig. 22
Darby-Perry

1,6 mm



37-377
Fig. 31
Darby-Perry

1,6 mm



37-378
Fig. 32
Darby-Perry

2 mm



37-379
Fig. 41
Darby-Perry

2 mm



37-380
Fig. 42
Darby-Perry

BONE CURETTES

Curettes tranchantes
Кюреты костные

Curetas cortantes
Ложки кюретажні

Scharfe Löffel



Hemingway
37-381
Fig. 1
Handle A
Solid

Hemingway
37-382
Fig. 1
Handle B
Hollow



37-383
Fig. 2
Hemingway



37-384
Fig. 3
Hemingway



37-385
Fig. 4
Hemingway



37-386
Fig. 85
Lucas



37-387
Fig. 86
Lucas



37-388
Fig. 87
Lucas



37-389
Fig. 88
Lucas

PERIODONTAL INSTRUMENTS

Instruments pour la parodontologie

intrumentos para periodoncia


Инструменты пародонтологические

Інструменти пародонтологічні


Instrumente für die Parodontologie

Sugarman File


Chisels



37-390
Fig. 1S/2S
Sugarman



37-391
Fig. 3S/4S
Sugarman



37-392
Fig. 9/10
Schluger



37-393
Fig. 11/12
Back



37-394
Fig. 3
Ochsenbein



37-395
Fig. 4
Ochsenbein



37-396
Fig. 36/37
Rhodes back-Action

PERIODONTAL INSTRUMENTS

Instruments pour la parodontologie

intrumentos para periodoncia

Инструменты пародонтологические

Інструменти пародонтологічне

Instrumente für die Parodontologie

Chisels



37-397
Fig. 1/2
TG Chisel



37-398
Fig. 1
TG Chisel



37-399
Fig. 2
TG Chisel

Gingivectomy Knives



37-400
Fig. 1
(15K) Kirkland



37-401
Fig. 2
(16K) Kirkland

PERIODONTAL INSTRUMENTS

Instruments pour la parodontologie

instrumentos para periodoncia

Инструменты пародонтологические


Інструменти пародонтологічні

Instrumente für die Parodontologie

Gingivectomy Knives



37-402
Fig. 1
Orban



37-403
Fig. 2
Orban



37-404
Fig. 1/2
(15k/16k)
Kirkland



37-405
Fig. 1/2
Orban

PERIODONTAL INSTRUMENTS

Instruments pour la parodontologie

instrumentos para periodoncia


Инструменты пародонтологические

Інструменти пародонтологічні

Instrumente für die Parodontologie

Gingivectomy Knives

Goldman Fox Gingivectomy Knife



37-406
Fig. 7
Goldman-Fox
Handle A

37-407
Fig. 8
Goldman-Fox

37-408
Fig. 9
Goldman-Fox

37-409
Fig. 11
Goldman-Fox

37-410
Fig. 3/4
Buck

37-411
Fig. 5/6
Buck

PERIODONTAL INSTRUMENTS

Instruments pour la parodontologie


instrumentos para periodoncia

Инструменты пародонтологические


Інструменти пародонтологічне

Instrumente für die Parodontologie


Gingivectomy Knives




37-412
Fig. ½
Sanders



37-413
Fig. 4/5
Sanders



37-414
Fig. 19/20
(University of
South California)
USC Towner



37-415
Fig. CK3
Crane-Kaplan

Instruments pour la parodontologie


intrumentos para periodoncia

Инструменты пародонтологические

Інструменти пародонтологічні

Instrumente für die Parodontologie

Curettes & Scalers



37-416
Fig. HU 1/2
Langer




37-417
Fig. 3/4
Langer



37-418
Fig. 1/2
Barnhart



37-419
Fig. 5/6
Barnhart



37-420
Fig. ME-1
(10/11)



37-421
Fig. 3/4
(23/24)

PERIODONTAL INSTRUMENTS

Instruments pour la parodontologie

instrumentos para periodoncia


Инструменты пародонтологические

Інструменти пародонтологічні

Instrumente für die Parodontologie

Curettes & Scalers

**Zerging-Chisel - with Straight Working Tip (Manual
Tartar Removal From Interior Teeth Sacs)**



37-422
Fig. HU ½
Curette

37-423
Fig. 2R/2L
Columbia

37-424
Fig. 4R/4L
Columbia

37-425
Fig. 13/14
Columbia

37-426
Fig. 411/412

37-427
Fig. 413/414

37-428
Zerging-Chisel

Instruments pour la parodontologie


instrumentos para periodoncia

Инструменты пародонтологические

Інструменти пародонтологічні

Instrumente für die Parodontologie

Curettes & Scalers



37-429
Fig. 1/2
Gracey
Handle A
Solid

37-430
Fig. 1/2
Gracey
Handle B
Hollow

37-431
Fig. 3/4
Gracey

37-432
Fig. 5/6
Gracey

37-433
Fig. 7/8
Gracey

37-434
Fig. 9/10
Gracey

37-435
Fig. 11/12
Gracey

37-436
Fig. 13/14
Gracey

37-437
Fig. 15/16
Gracey


37-438
Fig. 17/18
Gracey

CURETTES

Curetas
Кюреты

Curette
кюретажні

Küretten



Gracey Gracey AF Gracey MF

Gracey Curettes Af Type (AfterFive)



37-439
Fig. 1/2
Gracey
AF/Type



37-440
Fig. 3/4
Gracey
AF/Type



37-441
Fig. 5/6
Gracey
AF/Type



37-442
Fig. 7/8
Gracey
AF/Type



37-443
Fig. 11/12
Gracey
AF/Type



37-444
Fig. 13/14
Gracey
AF/Type




37-445
Fig. 15/16
Gracey
AF/Type

CURETTES

Curetas
Кюреты

Curette
кюретажні

Küretten



Gracey Gracey AF Gracey MF

Gracey Curettes Mf Type (MiniFive)



37-446
Fig. 1/2
Gracey
MF/Type



37-447
Fig. 3/4
Gracey
MF/Type



37-448
Fig. 5/6
Gracey
MF/Type



37-449
Fig. 7/8
Gracey
MF/Type



37-450
Fig. 11/12
Gracey
MF/Type



37-451
Fig. 13/14
Gracey
MF/Type



37-452
Fig. 15/16
Gracey
MF/Type

Instruments pour la parodontologie


instrumentos para periodoncia

Инструменты пародонтологические

Інструменти пародонтологічне

Instrumente für die Parodontologie

Curettes & Scalers



37-453
Fig. 11/14
Gracey
Mesial-Distal

37-454
Fig. 12/13
Gracey
Mesial-Distal

37-455
Fig. 1
De Marco

37-456
Fig. 2
De Marco

37-457
Fig. 13/14
Indiana University
Anterior

37-458
Fig. 17/18
Indiana University
Posterior
Handle A
Solid

37-459
Fig. 13/14
Indiana University
Anterior
Handle B
Hollow

37-460
Fig. 17/18
Indiana University
Posterior

PERIODONTAL INSTRUMENTS

Instruments pour la parodontologie


instrumentos para periodoncia

Инструменты пародонтологические

Інструменти пародонтологічні

Instrumente für die Parodontologie

Curettes & Scalers



37-461

Fig. 1

Goldman-Fox
Handle A
Solid

37-462

Fig. 1

Goldman-Fox
Handle B
Hollow

37-463

Fig. 2

Goldman-Fox

37-464

Fig. 3

Goldman-Fox

37-465

Fig. 4

Goldman-Fox

37-466

Fig. 5

Goldman-Fox

37-467

Fig. 6

Goldman-Fox

37-468

Fig. 21

Goldman-Fox

PERIODONTAL INSTRUMENTS

Instruments pour la parodontologie


instrumentos para periodoncia

Инструменты пародонтологические

Інструменти пародонтологічні

Instrumente für die Parodontologie

Curettes & Scalers



37-469
Fig. 11/12
Mc Call
Handle A
Solid

37-470
Fig. 11/12
Mc Call
Handle B
Hollow

37-471
Fig. 11A/12A
Mc Call

37-472
Fig. 13/14
Mc Call

37-473
Fig. 13S/14S
Mc Call

37-474
Fig. 17S/18S
Mc Call

37-475
Fig. 19/20
Mc Call

PERIODONTAL INSTRUMENTS

Instruments pour la parodontologie

instrumentos para periodoncia


Инструменты пародонтологические

Інструменти пародонтологічні


Instrumente für die Parodontologie

Curettes & Scalers


Scaler for manual removal of over-gingival
backside tartar




37-476
Fig. 2/3
Taylor




37-477
Fig. 204



37-478
Fig. 204S



37-479
Fig. 2/3



37-480
Fig. 6
Crane-Kaplan



37-481
Fig. 7/8
Younger-Good

PERIODONTAL INSTRUMENTS

Instruments pour la parodontologie

instrumentos para periodoncia


Инструменты пародонтологические

Інструменти пародонтологічні

Instrumente für die Parodontologie

Curettes & Scalers

Curettes & Scalers Hirschfeld File



Hollow
37-482
Fig. 2/3
Taylor

Hollow
37-483
Fig. 204S

Hollow
37-484
Fig. 6
Crane-Kaplan

Hollow
37-485
Fig. 7/8
Younger-Good

Solid
37-486
Fig. 3/7
Hirschfeld

Solid
37-487
Fig. 31/32
Jacquette

Solid
37-488
Fig. 30/33
Jacquette

Solid
37-489
Fig. 34/35
Jacquette

Solid
37-490
Fig. 37/38
Jacquette

SCALERS

Instruments a detartre


Limpiadores de sarro

Скалеры

Скейлери

Zahnreiniger

Scaler For Tartar Removal



37-491
Fig. U15
Towner

37-492
Fig. M23
Universal
Scaler M23

37-493
Fig. U15/33
Towner Jacquette
Handle A
Solid

37-494
Fig. U15/33
Towner Jacquette
Handle B
Hollow

37-495
Fig. U15/30
Towner Jacquette

37-496
Fig. H5/33

37-497
Fig. H6/H7

37-498
Fig. 1/2

SCALERS

Instruments a detartre
Скалеры

Limpiadores de sarro
Скейлеры

Zahnreiniger



37-499
Fig. 1



37-500
Fig. 1L
Left



37-501
Fig. 1R
Right



37-502
Fig. 2L
left



37-503
Fig. 2R
Right



37-504
Fig. 33



37-505
Fig. H5
Hygienist



37-506
Fig. H6
Hygienist



37-507
Fig. H7
Hygienist

WAX KNIVES

Couteaux a cire
Ножи для воска

Cuchillos para cera
Ножі для воску

Wachsmesser



37-508
12.5 cm
Antkoviak



37-509



37-510
13 cm



37-511
17 cm



37-512
13 cm



37-513
17 cm

Fahamenstock

rostfrei/stainless
inox



37-514
13 cm



37-515
17 cm

Lessmann



37-516
13 cm
Ermert



37-517
Fig. 1
with small spoon
12.5 cm



37-518
Fig. 2
with large spoon
17 cm

PLASTER FOR KNIVES / WIRE CUTTERS

Couteaux a platre
Ножи для гипса / кусачки

Cuchillos para yeso
Ножі для гіпсу / кусачки

Gipsmesser / Gisschneide- U. Gipsbrechzange



37-519
Fig. 1
17 cm



37-520
Fig. 2
Gritman
17 cm



37-521
Fig. 3
16 cm



37-522
Fig. 4
16 cm



37-523
Special Inox
19.5 cm

ALGINATE & PLASTER SPATULAS

Spatules a alginate et a platre
шпатель для альгината и гипса

Espatulas para alginato y para yeso
шпатель для альгината і гіпсу

Alginat- und Gipsspatel



37-524
Fig. 1
18.5 cm



37-525
Fig. 2
18 cm



37-526
Fig. 3
18.5 cm



37-527
Fig. 4
19.5 cm



37-528
Fig. 5
21.5 cm



37-529
Fig. 6
20.5 cm

ALGINATE & PLASTER SPATULAS

Spatules a alginate et a platre
шпатель для альгината и гипса

Espatulas para alginate y para yeso
шпатель для альгината і гіпсу

Alginat- und Gipsspatel



37-530
Fig. 7
19.5 cm

37-531
Fig. 8
20 cm

37-532
Fig. 9
22.5 cm

MALLETS - PLASTER SHEARS - SAWS & BLADES

молотками - штукатурка ножницы - пилы и лезвия
молотками - штукатурка ножиці - пили і леза



Horn tip

37-533
200 mm



Metal tip

37-534
220 mm




Metal tip

37-535
220 mm



For Plaster for metal.



37-536
fret saw 250 mm

st. steel plaster shears



Plastic Handle

37-537
200 mm



37-538 250 mm
37-539 320 mm
Crucible tongs.



37-540
180 mm



0, 12x5 mm




0, 25x5 mm



0, 25x3 mm



37-541
Set of 14 Pieces




37-542
Set of 14 Pieces

LABORATORY SET


Лабораторные инструменты и принадлежности

Лабораторні інструменти та приладдя

Laborinstrumente und Zubehör



37-543
Set of 5 Pieces.
Light Pattern




37-544
Set of 6 Pieces.
Light Pattern

ROOT ELEVATORS

VALUED BUYERS

We are regularly manufacturing below articles in showing handles & pattern A,B,C,D,E,F & G for better grip & perfection.

We are also fully equipped & capable to develop these instruments as per your own specific requirements & demands in materials, sizes, shapes and patterns.



ROOT ELEVATORS

Elévateurs à racines
Зтеваторы корневые

Elevadores para raíces
Елеватори екстракційні

Wurzelheber

Luxators



37-600
Fig. 1



37-601
Fig. 2



37-602
Fig. 3



37-603
Fig. 4



37-604
Fig. 5



37-605
Fig. 6



37-606
Fig. 7



Luxators

ROOT ELEVATORS

Elévateurs à racines
Зтеваторы корневые

Elevadores para raíces
Елеватори екстракційні

Wurzelheber



Bein

Bein



37-607
Fig. 1



37-608
Fig. 2



37-609
Fig. 3



37-610
Fig. 4



37-611
Fig. 5




37-612
Fig. 6

Apical



37-613
Fig. 301



37-614
Fig. 302
Left



37-615
Fig. 303
Right




37-616
Fig. 304

ROOT ELEVATORS

- Элеватор корневой экстракционный
- Elévateurs à racines
- Wurzelheber

- Єлеватор кореневий екстракційний
- Elevadores para raices
- المصاعد الجذر



ROOT ELEVATORS

- Элеватор корневой экстракционный
- **Elévateurs à racines**
- Wurzelheber

- Єлеватор кореневий екстракційний
- Elevadores para raices
- المصاعد الجذر

3.6 mm
→ | ←



37-624
Fig. Рис. 1K
Kopp

3.6 mm
→ | ←



37-625
Fig. Рис. 2K
Kopp

4.2 mm
→ | ←



37-626
Fig. Рис. 3K
Kopp

4.2 mm
→ | ←



37-627
Fig. Рис. 4K
Kopp

3.8 mm
→ | ←



37-628
Fig. Рис. 5K
Kopp



37-629
Fig. Рис. 6K
Kopp



37-630
Fig. Рис. 4B SA
Schmeckebier Apexo
Concave tip
Плоский кінчик



37-631
Fig. Рис. 5B SA
Schmeckebier
Apexo
Concave tip
Увігнутий кінчик



37-632
Fig. Рис. 4 SA
Schmeckebier
Apexo
Flat tip
Увігнутий кінчик



37-633
Fig. Рис. 5 SA
Schmeckebier
Apexo
Flat tip
Плоский кінчик

ROOT ELEVATORS

- Элеватор корневой экстракционный
- Elévateurs à racines
- Wurzelheber
- Єлеватор кореневий екстракційний
- Elevadores para raices
- المصاعد الجذر



37-634
Fig. Рис. 1F
Flohr



37-635
710/12
3 Seldin



37-636
710/13



37-637
710/14
3 A Cryer



37-638
710/15
2 Seldin



37-639
710/16
12 Cryer



37-640
710/17
5 Seldin



37-641
710/18
Crane
Pick



37-642
710/19

ROOT ELEVATORS

Elévateurs à racines
Зтеваторы корневые

Elevadores para raíces
Елеватори екстракційні

Wurzelheber



37-643
Fig. 1



37-644
Fig. 2



37-645
Fig. 3



37-646
Fig. 4



37-647
Fig. 5



37-648
Fig. 6



37-649
Fig. 7



37-650
Fig. 8



37-651
Fig. 9



37-652
Fig. 10

ROOT ELEVATORS

Elévateurs à racines
Зтеваторы корневые

Elevadores para raices
Елеватори екстракційні

Wurzelheber



37-653
Fig. 1



37-654
Fig. 2



37-655
Fig. 3



37-656
Fig. 1



37-657
Fig. 2




37-658
Fig. 3



37-659
Fig. 1
Bayonet distal



37-660
Fig. 2
Bayonet distal




37-661
Fig. 3
Bayonet distal



37-662
Fig. 1
Bayonet mesial



37-663
Fig. 2
Bayonet mesial



37-664
Fig. 3
Bayonet mesial



ROOT ELEVATORS


Elévateurs à racines
Зтеваторы корневые

Elevadores para raíces
Елеватори екстракційні

Wurzelheber



Elevators Luxation



ROOT ELEVATORS

- Элеватор корневой экстракционный
- Elévateurs à racines
- Wurzelheber
- Єлеватор кореневий екстракційний
- Elevadores para raices
- المصاعد الجذر



37-672
Fig. Рис. 51
Curtis



37-673
Fig. Рис. 52
Curtis



37-674
Fig. Рис. 11
Stout



37-675
Fig. Рис. 11A
Stout



37-676
Fig. Рис. 12

ROOT ELEVATORS

- Элеватор корневой экстракционный
- Elévateurs à racines
- Wurzelheber

- Єлеватор кореневий екстракційний
- Elevadores para raices
- المصاعد الجذر



37-677
1



37-678
2



37-679
3



37-680
4



37-681
Berten



37-682
Berten



37-683
Berten

ROOT ELEVATORS

- Элеватор корневой экстракционный
- Elévateurs à racines
- Wurzelheber

- Єлеватор кореневий екстракційний
- Elevadores para raices
- المصاعد الجذر



37-684
1
Thomson



37-685
2
Thomson



37-686
3
Thomson



37-687
4
Thomson



37-688
5
Thomson



37-689
6
Thomson



37-690
1
Schlemmer



37-691
2
Schlemmer



37-692
3
Schlemmer

ROOT ELEVATORS

- Элеватор корневой экстракционный
- Elévateurs à racines
- Wurzelheber
- Єлеватор кореневий екстракційний
- Elevadores para raices
- المصاعد الجذر

Atraumatic Extraction Elevators



37-693
DEL 46R



37-694
DEL 44



37-695
DEL 45



37-696
Cogswell



37-697
DEL 77R

ROOT ELEVATORS

- Элеватор корневой экстракционный
- Elévateurs à racines
- Wurzelheber
- Єлеватор кореневий екстракційний
- Elevadores para raices
- المصاعد الجذر

Atraumatic Extraction Serrated Tip Elevators

Атравматичні елеватори для видалення зубів, із зазубреними кінчиками



37-698
Serrated Elevator
2.2mm
Зазубрений
елеватор 2.2мм



37-699
Serrated Elevator
3mm
Зазубрений
елеватор 3мм



37-700
Serrated Elevator
4mm
Зазубрений
елеватор 4 мм



37-701
Serrated Elevator
4mm Left
Зазубрений елеватор
4мм Наліво



37-702
Serrated Elevator
4mm Right
Зазубрений елеватор
4мм Направо

ROOT ELEVATORS

Elévateurs à racines
Зтеваторы корневые

Elevadores para raíces
Елеватори екстракційні

Wurzelheber



37-703
Fig. 1



37-704
Fig. 6




37-705
Fig. 7


Bein



37-706
Fig. 1



37-707
Fig. 2
Left



37-708
Fig. 3
Right

Flohr

ROOT ELEVATORS

Elévateurs à racines
Зтеваторы корневые

Elevadores para raíces
Елеватори екстракційні

Wurzelheber



Falcon




37-709
Fig. 1
Left




37-710
Fig. 2
Right

Coleman / London Hospital



37-711
Fig. 20
Coleman



37-712
Fig. 21
London Hospital
Left



37-713
Fig. 22
London Hospital
Right

Warwick-James



37-714
Straight



37-715
Left



37-716
Right



ROOT ELEVATORS

Elévateurs à racines
Зтеваторы корневые

Elevadores para raíces
Елеватори екстракційні

Wurzelheber



37-717
Set of 6

Seldin



37-718
Fig. 34



37-719
Fig. 34S



37-720
Fig. 1L
Left



37-721
Fig. 1R
Right



37-722
Fig. 4L
Left



37-723
Fig. 4R
Right




37-724
Set of 5


Coupland



37-725
Fig. 1



37-726
Fig. 2



37-727
Fig. 3

Schmeckebier



37-728
Fig. 4
Left



37-729
Fig. 5
Right

ROOT ELEVATORS

- Элеватор корневой экстракционный
- Elévateurs à racines
- Wurzelheber
- Єлеватор кореневий екстракційний
- Elevadores para raices
- المصاعد الجذر

Atraumatic Extraction Elevators & Socket Scoops
 Socket Scoops For Cleaning Out Extraction Sites
 Атрауматичні елеватори для видалення зубів і ложечки
 для очистки зубних лунок після видалення зубів



37-730
 Misch Socket Scoop
 4mm Angled Left
 Misch Ложечка для
 зубних лунок
 4мм Зігнута наліво



37-731
 Misch Socket Scoop
 4mm Angled Right
 Misch Ложечка для
 зубних лунок
 4мм Зігнута направо



37-732
 Potts Elevator-Left
 Potts Елеватор- наліво



37-733
 Potts Elevator-Right
 Potts Елеватор- направо



37-734
 Potts "T-Handle" Elevator-Left
 Potts "Т-Ручка" Елеватор-наліво



37-735
 Potts "T-Handle" Elevator-Right
 Potts "Т-Ручка" Елеватор-направо

ROOT ELEVATORS

Elévateurs à racines
Зтеваторы корневые

Elevadores para raíces
Елеватори екстракційні

Wurzelheber

Heidebrink Root Tip Picks



8 mm hollow handle




37-736
Fig. 1



37-737
Fig. 2
Left




37-738
Fig. 3
Right




37-739
Fig. 13/14
Double ended


Heidebrink Root Tip Picks



37-740
Fig. 1



37-741
Fig. 2
Left




37-742
Fig. 3
Right

ROOT ELEVATORS

Elévateurs à racines
Зтеваторы корневые

Elevadores para raíces
Елеватори екстракційні

Wurzelheber



37-743
Fig. 1
Lecluse



Potts



37-744
Fig. 6
Potts
Left



37-745
Fig. 7
Potts
Right



Walter F. Barry



37-746
Fig. 320
Left



37-747
Fig. 321
Right



37-748
Fig. 322
Left



37-749
Fig. 323
Right



37-750
Fig. 350
Left



37-751
Fig. 351
Right

ROOT ELEVATORS

Elévateurs à racines
Зтеваторы корневые

Elevadores para raíces
Елеватори екстракційні

Wurzelheber



37-752
Fig. 1L
Left



37-753
Fig. 1R
Right



37-754
Fig. 11L
Left




37-755
Fig. 11R
Right



37-756
Fig. 12L
Left



37-757
Fig. 12R
Right



Winter



37-758
Fig. 13L
Left



37-759
Fig. 13R
Right



37-760
Fig. 14L
Left



37-761
Fig. 14R
Right

ROOT ELEVATORS

Elévateurs à racines
Зтеваторы корневые

Elevadores para raíces
Елеватори екстракційні

Wurzelheber

SYNDESMOTOMES



Syndesmotosomes
37-762
11 cm



37-763
Fig. 0



37-764
Fig. 1



37-765
Fig. 2



37-766
Fig. 3



37-767
Fig. 4



37-768
Fig. 5



37-769
Fig. 6



37-770
Fig. 7



37-771
Fig. 8



37-772
Fig. 9



37-773
Fig. 11



37-774
Fig. 21

ROOT ELEVATORS

Elévateurs à racines
Зтеваторы корневые

Elevadores para raíces
Елеватори екстракційні

Wurzelheber

Syndesmotomes Chompret



37-775
Fig. 1



37-776
Fig. 2



37-777
Fig. 3



37-778
Fig. 4

Elevators root tip Heidebrink



37-779
Fig. 1



37-780
Fig. 2



37-781
Fig. 3


ROOT ELEVATORS

Élévateurs à racines
Зтеваторы корневые

Elevadores para raices
Елеватори екстракційні

Wurzelheber

Luxation Instruments



No.	Ref.	Description	Colour	Blade Size	Indications
37-782	L-1S	Straight Blade	Light Green	1mm	Integrates Periost Properties
37-783	L-2S	Straight Blade	Green	2mm	Apical and/or Interproximal
37-784	L-3C	Curved Blade	Black	3mm	General Use/Starter
37-785	L-3S	Straight Blade	Grey	3mm	Interproximal
37-786	L-3CA	Contra Angle	Blue	3mm	Lingual and/or Distal-Morals
37-787	L-3IC	Inverted Curved	Light Blue	3mm	General Lingual and/or Distal
37-788	L-5C	Curved Blade	Brown	5mm	Large Molar Roots/General Use
37-789	L-5S	Straight Blade	Tan	5mm	Interproximal
37-790	L-10				
37-791	DE3	Dual Edge Straight	Grey	3mm/1.5mm	Deep Fractured and Decayed Roots
37-792	DE5	Dual Edge Straight	Brown	5mm/3mm	Deep Fractured and Decayed Roots
37-793	S-2S	Straight Blade	Green	2mm	Apical and/or Interproximal
37-794	S-3C	Curved Blade	Black	3mm	General Use/Starter
37-795	S-3S	Straight Blade	Gray	3mm	Interproximal
37-796	S-3CA	Contra Angle	Blue	3mm	Lingual and/or Distal-Morals
37-797	S-5S	Straight Blade	Tan	5mm	Interproximal
37-798	F25	Straight Blade	Green	2.5mm	Elevation When Strong Forces Are Needed
37-799	F32	Straight Blade	Gray	3.2mm	Elevation When Strong Forces Are Needed
37-800	F40	Straight Blade	Light Brown	4mm	Elevation When Strong Forces Are Needed

EXTRACTING FORCEPS

VALUED BUYERS

We are regularly manufacturing below articles in showing handles & pattern A,B,C & D for better grip & perfection.

We are also fully equipped & capable to develop these instruments as per your own specific requirements & demands in materials, sizes, shapes and patterns.

A



B



C



D



EXTRACTING FORCEPS (English Pattern)

- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Zahnzangen (Englische Form)

- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Forceps de Extracción (Forme Inglesa)
- استخراج الملقط (نمط اللغة الإنجليزية)




37-900
1
upper laterals and canines
obere Schneide- und Eckzähne
incisives et canines supérieures
incisivos y caninos superiores
Для верхніх бокових зубів та іклів




37-901
2
upper laterals and canines
obere Schneide- und Eckzähne
incisives et canines supérieures
incisivos y caninos superiores
Для верхніх бокових зубів та іклів




37-902
3
upper laterals and canines
obere Schneide- und Eckzähne
incisives et canines supérieures
incisivos y caninos superiores
Для верхніх бокових зубів та іклів



37-903
4
lower laterals and canines
untere Schneide- und Eckzähne
incisives et canines inférieures
incisivos y caninos inferiores
Для нижніх бокових зубів та іклів



37-904
7
upper premolars
obere Prämolaren
prémolaires supérieures
premolares superiores
Для верхніх премолярів



37-905
8
lower premolars
untere Prämolaren
prémolaires inférieures
premolares inferiores
Для нижніх премолярів




37-906
13
lower premolars
untere Prämolaren
prémolaires inférieures
premolares inferiores
Для нижніх премолярів

EXTRACTING FORCEPS (English Pattern)


- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Zahnzangen (Englische Form)
- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Forceps de Extracción (Forme Inglesa)
- استخراج الملقط (نمط اللغة الإنجليزية)




37-907
17
upper molars, right
obere Molaren, rechts
molaires supérieures droites
molares superiores derechos
Для верхніх молярів, справа



37-908
18
upper molars, left
obere Molaren, links
molaires supérieures gauches
molares superiores izquierdos
Для верхніх молярів, зліва



37-909
18A
upper molars
obere Molaren
molaires supérieures
molares superiores
Для верхніх молярів



37-910
18B
upper molars
obere Molaren
molaires supérieures
molares superiores
Для верхніх молярів



37-911
19
upper third molars
obere dritte molaren
troisièmes molaires supérieures
terceros molares superiores
Для верхніх третіх молярів



37-912
13S
lower premolars, for children
untere Prämolaren, für Kinder
Prémolaires inférieures, pour enfants
premolares inferiores para niños
Для нижніх премолярів, для дітей


EXTRACTING FORCEPS (English Pattern)

- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Zahnzangen (Englische Form)

- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Forceps de Extracción (Forme Inglesa)
- استخراج الملقط (نمط اللغة الإنجليزية)




**37-913
20**
lower third molar
untere dritte Molaren
troisième molaires inférieures
terceros molares inferiores
Для нижніх третіх молярів



**37-914
21**
lower molar
untere Molaren
molaires inférieures
molares inferiores
Для нижніх молярів



**37-915
22**
lower molar
untere Molaren
molaires inférieures
molares inferiores
Для нижніх молярів



**37-916
22S**
lower molar,
for children
untere Molaren,
für kinder
molaires inférieures,
pour enfants
molares inferiores,
para niños
Для нижніх молярів,
для дітей



**37-917
22G**
lower molar
untere Molaren
molaires inférieures
molares inferiores
Для нижніх молярів



**37-918
23**
lower molar, right
untere Molaren, rechts
molaires inférieures droites
molares inferiores derechos
Для нижніх молярів, справа




**37-919
24**
lower molar, right
untere Molaren, links
molaires inférieures gauches
molares inferiores izquierdos
Для нижніх молярів, справа

EXTRACTING FORCEPS (English Pattern)

- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Zahnzangen (Englische Form)
- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Forceps de Extracción (Forme Inglesa)
- استخراج الملقط (نمط اللغة الإنجليزية)




37-920
29
upper roots
obere wurzeln
recines supérieures
raices superiores
Для верхніх коренів зубів



37-921
29S
upper roots, for children
obere wurzeln, für kinder
recines supérieures, pour enfants
raices superiores, para niños
Для верхніх коренів зубів, для дітей




37-922
30
upper roots
obere wurzeln
recines supérieures
raices superiores
Для верхніх коренів зубів



37-923
31
lower roots
untere wurzeln
recines inférieures
raices inferiores
Для нижніх коренів зубів



37-924
32
lower roots
untere wurzeln
recines inférieures
raices inferiores
Для нижніх коренів
зубів



37-925
30S
upper roots, for children
obere wurzeln, für kinder
recines supérieures, pour enfants
raices superiores, para niños
Для верхніх коренів зубів,
для дітей

EXTRACTING FORCEPS (English Pattern)

- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Zahnzangen (Englische Form)
- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Forceps de Extracción (Forme Inglesa)
- استخراج الملقط (نمط اللغة الإنجليزية)



37-926
33
lower roots
untere wurzeln
racines inférieures
raíces inferiores
Для нижніх коренів зубів



37-927
33A
lower roots
untere wurzeln
racines inférieures
raíces inferiores
Для нижніх коренів зубів



37-928
33B
lower roots
untere wurzeln
racines inférieures
raíces inferiores
Для нижніх коренів зубів



37-929
33L
lower roots
untere wurzeln
racines inférieures
raíces inferiores
Для нижніх коренів зубів



37-930
33S
lower roots, for children
untere Wurzeln, für kinder
racines inférieures, pour enfants
raíces inferiores, para niños
Для нижніх коренів зубів,
для дітей



37-931
37
upper incisors, for children
oberer Schneidezähne, für kinder
incisives supérieures, pour enfants
incisivos superiores, para niños
Для верхніх різців, для дітей oberer

EXTRACTING FORCEPS (English Pattern)

- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Zahnzangen (Englische Form)

- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Forceps de Extracción (Forme Inglesa)
- استخراج الملقط (نمط اللغة الإنجليزية)



37-932
38

lower incisors and canines, for children
untere Schneide- und Eckzähne, für Kinder
incisives et canines inférieures, pour enfants
incisivos y caninos inferiores, para niños
Для нижніх різців та іклів, для дітей



37-933

39
upper molars
for children
obere Molaren,
für Kinder
molaires supérieures,
pour enfants
molares superiores,
para niños
Для верхніх молярів
для дітей



37-934

39 R
upper molars right
for children
obere Molaren rechts,
für Kinder
molaires supérieures,
droites, pour enfants
molares superiores,
derechos, para niños
Для верхніх молярів
right для дітей



37-935

39 A
upper molars
for children
obere Molaren,
für Kinder
molaires supérieures,
pour enfants
molares superiores,
para niños
Для верхніх молярів
для дітей



37-936

40
lower molars
for children
untere Molaren,
für Kinder
molaires inférieures,
pour enfants
molares inferiores,
para niños
Для нижніх молярів
для дітей



37-937

39 L
upper molars left
for children
obere Molaren links,
für Kinder
molaires supérieures,
gauches, pour enfants
molares superiores,
izquierdos, para niños
Для верхніх молярів
зліва для дітей

EXTRACTING FORCEPS (English Pattern)

- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Zahnzangen (Englische Form)

- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Forceps de Extracción (Forme Inglesa)
- استخراج الملقط (نمط اللغة الإنجليزية)



37-939
Fig. 44
upper roots
obere Wurzeln
racines supérieures
raíces superiores
Для верхніх коренів
зубів



37-942
Fig. 46N
Lower premolars
deep-gripping
Premolari inferiori
attacco profondo
Prémolaires inférieures
à attaque profonde
Premolares inferiores
a sujeción profunda
Для нижніх премолярів
Глибоке захоплення



37-938
Fig. 41
upper roots
obere Wurzeln
racines supérieures
raíces superiores
Для верхніх коренів
зубів

37-943
Fig. 48
lower roots
untere Wurzeln
racines inférieures
raíces inferiores
Для нижніх коренів
зубів

37-944
Fig. 49
upper roots
obere Wurzeln
racines supérieures
raíces superiores
Для верхніх коренів
зубів

37-945
Fig. 49L
Very thin lower roots
Radici inferiori molto sottili
Racines inférieures très fines
Raíces inferiores, muy delgadas
Дуже тонкі Для нижніх коренів
зубів

37-946
50
upper roots
obere Wurzeln
racines supérieures
raíces superiores
Для верхніх коренів

EXTRACTING FORCEPS (English Pattern)

- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Zahnzangen (Englische Form)
- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Forceps de Extracción (Forme Inglesa)
- استخراج الملقط (نمط اللغة الإنجليزية)



37-947
51
upper roots
obere Wurzeln
racines supérieures
raíces superiores
Для верхніх коренів
зубів



37-948
51 A
upper roots
obere Wurzeln
racines supérieures
raíces superiores
Для верхніх коренів
зубів



37-949
51 L
upper roots
obere Wurzeln
racines supérieures
raíces superiores
Для верхніх коренів
зубів



37-950
51 S
upper roots, for children
obere Wurzeln für kinder
racines supérieures, pour enfants
raíces superiores, para niños
Для верхніх коренів зубів, для
дітей



37-951
52
upper roots
obere Wurzeln
racines supérieures
raíces superiores
Для верхніх коренів
зубів



37-952
52 A
upper teeth and resection
obere Zähne und Resektion
dents supérieures et résection
dientes superiores y resección
Для верхніх зубів та резекції

EXTRACTING FORCEPS (English Pattern)

- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Zahnzangen (Englische Form)

- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Forceps de Extracción (Forme Inglesa)
- استخراج الملقط (نمط اللغة الإنجليزية)



37-953
54
for separating upper molars
Spaltzange für obere Molaren
à séparer molaires supérieures
para separar molares superiores
Для розділення верхніх молярів



37-954
55
for separating upper molars
Spaltzange für obere Molaren
à séparer molaires supérieures
para separar molares superiores
Для розділення верхніх молярів



37-955
56
for separating lower molars
Spaltzange für untere Molaren
à séparer molaires inférieures
para separar molares inferiores
Для розділення нижніх молярів



37-956
65 L
upper molars, left
obere Molaren, links
molaires supérieures gauches
molares superiores izquierdos
Для верхніх молярів, зліва



37-957
65 R
upper molars, right
obere Molaren, rechts
molaires supérieures droites
molares superiores derechos
Для верхніх молярів, справа



37-958
67
upper third molars
obere dritte Molaren
troisiemes molaires supérieures
terceros molares superiores
Для верхніх третіх молярів



37-959
67 A
upper third molars
obere dritte Molaren
troisiemes molaires supérieures
terceros molares superiores
АДля верхніх третіх молярів



37-960
Fig. 59
Lower root
Radici superiori
Racines inférieures
Raices inferiores
Для нижніх коренів зубів



With Serrated
Tips

37-961
Fig. 59L
lower incisors and roots
untere Schneidezähne und wurzeln
incisives et racines inférieures
incisivos y raices inferiores



With Serrated
Tips

37-962
Fig. 60
lower roots
untere Wurzeln
racines inférieures
raices inferiores

EXTRACTING FORCEPS (English Pattern)

- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Zahnzangen (Englische Form)

- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Forceps de Extracción (Forme Inglesa)
- استخراج الملقط (نمط اللغة الإنجليزية)



37-963
67 1/2 R
upper third molars, right
obere dritte Molaren, rechts
troisièmes molaires supérieures, droites
terceros molares superiores, derechos
Для верхніх третіх молярів, справа



37-964
67 1/2 L
upper third molars, left
obere dritte Molaren, links
troisièmes molaires supérieures, gauches
terceros molares superiores, izquierdos
Для верхніх третіх молярів, зліва



37-965
Fig. 67N
Upper third molars
Ottavi superiori
Troisièmes molaires supérieurs
Terceros molares superiores
Для верхніх третіх молярів



37-966
68
lower roots
untere Wurzeln
racines inférieures
raíces inferiores
Для нижніх коренів
зубів



37-967
68 A
lower roots
untere Wurzeln
racines inférieures
raíces inferiores
Для нижніх коренів
зубів



37-968
73
lower molars
untere Molaren
molaires inférieures
molares inferiores
Для нижніх молярів



37-969
73 R
lower molars, right
untere Molaren, rechts
molaires inférieures, droites
molares inferiores, derechos
Для нижніх молярів, справа



37-970
73 L
lower molars, left
untere Molaren, links
molaires inférieures, gauches
molares inferiores, izquierdos
Для нижніх молярів, зліва

EXTRACTING FORCEPS (English Pattern)

- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Zahnzangen (Englische Form)

- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Forceps de Extracción (Forme Inglesa)
- استخراج الملقط (نمط اللغة الإنجليزية)



37-971
73 A
lower molars
untere Molaren
molaires inférieures
molares inferiores
Для нижніх молярів



37-972
73 S
lower molars
untere Molaren
molaires inférieures
molares inferiores
Для нижніх молярів



37-973
73 B
lower molars for children
untere Molaren für Kinder
molaires inférieures,
pour enfants
molares inferiores,
para niños
Для нижніх молярів
для дітей



37-976
73 K
lower molars for children
untere Molaren für Kinder
molaires inférieures,
pour enfants
molares inferiores,
para niños
Для нижніх молярів
для дітей



37-974
74
lower roots
untere Wurzeln
racines inférieures
raíces inferiores
Для нижніх коренів
зубів



37-975
74 D
lower roots
untere Wurzeln
racines inférieures
raíces inferiores
Для нижніх коренів
зубів

EXTRACTING FORCEPS (English Pattern)

- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Zahnzangen (Englische Form)
- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Forceps de Extracción (Forme Inglesa)
- استخراج الملقط (نمط اللغة الإنجليزية)



37-977
74M
lower roots
untere wurzeln
recines inférieures
raíces inferiores
Для нижніх коренів
зубів



37-978
74N
lower roots
untere wurzeln
recines inférieures
raíces inferiores
Для нижніх коренів
зубів



37-979
74XN
lower roots and crowded incisors
untere Wurzel und eng-
stehende schneidezähne
recines inférieures et
incisives surdents
raíces inferiores e incisivos
supernumerarios
Для нижніх коренів зубів та
густорозташованих різців



37-980
75
lower premolars
untere Prämolaren
prémolaires inférieures
premolares inferiores
Для нижніх премолярів



37-981
76
upper roots
obere wurzeln
recines supérieures
raíces superiores
Для верхніх коренів зубів




37-982
76N
upper roots
obere wurzeln
recines supérieures
raíces superiores
Для верхніх коренів
зубів

EXTRACTING FORCEPS (English Pattern)

- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Zahnzangen (Englische Form)

- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Forceps de Extracción (Forme Inglesa)
- استخراج الملقط (نمط اللغة الإنجليزية)



**37-985
79A**
lower third molars
untere dritte Molaren
troisièmes molaires
inférieures
terceros molares
inferiores
Для нижніх третіх
молярів

**37-986
Fig. 79N**
Lower third molars
Ottavi inferiori
Troisièmes molaires
inférieurs
Terceros molares
inferiores
Для нижніх третіх
молярів



With Serrated
Tips

**37-983
76S**
upper roots
obere wurzeln
racines supérieures
raíces superiores
Для верхніх коренів
зубів

**37-984
79**
lower third molars
untere dritte Molaren
troisièmes molaires inférieures
terceros molares inferiores
Для нижніх третіх молярів

**37-987
Fig. 79C**
lower third molars
untere dritte Molaren
troisièmes molaires inférieures
terceros molares inferiores
Для нижніх третіх молярів
із зазубреними кінчиками

**37-988
81**
lower premolars and roots
untere prämolaren und wurzeln
Premolaires et racines inférieures
premolares y raíces inferiores
Для нижніх премолярів та
коренів зубів

**37-989
80**
upper molar roots
Molarenwurzeln oben
racines de molaires
supérieures
raíces de molares
superiores
Для коренів зубів
верхніх молярів

EXTRACTING FORCEPS (English Pattern)

- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Zahnzangen (Englische Form)
- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Forceps de Extracción (Forme Inglesa)
- استخراج الملقط (نمط اللغة الإنجليزية)



37-990
86A
lower molars
untere Molaren
molaires inférieures
molares inferiores
Для нижніх молярів




37-991
86B
lower molars
untere Molaren
molaires inférieures
molares inferiores
Для нижніх молярів



37-992
86C
lower molars
untere Molaren
molaires inférieures
molares inferiores
Для нижніх молярів



37-993
87
lower molars
untere Molaren
molaires inférieures
molares inferiores
Для нижніх молярів



37-994
89
upper molars, right
obere molaren, rechts
molaires supérieures droites
molares superiores derechos
Для верхніх молярів, справа



37-995
90
upper molars, left
obere molaren, links
molaires supérieures gauches
molares superiores izquierdos
Для верхніх молярів, зліва

EXTRACTING FORCEPS (English Pattern)

- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Zahnzangen (Englische Form)

- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Forceps de Extracción (Forme Inglesa)
- استخراج الملقط (نمط اللغة الإنجليزية)



**37-997
93**
upper second molars, left
obere zweite molaren, links
deuxièmes molaires
supérieures gauches
segundos molares
superiores izquierdos
Для верхніх других
молярів, зліва



**37-998
94**
upper molars, right
obere molaren, rechts
molaires supérieures droites
molares superiores derechos
Для верхніх молярів, справа



**37-999
91**
for separating lower molars
Spaltzange für untere molaren
à séparer molaires inférieures
para separar molares
Для розділення нижніх
молярів

**37-996
92**
upper second molars, right
obere zweite molaren, rechts
deuxièmes molaires
supérieures, droites
segundos molares
superiores, derechos
Для верхніх других
молярів, справа



**37-1000
99**
lower molars
untere Molaren
molaires inférieures
molares inferiores
Для нижніх молярів



**37-1001
Fig. 97**
Very thin upper roots
Radici superiori molto sottili
Racines supérieurs très fines
Raíces superiores muy delgadas
Дуже тонкі Для верхніх коренів
зубів

**37-1002
95**
upper molars, left
obere molaren, links
molaires supérieures gauches
molares superiores izquierdos
Для верхніх молярів, зліва

EXTRACTING FORCEPS (English Pattern)


- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Zahnzangen (Englische Form)
- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Forceps de Extracción (Forme Inglesa)
- استخراج الملقط (نمط اللغة الإنجليزية)



37-1003
99 1/4
lower molars
untere Molaren
molaires inférieures
molares inferiores
Для нижніх молярів



37-1004
99 1/2
lower molars
untere Molaren
molaires inférieures
molares inferiores
Для нижніх молярів



37-1005
100
upper roots
obere Wurzeln
racines supérieures
raices superiores
Для верхніх коренів
зубів



37-1006
101
upper premolars and roots
obere Pramolaren und wurzeln
prémolaires et racines supérieures
premolares y raices superiores
Для верхніх премолярів та
коренів зубів

EXTRACTING FORCEPS (English Pattern)

- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Zahnzangen (Englische Form)

- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Forceps de Extracción (Forme Inglesa)
- استخراج الملقط (نمط اللغة الإنجليزية)



**37-1008
102**
upper molars, right
obere Molaren, rechts
Molaires supérieures droites
Molares superiores derechos
Для верхніх молярів, справа



**37-1009
103**
upper molars, left
obere Molaren, links
Molaires supérieures gauches
Molares superiores izquierdos
Для верхніх молярів, зліва



**37-1012
107**
upper canines
obere Eckzähne
canines supérieures
caninos superiores
Для верхніх іклів



**37-1010
105**
lower incisors
untere Schneidezähne
incisiver inférieures
incisivos inferiores
Для нижніх різців



**37-1011
106**
lower incisors
untere Schneidezähne
incisiver inférieures
incisivos inferiores
Для нижніх різців


**37-1007
104**
upper roots
obere Wurzeln
racines supérieures
raíces superiores
Для верхніх коренів зубів

EXTRACTING FORCEPS (English Pattern)

- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Zahnzangen (Englische Form)
- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Forceps de Extracción (Forme Inglesa)
- استخراج الملقط (نمط اللغة الإنجليزية)



37-1013
112
upper roots
obere Wurzeln
racines supérieures
raices superiores
Для верхніх коренів
зубів



37-1014
113
upper roots
obere Wurzeln
racines supérieures
raices superiores
Для верхніх коренів
зубів



37-1016
136
upper premolars and roots
obere Pramolaren und Wurzeln
prémolaires et racines supérieures
prcmolares y raices superiores
Для верхніх премолярів та коренів зубів



37-1017
137
lower incisors and roots
untere Schneidezähne und wurzeln
incisives et racines inférieures
incisivos y raices inferiores
Для нижніх різців та коренів зубів



37-1015
144
lower roots
untere Wurzeln
racines inférieures
raices inferiores
Для нижніх коренів
зубів



37-1018
143
lower roots
untere Wurzeln
racines inférieures
raices inferiores
Для нижніх коренів зубів


EXTRACTING FORCEPS (English Pattern)

- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Zahnzangen (Englische Form)

- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Forceps de Extracción (Forme Inglesa)
- استخراج الملقط (نمط اللغة الإنجليزية)



37-1019
Fig. 121
upper third molars
obere dritte molaren
troisièmes molaires supérieures
terceros molares superiores
Для верхніх третіх молярів



37-1020
Fig. 145
lower roots
untere Wurzeln
racines inférieures
raíces inferiores
Для нижніх коренів зубів



37-1021
Fig. 151 1/2
upper roots
obere wurzeln
racines supérieures
raíces superiores
Для верхніх коренів зубів



37-1022
Fig. 166
Universal extracting forceps
for upper teeth, in particular
molars and premolars
Універсальні щипці для видалення
зубів для верхніх зубів, зокрема для
молярів та премолярів



37-1023
Fig. 167
Universal extracting forceps
for Lower teeth, in particular
molars and premolars
Універсальні щипці для видалення зубів
для нижніх зубів, зокрема для молярів
та премолярів

EXTRACTING FORCEPS (English Pattern)

- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Zahnzangen (Englische Form)
- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Forceps de Extracción (Forme Inglesa)
- استخراج الملقط (نمط اللغة الإنجليزية)




37-1024
Trotter
Fig. 168
Upper canines
Для верхніх іклів



37-1025
Trotter
Fig. 169
Lower canines
Для нижніх іклів



37-1027
Fig. 349
Upper roots
Для верхніх коренів
зубів



37-1026
Trotter
Fig. 346
Lower roots
Для нижніх коренів
зубів




37-1028
Fig. 359
Lower roots
Для нижніх коренів
зубів

EXTRACTING FORCEPS (English Pattern)

- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Zahnzangen (Englische Form)
- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Forceps de Extracción (Forme Inglesa)
- استخراج الملقط (نمط اللغة الإنجليزية)



37-1029
MD1
MEAD
upper anteriors, roots
obere Frontzähne, Wurzeln
incisives, canines,
racines supérieures
incisivos, caninos,
raíces superiores
Для верхньої передньої групи
зубів, коренів зубів



37-1030
MD2
MEAD
upper Molars
obere Molaren
molaires supérieures
molares superiores
Для верхніх молярів



37-1031
MD3
MEAD
lower roots
untere wurzeln
racines inférieures
raíces inferiores
Для нижніх коренів зубів



37-1032
MD4
MEAD
lower Molars
untere Molaren
molaires inférieures
molares inferiores
Для нижніх молярів



37-1033
FELSCH
upper third molars
obere dritte Molaren
troisièmes molaires supérieures
terceros molares superiores
Для верхніх третіх молярів

EXTRACTING FORCEPS (English Pattern)

- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Zahnzangen (Englische Form)
- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Forceps de Extracción (Forme Inglesa)
- استخراج الملقط (نمط اللغة الإنجليزية)



37-1034
STIKSA
lower molars and wisdoms
untere Molaren und Weisheitszähne
molaires et dents de sagesse
inférieures
molares y cordales inferiores
Для нижніх молярів та
зубів мудрості



37-1035
STIKSA
lower molars and wisdoms roots
Wurzeln unterer Molaren und Weisheitszähne
racines des molaires et dents de sagesse
inférieures
raíces de molares y cordales inferiores
Для нижніх молярів та коренів зубів
мудрості



37-1036
HERTZ
lower molars
and wisdoms roots
Wurzeln unterer Molaren
und Weisheitszähne
racines des molaires et
dents de sagesse inférieures
raíces de molares y
cordales inferiores
Для нижніх молярів та коренів
зубів мудрості



37-1037
HERTZ
lower incisors
untere Schneidezähne
incisives inférieures
incisivos inferiores
Для нижніх різців

WISDOM EXTRACTING FORCEPS


- Щипцы экстракционные для зубов мудрости(английская форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Zahnzangen (Englische Form)
- Щипці екстракційні для зубів мудрості (англійська форма)
- Forceps de Extracción (Forme Inglesa)
- الحكمة استخراج الملقط



37-1038
Routurier
(# 22 ½ L)
lower molars and
wisdoms, left
Molaren und Weisheits-
zähne, unten, links
molaires et dents de sagesse
inférieures, gauches
molares y cordales inferiores,
lado izquierdo
Для нижніх молярів та зубів
мудрості, зліва



37-1039
Routurier
(# 22 ½ R)
lower molars and
wisdoms, right
Molaren und Weisheits-
zähne, unten, rechts
molaires et dents de sagesse
inférieures, droites
molares y cordales inferiores,
lado derecho
Для нижніх молярів та
зубів мудрості, справа



37-1040
Routurier
(# 33 ½ L)
lower molar and
wisdom roots, left
Wurzeln unterer Molaren
und Weisheitszähne, links
racines des molaires et dents
de sagesse inférieures, gauches
raíces de molares y cordales
inferiores, izquierdos
Для нижніх молярів та коренів
зубів мудрості, зліва



37-1041
Routurier
(# 33 ½ R)
lower molar and
wisdom roots, right
Wurzeln unterer Molaren
und Weisheitszähne, rechts
racines des molaires et dents
de sagesse inférieures, droites
raíces de molares y cordales
inferiores, derechos
Для нижніх молярів та коренів
зубів мудрості, справа

EXTRACTING FORCEPS (English Pattern)

- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Zahnzangen (Englische Form)
- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Forceps de Extracción (Forme Inglesa)
- استخراج الملقط (نمط اللغة الإنجليزية)



37-1042
Busch
lower roots
untere Wurzeln
racines inférieures
raíces inferiores
Для нижніх коренів
зубів



37-1043
Busch
lower roots
untere Wurzeln
racines inférieures
raíces inferiores
Для нижніх коренів
зубів



37-1044
Witzel
lower roots
obere Wurzeln
racines supérieures
raíces superiores
Для нижніх коренів
зубів



37-1045
Fig. 333S
Very thin lower
roots
Radici inferiori
molto sottili
Racines inférieures
très fines
Raíces inferiores
muy delgada
Дуже тонкі Для
нижніх коренів зубів

EXTRACTING FORCEPS (For Children)

- Щипцы экстракционные детские
- Daviers - forme anglaise
- Pinzere per estrazione per bambini


- Щипці екстракційні дитячі
- Férceps de extracción - forma inglesa
- استخراج الملقط (للأطفال)



37-1046
Fig. 1
upper incisors
obere Schneidezähne
incisives supérieures
incisivos superiores
Для верхніх різців



37-1047
Fig. 2
upper premolars
obere Prämolaren
prémolaires supérieures
premolares superiores
Для верхніх премоларів



37-1048
Fig. 3
upper molars
obere Molaren
molaires supérieures
molares superiores
Для верхніх молярів



37-1049
Fig. 4
upper roots
obere Wurzeln
racines supérieures
raíces superiores
Для верхніх коренів зубів



37-1050
Fig. 5
lower incisors
untere Schneidezähne
incisives inférieures
incisivos inferiores
Для нижніх різців



37-1051
Fig. 6
lower molars
untere Molaren
molaires inférieures
molares inferiores
Для нижніх молярів



37-1052
Fig. 7
lower roots
untere Wurzeln
racines inférieures
raíces inferiores
Для нижніх коренів зубів

Available all in Double Spring Handles.

ROOTS SPLINTER FORCEPS

- Щипцы для удаления корневых осколков
- Pincers Fragments
- Wurzelsplitterzangen

- Щипці для видалення корневих осколків
- Pinzas Para Fragmentos
- جذور منشقة الملقط



**37-1054
Witzel**
upper roots
obere Wurzeln
racines supérieures
raíces superiores
Для верхніх коренів
зубів



**37-1053
Witzel**
lower roots
untere Wurzeln
racines inférieures
raíces inferiores
Для нижніх коренів зубів



**37-1055
Ralk**
root fragments
Wurzelfragmente
fragments de racines
fragmentos de raíces
Для відламків коренів зубів



**37-1056
Stieglitz**
root fragments
Wurzelfragmente
fragments de racines
fragmentos de raíces
Для відламків коренів
зубів



**37-1057
Stieglitz**
root fragments
Wurzelfragmente
fragments de racines
fragmentos de raíces
Для відламків коренів
зубів




**37-1058
Arthur**
root fragments
Wurzelfragmente
fragments de racines
fragmentos de raíces
Для відламків коренів зубів

EXTRACTING FORCEPS (For Children)


- Щипцы экстракционные детские
- Daviers - forme anglaise
- Pinzeper per estrazione per bambini
- Щипці екстракційні дитячі
- Férceps de extracción - forma inglesa
- استخراج الملقط (للأطفال)



37-1059
Koehler
Luxation forceps
right & left molars
Щипці для зміщення
правих і лівих молярів



37-1060
Upper canines
& premolars.
Для верхніх іклів
та премолярів



37-1061
Lower molars
either side.
Для нижніх молярів
з обох боків



37-1062
Fig. 00
Ottavi inferiori
Lower third molars
Troisièmes molaires inférieures
Terceros molares inferiores
Для нижніх третіх молярів



37-1063
Albrecht



37-1064
Albrecht

deciduous teeth
Молочні зуби

Extracting Forceps (American Pattern)

- Щипцы экстракционные (американская форма)
- Daviers - forme américaine
- Férceps de extracción - forma americana
- Щипці екстракційні (американська форма)
- Pinzere per estrazione - forma americana
- استخراج الملقط (النمط الأمريكي)




37-1065
W1
Winter
upper centrals and canines
obere schneide- und Eckzähne
incisives et canines supérieures
incisivos y caninos superiores
Для верхніх присередніх зубів та іклів



37-1066
1
upper incisors and roots
obere schneidezähne und wurzeln
incisives et racines supérieures
incisivos y raíces superiores
Для верхніх різців та коренів зубів




37-1067
2
upper and lower roots
obere und untere wurzeln
racines supérieures et inférieures
raíces superiores y inferiores
Для верхніх та нижніх коренів зубів



37-1068
4
upper and lower premolars
obere und untere prämolaren
prémolaires supérieures et inférieures
premolares superiores y inferiores
Для верхніх та нижніх премоларів



37-1069
5
Physick
lower third molars
untere dritte Molaren
troisième molaires inférieures
terceros molares inferiores
Для нижніх третіх молярів




37-1070
6
separating forceps
spaltzange
pince à séparer
forceps para separar
Щипці для розділення зубів

Extracting Forceps (American Pattern)

- Щипці екстракційні (американська форма)
- Daviers - forme américaine
- Férceps de extracción - forma americana
- Щипці екстракційні (американська форма)
- Pinzeper per estrazione - forma americana
- استخراج الملقط (النمط الأمريكي)



37-1071
7
upper roots
obere Wurzeln
racines supérieures
raíces superiores
Для верхніх коренів
зубів




37-1072
8
upper and lower third molars
obere und untere dritte Molaren
troisièmes molaires supérieures et inférieures
terceros molares superiores y inferiores
Для верхніх та нижніх третіх молярів
superiores y inferiores




37-1073
10S
upper roots
obere Wurzeln
racines supérieures
raíces superiores
Для верхніх коренів
зубів



37-1074
10 H
upper molars
obere Molaren
molaires supérieures
molares superiores
Для верхніх молярів
obere



37-1075
13
upper incisors
obere Schneidezähne
incisives supérieures
incisivos superiores
Для верхніх різців



37-1076
14
lower incisors
untere Schneidezähne
incisives inférieures
incisivos inferiores
Для нижніх різців

Extracting Forceps (American Pattern)


- Щипцы экстракционные (американская форма)
- Daviers - forme américaine
- Fórceps de extracción - forma americana
- Щипці екстракційні (американська форма)
- Pinzeper per estrazione - forma americana
- استخراج الملفط (النمط الأمريكي)



**37-1077
15
Harris**
lower molars
untere Molaren
molaires inférieures
molares inferiores
Для нижніх молярів



**37-1079
16**
lower molars
untere Molaren
molaires inférieures
molares inferiores
Для нижніх молярів




**37-1080
17**
lower molars
untere Molaren
molaires inférieures
molares inferiores
Для нижніх молярів



**37-1078
16S**
lower molars for children
untere molaren, für kinder
molaires inférieures, pour enfants
molares inferiores, para niños
Для нижніх молярів для дітей
untere молярів



**37-1081
18 L**
Harris
upper molars, left
obere Molaren, links
molaires supérieures gauches
molares superiores izquierdos
Для верхніх молярів, зліва




**37-1082
18R**
Harris
upper molars, right
obere Molaren, rechts
molaires supérieures droites
molares superiores derechos
Для верхніх молярів, справа

Extracting Forceps (American Pattern)

- Щипцы экстракционные (американская форма)
- Daviers - forme américaine
- Fórceps de extracción - forma americana
- Щипці екстракційні (американська форма)
- Pinzere per estrazione - forma americana
- استخراج الملقط (النمط الأمريكي)




**37-1083
20R**
upper molars, Right
obere molaren, rechts
molaires supérieures droites
molares superiores derechos
Для верхніх молярів, справа




**37-1084
20L**
upper molars, left
obere molaren, links
molaires supérieures gauches
molares superiores izquierdos
Для верхніх молярів, зліва



**37-1086
24**
upper molars
obere Molaren
molaires supérieures
molares superiores
Для верхніх молярів



**37-1085
23**
lower molars
untere Molaren
molaires inférieures
molares inferiores
Для нижніх молярів



**37-1087
27**
lower molars
untere Molaren
molaires inférieures
molares inferiores
Для нижніх молярів



**37-1088
29S**
lower teeth, for children
untere Zähne, für kinder
dents inférieures, pour enfants
dientes inferiores, para niños
Для нижніх зубів, для дітей

Extracting Forceps (American Pattern)


- Щипці екстракційні (американська форма)
- Daviers - forme américaine
- Férceps de extracción - forma americana
- Щипці екстракційні (американська форма)
- Pinzeper per estrazione - forma americana
- استخراج الملقط (النمط الأمريكي)




**37-1089
30S**
upper teeth, for children
obere zähne, für kinder
dents supérieures, pour enfants
dientes superiores, para niños
Для верхніх зубів, для дітей



**37-1090
32A Parmly**
upper premolars and molars
obere Prämolaren und Molaren
prémolaires et molaires supérieures
premolares y molars superiores
Для верхніх премолярів та молярів




**37-1091
32A Parmly**
upper premolars and roots
obere Prämolaren und Wurzeln
prémolaires et racines supérieures
premolares y raíces superiores
Для верхніх премолярів та коренів зубів



**37-1092
30S**
lower anteriors, and roots
untere zähne, und wurzeln
dents et racines, inférieures
dientes y raíces inferiores
Для нижньої передньої групи
зубів та коренів зубів




**37-1093
35**
upper roots
obere Wurzeln
racines supérieures
raíces superiores
Для верхніх коренів
зубів



**37-1094
36**
lower anteriors, and roots
untere zähne, und wurzeln
dents et racines, inférieures
dientes y raíces inferiores
Для нижньої передньої групи
зубів, та коренів зубів

Extracting Forceps (American Pattern)

- Щипцы экстракционные (американская форма)
- Daviers - forme américaine
- Férceps de extracción - forma americana
- Щипці екстракційні (американська форма)
- Pinzeper per estrazione - forma americana
- استخراج الملقط (النمط الأمريكي)



37-1095

37

lower anteriors and roots
obere Zähne und Wurzeln
dents et racines inférieures
dientes y raíces inferiores
Для нижньої передньої групи
зубів та коренів зубів



37-1098

53 L

upper molars, left
obere Molaren, links
molaires supérieures gauches
molares superiores izquierdos
Для верхніх молярів, зліва



37-1096


38

upper anteriors and roots
obere Zähne und Wurzeln
dents et racines supérieures
dientes y raíces superiores
Для верхньої передньої групи
зубів та коренів зубів

37-1097

53 R

upper molars, right
obere Molaren, rechts
molaires supérieures droites
molares superiores derechos
Для верхніх молярів, справа



37-1099

62

incisors, premolars, deciduous teeth
Schneidezähne, Prämolaren, Milchzähne
incisivos, prémolaires, dents de lait
incisivos, premolares, dientes de leche
Для різців, премолярів, молочних зубів

37-1100

65

upper incisors and roots
obere Schneidezähne und Wurzeln
incisives et racines supérieures
incisivos y raíces superiores
Для верхніх різців та коренів
зубів

Extracting Forceps (American Pattern)


- Щипцы экстракционные (американская форма)
- Daviers - forme américaine
- Fórceps de extracción - forma americana
- Щипці екстракційні (американська форма)
- Pinzeper per estrazione - forma americana
- استخراج الملقط (النمط الأمريكي)



**37-1101
69 Tomas**
upper and lower roots
obere und untere Wurzeln
racines supérieures et inférieures
raíces superiores y inferiores
Для верхніх та нижніх коренів
зубів



**37-1102
85 Tomas**
lower canines, premolars and molars
untere Eckzahne, Pramolaren, Molaren
canines, premolaires, molaires infer.
caninos, premolares, molares infer.
Для нижніх іклів, премолярів
та молярів



**37-1103
88R Nevius**
upper molars, right
obere Molaren, rechts
molaires supérieures droites
molares superiores derechos
Для верхніх молярів, справа



**37-1104
85A Tomas**
lower canines, premolars and molars
untere Eckzahne, Pramolaren, Molaren
canines, premolaires, molaires infer.
caninos, premolares, molares infer.
Для нижніх іклів, премолярів
та молярів



**37-1105
88L Nevius**
upper molars, left
obere Molaren, links
molaires supérieures gauches
molares superiores izquierdos
Для верхніх молярів, зліва

Extracting Forceps (American Pattern)

- Щипцы экстракционные (американская форма)
- Daviers - forme américaine
- Fórceps de extracción - forma americana
- Щипці екстракційні (американська форма)
- Pinzeper per estrazione - forma americana
- استخراج الملقط (النمط الأمريكي)



37-1106
99A
Kells
upper incisors, canines, premolars
obere Schneide- u. Eckzähne, Prämolaren
incisives, canines, prémolaires supér.
Incisivos, caninos, premolares super.
Для верхніх різців, іклів, премолярів



37-1107
104
upper third molars
obere dritte Molaren
troisièmes molaires supérieures
terceros molares superiores
Для верхніх третіх молярів



37-1108
99C
Kells
upper incisors, canines, premolars
obere Schneide- u. Eckzähne, Prämolaren
incisives, canines, prémolaires supér.
Incisivos, caninos, premolares super.
Для верхніх різців, іклів, премолярів



37-1109
101
Hull
Deciduous teeth
Milchzähne
dents temporaires
dientes temporales
Для молочних зубів



37-1110
103
lower incisors, premolars
untere Schneidezähne, Prämolaren
incisives prémolaires, racines infér.
Incisivos premolares, raices infer.
Для нижніх різців, премолярів

Extracting Forceps (American Pattern)

- Щипці екстракційні (американська форма)
- Daviers - forme américaine
- Fórceps de extracción - forma americana
- Щипці екстракційні (американська форма)
- Pinzere per estrazione - forma americana
- استخراج الملقط (النمط الأمريكي)



**37-1111
150
Cryer**
upper incisors, premolars,
roots
obere Schneidezähne,
Prämolaren und Wurzeln
incisives, prémolaires,
racines supér.
Incisivos, premolares,
raíces super.
Для верхніх різців,
премолярів, коренів зубів



**37-1112
150A
Cryer**
upper incisors, premolars,
roots
obere Schneidezähne,
Prämolaren und Wurzeln
incisives, prémolaires,
racines supér.
Incisivos, premolares,
raíces super.
Для верхніх різців,
премолярів, коренів зубів



**37-1113
150S
Cryer**
upper teeth, for children
obere Zähne, für Kinder
dents supérieures,
pour enfants
dientes superiores,
para niños
Для верхніх зубів,
для дітей



**37-1114
151A
Cryer**
lower incisors, premolars,
roots
untere Schneidezähne,
Prämolaren und Wurzeln
incisives, prémolaires,
racines infér.
Incisivos, premolares,
raíces infer.
Для нижніх різців,
премолярів, коренів зубів



**37-1115
151 S
Cryer**
lower incisors, premolars,
roots
untere Schneidezähne,
Prämolaren und Wurzeln
incisives, prémolaires,
racines infér.
Incisivos, premolares,
raíces infer.
Для нижніх різців,
премолярів, коренів зубів




**37-1116
151
Cryer**
lower teeth,
for children
untere Zähne,
für Kinder
dents supérieures,
pour enfants
dientes superiores,
para niños
Для нижніх зубів,
для дітей

Extracting Forceps (American Pattern)

- Щипцы экстракционные (американская форма)
- Daviers - forme américaine
- Fórceps de extracción - forma americana
- Щипці екстракційні (американська форма)
- Pinzere per estrazione - forma americana
- استخراج الملقط (النمط الأمريكي)




**37-1118
210S**
upper third molars
obere dritte Molaren
troisièmes molaires supérieures
terceros molares superiores
Для верхніх третіх молярів



**37-1121
213**
upper centrals and canines
obere Schneide- und Eckzähne
incisives et canines supérieures
incisivos y caninos superiores
Для верхніх присередніх зубів та іклів



**37-1119
201**
lower incisors, canines, premolars
obere Schneide- u. Eckzähne, Prämolaren
incisives, canines, prémolaires super.
Incisivos, caninos, premolares super.
Для нижніх різців, іклів, премолярів




**37-1122
217**
lower molars
untere Molaren
molaires inférieures
molares inferiores
Для нижніх молярів

**37-1117
203**
lower incisors and roots
untere Schneidezähne
und Wurzeln
incisives et racines inférieures
incisivos y raíces inferiores
Для нижніх різців та коренів зубів


**37-1120
210H**
upper third molars
obere dritte Molaren
troisièmes molaires supérieures
terceros molares superiores
Для верхніх третіх молярів

Extracting Forceps (American Pattern)

- Щипцы экстракционные (американская форма)
- Daviers - forme américaine
- Fórceps de extracción - forma americana
- Щипці екстракційні (американська форма)
- Pinzeper per estrazione - forma americana
- استخراج الملقط (النمط الأمريكي)



37-1123
222
lower third molars
untere dritte Molaren
troisièmes molaires inférieures
terceros molares inferiores
Для нижніх третіх молярів



37-1124
286
upper incisors and roots
obere Schneidezähne und Wurzeln
incisives et racines supérieures
incisivos y raíces superiores
Для верхніх різців та коренів зубів



37-1125
287 Swing
lower molars
untere Molaren
molaires inférieures
molares inferiores
Для нижніх молярів




37-1126
288
Lower canines and premolars
untere Eckzähne und Pramolaren
canines, premolaires inférieures
caninos, premolares inferiores
Для нижніх іклів та премолярів

Extracting Forceps (American Pattern)


- Щипцы экстракционные (американская форма)
- Daviers - forme américaine
- Fórceps de extracción - forma americana
- Щипці екстракційні (американська форма)
- Pinzere per estrazione - forma americana
- استخراج الملقط (النمط الأمريكي)



37-1127
Cohen
universal forceps
universalzahnzange
davier universal
forceps universal
Універсальні щипці



37-1128
10 S Nevius
upper canines
obere Eckzähne
canines supérieures
caninos superiores
Для верхніх іклів



37-1129
1 A Henahan
upper incisors
obere Schneidezähne
incisives supérieures
incisivos superiores
Для верхніх різців



37-1130
10 H Nevius
upper canines
obere Eckzähne
canines supérieures
caninos superiores
Для верхніх іклів




37-1131
4 Standard
upper third molars
obere dritte Molaren
troisiemes molaires supérieures
terceros molares superiores
Для верхніх третіх молярів

Extracting Forceps (American Pattern)


- Щипцы экстракционные (американская форма)
- Daviers - forme américaine
- Fórceps de extracción - forma americana
- Щипці екстракційні (американська форма)
- Pinzeper per estrazione - forma americana
- استخراج الملقط (النمط الأمريكي)



37-1132
FH Woodward
 Lower molars
 untere Molaren
 molaires inférieures
 molares inferiores
 Для нижніх молярів



37-1133
FS Woodward
 Lower molars
 untere Molaren
 molaires inférieures
 molares inferiores
 Для нижніх молярів



37-1134
89
 Upper molars, right
 obere Molaren, rechts
 molaires supérieures droites
 molares superiores derechos
 Для верхніх молярів, справа



37-1135
90
 Upper molars, left
 obere Molaren, links
 molaires supérieures gauches
 molares superiores izquierdos
 Для верхніх молярів, зліва

Extracting Forceps (American Pattern)

- Щипцы экстракционные (американская форма)
- Daviers - forme américaine
- Fórceps de extracción - forma americana
- Щипці екстракційні (американська форма)
- Pinzeper per estrazione - forma americana
- استخراج الملقط (النمط الأمريكي)



**37-1137
17 SK**
Lower molars
untere Molaren
molaires inférieures
molares inferiores
Для нижніх молярів



**37-1138
150 SK**
Upper anteriors and roots
untere zähne und wurzeln
dents et racines inférieures
dientes y raíces inferiores
Для верхньої передньої
групи зубів та коренів зубів



**37-1139
151 SK**
lower anteriors and roots
obere zähne und Wurzeln
dents et racines supérieures
dientes y raíces superiores
Для нижньої передньої
групи зубів та коренів зубів



**37-1136
23 S**
Lower molars
untere Molaren
molaires inférieures
molares inferiores
Для нижніх молярів



**37-1140
Fig. 49S**
Extracting Forceps
For Lower Molars
Spacial Design
Щипці для видалення
зубів For Для нижніх
молярів Spacial Design



**37-1141
Fig. 51E**
Extracting Forceps
For Upper Molars
Spacial Design
Щипці для видалення
верхніх молярів
Особливий дизайн



**37-1142
Fig. 51ES**
Extracting Forceps
For Upper Molars
Spacial Design
Щипці для видалення
верхніх молярів
Особливий дизайн



Extracting Forceps (English Pattern)

- Щипцы экстракционные (американская форма)
- Daviers - forme américaine
- Fórceps de extracción - forma americana
- Щипці екстракційні (американська форма)
- Pinzeper per estrazione - forma americana
- استخراج الملقط (النمط الأمريكي)

Atraumatic Extraction Deep Grip Forceps

Tips Marked At
1mm - 8mm Depths



37-1143
Serrated Beak
Upper Atraumatic
Extraction
Зазубрені кінчики, що
нагадують дзьоб для
верхніх зубів Атравматичне
видалення зубів



Deep Grip-34
Extended Length
Serrated Forcep
Глибоке захоплення -34
Збільшена довжина
Зазубрені щипці



Deep Grip-35
Extended Length
Serrated Forcep
Глибоке захоплення -35
Збільшена довжина
Зазубрені щипці



37-1146
Serrated Beak
Lower Atraumatic
Extraction
Зазубрені кінчики, що
нагадують дзьоб для
нижніх зубів Атравматичне
видалення зубів



Deep Grip-36
Extended Length
Serrated Forcep
Глибоке захоплення -36
Збільшена довжина
Зазубрені щипці



Deep Grip-37
Extended Length
Serrated Forcep
Deep Grip-37
Збільшена довжина
Зазубрені щипці

37-1147
Serrated Beak
Lower Atraumatic
Extraction
Зазубрені кінчики, що
нагадують дзьоб для
нижніх зубів Атравматичне
видалення зубів

BONE RONGEURS AND TISSUE NIPPERS

- Костные плоскогубцы и кусачки для десен
- Pincers gouges et à couper le tissu
- Pinze ossivore e tronchesini per gengive

- Кісткові плоскогубці та кусачки для ясен
- Alicates para hueso encías
- رونجیورس العظام والأنسجة کلیبرز



37-1148
Blumenthal
15cm -90°



37-1149
Blumenthal
15cm -45°



37-1150
Blumenthal
15cm -30°



37-1151
Friedman 14.5cm
Sottili
Thin
Fine
Finos
Тонкі для дрібних
частинок



37-1152
Micro-Friedman 15cm
A forma "S"
"S" Shaped
À forme de "S"
À forma de "S"
У формі літери S



37-1153
Micro-Friedman
16cm



37-1154
Friedman
14 cm, 5 1/2"
30°



37-1155
Friedman
14 cm, 5 1/2"
45°



37-1156
Micro-Friedman
14cm -90°

BONE RONGEURS AND TISSUE NIPPERS

- Костные плоскогубцы и кусачки для десен
- Pincers gouges et à couper le tissue
- Pinze ossivore e tronchesini per gengive

- Кісткові плоскогубці та кусачки для ясен
- Alicates para huesos encías
- رونجیورس العظام والأنسجة کلیبرز



37-1157
Kleinert-Kutz
16cm



37-1158
Cohen 10cm
Tronchesini per gengive
Tissue nippers,
Pincers à couper le tissue
Alicates para encías
Хірургічні гострозубці



37-1159
Cohen 14cm
Tronchesini per gengive
Tissue nippers,
Pincers à couper le tissue
Alicates para encías
Хірургічні гострозубці




37-1160
Clevelanda
14cm

BONE RONGEURS

- Костные кусачки
- Hohlmeißelzangen
- Pincés-gouges
- Кусачки для кісток
- Pinzas-gubias
- رونجيورس العظام



37-1161
Ruskin-Mini
15.5 cm
Bone rongeurs,
multiple action
Кісткові кусачки,
багатофункціональні



37-1162
Bohler
16 cm, 6 3/4"
Straight
Прямі



37-1163
Beyer
18 cm



37-1164
Böhler
15 cm
Bone cutting forceps,
multiple action
Щипці для розрізання кісток,
багатофункціональні



37-1165
LISTON BONE
Cutting Forceps
14 cm, 5 1/2"
Щипці для розрізання
кісток



Kerrison
15 cm



37-1166
2 mm


37-1167
3 mm


37-1168
5 mm

BONE RONGEURS

- Костные кусачки
- Hohlmeißelzangen
- Pincés-gouges
- Кусачки для кісток
- Pinzas-gubias
- رونجيورس العظام



37-1169
Universal
Універсальні
15 cm



37-1170
Mead 1 A
16.5 cm, 6 1/2"



37-1171
Mead 2 A
16.5 cm, 6 1/2"



37-1172
Luer
14 cm, 5 1/2"



37-1173
Luer
14 cm, 5 1/2"



37-1174
Luer 15.5cm



37-1175
Luer, 7"

BONE RONGEURS

- Костные кусачки
- Hohlmeißelzangen
- Pincés-gouges
- Кусачки для кісток
- Pinzas-gubias
- رونجيورس العظام



37-1176
Adson
6 1/2"



37-1177
Cleveland 3
14 cm, 5 1/2"



37-1178
Cleveland 4
14 cm, 5 1/2"



37-1179
Cleveland 4 A
17 cm, 6 3/4"



37-1180
Cleveland 5
Side cutting
17 cm, 6 3/4"
Для бокової
обрізки



37-1181
Cleveland 5 A
Side Cutting
17 cm, 6 1/2"
Для бокової
обрізки



37-1182
Cleveland 5 S
15 cm, 6"
Side Cutting
Для бокової
обрізки

BONE RONGEURS

- Костные кусачки
- Hohlmeißelzangen
- Pincés-gouges
- Кусачки для кісток
- Pinzas-gubias
- رونجيورس العظام




37-1183
Cleveland 10
17 cm, 6 ¾"



37-1184
Cleveland-Gardner
end Cutting, 6 ½"



37-1185
Jansen
17.5 cm



37-1186
Jansen
18 cm, 7"

DENTAL SYRINGES

- Шприцы стоматологические карпульные
- Seringues à usage dentaire
- Dentspritzen

- Шприці стоматологічні карпульні
- Jeringas dentales
- المحاقن الأسنان



37-1187
Aluminium - Dark
1.8 ml



37-1188
Aluminium - Silver
1.8 ml



37-1189
Aluminium - Orange
1.8 ml



37-1190
Aluminium - Green
1.8 ml



37-1191
Aluminium - Blue
1.8 ml

- Шприцы стоматологические карпульные
- Seringues à usage dentaire
- Dentspritzen

- Шприці стоматологічні карпульні
- Jeringas dentales
- المحاقن الأسنان

Intraligamental syringes
Шприци для ін'єкцій всередину зв'язок

37-1192
Pistol-Ject
1.8ml.



Injects 0.20 ml with every click
Lever action for high injection pressure
Вводить 0.20 мл з кожним натисненням Дія
важеля забезпечує високий тиск ін'єкцій Пластмасові
захисні труби

Plastic protection tube

37-1193
Autoclavable
Витримує автоклавну обробку



37-1194
1001
Intraligamental
Anesthesia Syringe
in Black Colour
Auto Cleavable
Шприц для анестезії
всередину зв'язок
чорного кольору
Витримує автоклавну
обробку



Intraligamental syringes
Injects 0.06 ml with every click

37-1195
Swedish Type
1.8ml.
Шведський тип
1.8мл.



37-1196
Falcon-Ject angled
1.8 ml.
Зігнутий під кутом
1.8 мл.



37-1197
Falcon-Ject straight
1.8 ml.
Прямий 1.8 мл.



37-1198
Quatro Type
1.8 ml.
Тип Quatro
1.8 мл



37-1199
Trio Type
1.8 ml.
Тип Trio
1.8 мл.




37-1200
Type A
1.8 ml.
Тип A 1.8 мл.



37-1201
Type C
1.8 ml.
Тип C 1.8 мл.


Manual Aspirating Syringes
Шприци для ручного відсмоктування




37-1202
Euro
Breech Loading Type
1.8ml.
Європейський тип, заряджається
з казенного боку 1,8мл

- Шприцы стоматологические карпульные
- Seringues à usage dentaire
- Dentspritzen

- Шприці стоматологічні карпульні
- Jeringas dentales
- المحاقن الأسنان




37-1203
Euro
Breech Loading Type
1,8ml.
Європейський тип,
заряджається з казенного
боку 1,8мл.



37-1204
T-Handle Type
1,8ml.
Тип з ручкою у
формі Т 1,8мл.



37-1205
Euro Type
1,8ml.
Європейський
тип 1,8мл.



37-1206
3- Ring Type
1,8ml.
Тип «3-Кільця»
8мл.

Manual Aspirating Syringes
Шприци для ручного відсмоктування



37-1207
Euro Type 1,8ml.
Європейський тип 1,8мл.



37-1208
Type A 1,8ml.
Тип А 1,8мл



37-1209
Type A
1,8ml.
Тип А 1,8мл



37-1210
Type C
1,8ml.
Тип С 1,8мл



37-1211
Euro Type 1,8ml.
Європейський тип 1,8м



37-1212
3- Ring Type
1,8ml.
Тип «3-Кільця»
1,8мл




37-1213
2-Ring Type
1,8ml.
Тип «2-Кільця»
1,8мл

- Шприцы стоматологические карпульные
- Seringues à usage dentaire
- Dentspritzen

- Шприці стоматологічні карпульні
- Jeringas dentales
- المحاقن الأسنان



37-1214
Euro
Breech loading Type
1,8ml.
Європейський тип,
заряджається з казенного
боку 1,8мл.



37-1215
Euro
Breech loading Type
1,8ml.
Європейський тип,
заряджається з
казенного боку 1,8мл

Self Aspirating Syringes
Самовсмоктуючі шприци



37-1216
Disc system
1,8ml.
Дискова система
1,8мл.



37-1217
Disc system
1,8ml.
Дискова система
1,8мл.




37-1218
Disc system
1,8ml.



37-1219
Projection system
1,8ml.
Проекційна
система 1,8мл



37-1220
Projection system
1,8ml.
Проекційна
система 1,8мл



37-1221
86-50
"A" Gun Load Type
Тип "А", заряджається
по типу пістолета

- Всасывающая трубка
- Tube d'aspiration
- Saugrohr

- Усмоктувальна трубка
- Tubo de succión
- أنبوب الشفط



37-1223
Medium
18 cm - Ø 4 mm
Середнього розміру
18 см - Ø 4 мм

37-1224
Large
18 cm - Ø 5 mm
Великого розміру
18 см - Ø 5 мм

37-1222
Small
18 cm - Ø 3 mm
Stainless Steel
Saliva Ejectors
Мала 18 см - Ø 3 мм
Пристрій для відсмоктування
сльюни з нержавіючої сталі



37-1225
Bone Collector
With Suction Tube
Кісткова пастка з
аспіраційно трубкою



37-1226
Section Tube



Ø 3 mm
length 180mm
довжина - 180mm
Ø 4 mm
length 180mm
довжина - 180mm
Ø 5 mm
length 180mm
довжина - 180mm

37-1227
Mc Kerrson

SUCTION TUBE

- Всасывающая трубка
- Tube d'aspiration
- Saugrohr


- Усмоктувальна трубка
- Tubo de succión
- أنبوب الشفط



- 6 FR
- 7 FR
- 8 FR
- 9 FR
- 10 FR
- 11 FR

FULL
SIZE

37-1228
Fig. 6FR
Frazier
15 cm - Ø 2 mm





- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Инструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

Tissue Forceps Хірургічний пінцет



37-3001
Adson Titanium
Curved
Tissue Forceps
Serrated Teeth
Adson Титановий
сплав
Увігнутий хірургічний
пінцет Зазубрені
зубці 12cm



37-3002
Adson Carbide
Tipped Tissue Forceps
Serrated Carbide Tips
For Atraumatic Grasp
of Tissue
Adson Оснащений
пластинами з твердого
сплаву хірургічний пінцет
Зазубрені твердосплавні
кінчики Для атравматичного
стиснення тканини 12cm



37-3003
TC Gripper Carbide
Tipped Tissue Forceps
Serrated Carbide Tips
For Atraumatic Grasp
of Tissue
Затисний елемент з
тефлоновим напленням
Оснащений пластинами
з твердого сплаву
хірургічний пінцет
Зазубрені твердосплавні
кінчики Для
атравматичного
стиснення тканини
14.5cm



37-3004
TC Gripper Long
Carbide Tipped Tissue
Forceps
Serrated Carbide Tips
For Atraumatic Grasp
of Tissue
Довгий затисний
елемент з тефлоновим
напленням Оснащений
пластинами з твердого
сплаву хірургічний пінцет
Зазубрені твердосплавні
кінчики Для атравматичного
стиснення тканини
18cm



37-3005
Corn Pliers - Angled
Suturing Forceps with
"Pass Through"
Hole At Tip
Corn Pliers – Зігнутий
під кутом пінцет для
накладання швів з
наскрізними отворами
на кінчиках



37-3006
Corn Pliers - Straight
12cm
Suturing Forceps with
"Pass Through"
Hole At Tip
Corn Pliers - Прямий
12cm
Пінцет для накладання
швів з наскрізними
отворами на кінчиках



37-3007
Suture Pliers
Suture Forceps with
1.6mm Ring Tip
Щипці-плоскогубці для
шовного матеріалу
Голкотримач з 1.6мм
кінчиками у вигляді кільця

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Инструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

Tissue Forceps Хірургічний пінцет



37-3008
Chalazion Mucocoele
Forceps
90mm Lenght
12mm x 23mm
Inside Ring
Chalazion Пінцет для
мукоцеле 90мм Довжина
12мм x 23мм Внутрішнє
кільце



37-3009
Adson Long 1x2
Tissue Forceps
1x2 Teeth
15cm
Adson Довгий 1x2
Хірургічний пінцет
1 x2 Кінчики 15cm



37-3010
Adson Long Serrated
Tissue Forceps
Serrated Teeth
15cm
Adson Довгий
Зазубрений хірургічний
пінцет Зазубрені кінчики
15cm



37-3011
Adson Curved
Serrated
Tissue Forceps
Serrated Teeth
12cm
Adson Зігнутий
Зазубрений
хірургічний пінцет
Зазубрені кінчики
12cm



37-3012
Debakey Atraumatic
Tissue Forceps Straight
Serrated Teeth
16cm
Debakey Атравматичний
хірургічний пінцет Прямий
Зазубрені кінчики 16cm



37-3013
Debakey Atraumatic
Tissue Forceps Curved
Serrated Teeth
16cm
Debakey Атравматичний
Хірургічний пінцет Зігнутий
Зазубрені кінчики 16cm



37-3014
Micor Adson Serrated
Tissue Forcep
12.1cm
0.5mm Serrated Jaws
Micor Adson Зазубрений
Хірургічний пінцет 12.1cm
0.5mm Зазубрений зів



37-3015
Micor Adson 1x2
Tissue Forcep
12.1cm
1x2 Teeth - 0.5mm Tips
Micor Adson 1x2
Хірургічний пінцет 12.1cm
1x2 Зубці - 0.5mm Кінчики

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

Tissue Forceps Хірургічний пінцет



37-3016
Bishop Harman
Micro Tissue Forcep
8.6cm 1x2 Teeth
- 0.3mm Tips
Bishop Harman
Мікрохірургічний
пінцет 8.6cm
1x2 Зубці - 0.3mm
Кінчики



37-3017
Adson 1x2
Tissue Forceps
1x2 Teeth
12cm
Adson 1x2 Хірургічний
пінцет 1x2 Зубці 12cm



37-3018
Adson 1x2 Curved
Tissue Forceps
1x2 Teeth
12cm
Adson 1x2 Зігнутий
хірургічний пінцет
1x2 Зубці 12cm



37-3019
Adson 7x7
Tissue Forceps
7x7 Teeth
12cm
Adson 7x7
Хірургічний пінцет
7x7 Зубці 12cm



37-3020
Adson 7x7 Curved
Tissue Forceps
7x7 Teeth
12cm
Adson 7x7 Зігнутий
Хірургічний пінцет
7x7 Зубці 12cm



37-3021
Dressing Forceps
Tissue Forceps
7x7 Teeth
12cm
Корнцанги
Хірургічний пінцет
7x7 Зубці 12cm

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Инструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

Tissue Forceps Хірургічний пінцет



37-3022
Gerald 1x2
Delicate Tissue Forceps
1x2 Teeth
18cm
Gerald 1x2
Тонкий хірургічний
пінцет 1x2 Зубці 18см



37-3023
Gerald Serrated
Delicate Tissue Forceps
Serrated Teeth
18cm
Gerald Зазубрений
Тонкий хірургічний пінцет
Зазубрені кінчики 18см



37-3024
Gerald Serrated Straight
Delicate Tissue Forceps
Serrated Teeth
18cm
Gerald Зазубрений прямий
Тонкий хірургічний пінцет
Зазубрені кінчики 18см



37-3025
Gerald 1x2 Teeth Straight
Delicate Tissue Forceps
1x2 Teeth
18cm
Gerald 1x2 Зубці Прямий
Тонкий хірургічний пінцет
1x2 Зубці 18см



37-3026
Russian Long
Tissue Forceps
Serrated Tip
19.7cm
Російський довгий
хірургічний пінцет
Зазубрений кінчик
19.7см



37-3027
Russian
Tissue Forceps
Serrated Tip
15.2cm
Російський
хірургічний пінцет
Зазубрений кінчик
15.2см



37-3028
Tissue Punch Forceps
To Remove Tissue
After Using Punch
Мукотом для видалення
тканини після
використання
перфоратора

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Инструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

Membranes Instruments Інструменти для бар'єрної мембрани



37-3029
Membrane Forcep
"Smooth Tip"
Non-Serrated For
Membranes
Пінцет для бар'єрної
мембрани "Гладкий
кінчик" не зазубрений
для мембран



37-3030
Membrane Forcep
"Paddle Tip"
Non-Serrated For
Membranes
Пінцет для бар'єрної
мембрани
"Веслоподібний кінчик"
не зазубрений для
мембран



37-3031
Membrane Forcep
With Delicate Ring Tip
10 cm
Пінцет для бар'єрної
мембрани з тонкими
кільцями на кінчиках
10 см



37-3032
Tissue Graft Forcep
Serrated Teeth
Пінцет для трансплантату
Зазубрені кінчики



37-3033
Self Locking Grooved
З автоматичним блокуванням
Жолобчастий



37-3034
Titanium Locking Plier
Титанові плоскогубці
із замиканням

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

Membranes Instruments



37-3035
Membrane Placement instrument
Micro-Point Tip For Precise Placement
and Manipulation of Membranes




37-3036
Membrane Punch
Extra Sharp "Stepped Tip"



37-3037
2.0mm
Stainless steel
Type AISI 303 (French)


IMPLANTOLOGY

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان



- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان


Papilla Elevators



- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان


Sinus Lift Instruments:

Stainless steel, light weight handles Reduce hand and wrist fatigue Variety of elevators and curettes available
Provides clinicians with the proper instrumentation for lifting the sinus membrane




- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

Sinus Lift Instruments



- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Інструменти для імплантології
- Implantoloia
- زراعة الأسنان

Sinus Lift Instruments



- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie

- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

PERIODONTAL SURGERY

SURGICAL & KNIVES



37-3062 K15/16



37-3063 KGF8



37-3064 KGF11



37-3065 KSAN1/2



37-3066 KUSC19/20



37-3067 BUCK5/6



37-3068 KGF7



37-3069 KGF9



37-3070 BUCK3/4



37-3071 KPO1/2

IMPLANTOLOGY

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie

PERIODONTAL SURGERY

- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

SURGICAL, KNIVES & FILES



37-3072 SOLT1/2



37-3073 KOR1/2



37-3074 KOR1/2M



37-3075 KOR1/2L



37-3076 KCK3



37-3077 KM3/4



37-3078 F9/10S



37-3079 F11/12S



37-3080 F1/2S



37-3081 F3/4S

IMPLANTOLOGY

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie

- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

PERIODONTAL SURGERY

SURGICAL CURETTES



37-3082 PR1/2



37-3083 KRA1



37-3084 KRA2



37-3085 KRA3



KIRKLAND

37-3086 KN3/4



37-3087 KIR4/5



37-3088 KIR8/9



KRAMER NEVINS CURETTES

37-3089 KIR12/14



37-3090 Kn152



SUGARMAN

37-3091 KN5/6



37-3092 SS5/6



37-3093 SS9/10

IMPLANTOLOGY

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie

- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

PERIODONTAL SURGERY

PERIOTOMES



37-3094 PT2 TITANIUM
REGULAR AVAILABLE



37-3095 PT1 TITANIUM
REGULAR AVAILABLE



37-3096 PPAEL TITANIUM
REGULAR AVAILABLE



37-3097 PPAELA TITANIUM
REGULAR AVAILABLE



37-3098 PT3 TITANIUM ANGEL S/E
REGULAR AVAILABLE



37-3099 PT4 TITANIUM STR S/E
REGULAR AVAILABLE



37-3100 PT5 TITANIUM CVD S/E
REGULAR AVAILABLE



37-3101 PERIOTOME Ms1



37-3102 PERIOTOME ELIO1



37-3103 PERIOTOME ELIO2

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie

- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

PERIODONTAL SURGERY

SURGICAL CHISELS

KRAMER NEVINS SINUS LIFT



37-3104 TG



37-3105 SOLT3/4



37-3106 TGO



37-3107 29K



37-3108 FEDI4



37-3109 OCH3



37-3110 OCH4



37-3111 FEDI1



37-3112 FEDI2



37-3113 FEDI3



37-3114 Gf36


IMPLANTOLOGY

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie

- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

IMPLANT

SURGICAL CHISELS



IMPLANTOLOGY

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie

- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

IMPLANT

IMPLANT INSTRUMENTS



37-3122 Pt2 Titanium
A/V Regular



37-3123 Pt1 Titanium
A/V Regular



37-3124 Pt3 Titanium Angel S/E



37-3125 Pt4 Titanium STR S/E



37-3126 Pt5 Titanium TG CVD S/E



37-3127 Ms1 Periotome



37-3128 Ppael Titanium
Regular Available



37-3129 PpaelA Titanium
Regular Available



37-3130 Bone Carrier Titanium
Bone Carrier Available



37-3131 Bone Gauge Titanium 4-6-8-10-12-14-16mm



37-3132 Bone Graft/Carrier Titanium 2-4-6-8-10mm

IMPLANTOLOGY

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie

- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

IMPLANT

SINUS LIFT INSTRUMENTS



37-3133 Acute 6577



37-3134 Sinus1



37-3135 Sinus2



37-3136 Sinus3, Obtuse 6578



37-3137 Sinus4



37-3138 Sinus5



37-3139 Sinus6



37-3140 Sinus7

IMPLANTOLOGY

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie

- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

IMPLANT

EXCAVATORS & PLUGGERS



37-3141 EXC32L



37-3142 EXC17



37-3143 EXC18



37-3144 Marquette
PLG0/1
Titanium Coated



37-3145 Andrews
PLGA1/2
Titanium Coated



37-3146 PLGS/M
Titanium Coated



37-3147 PLGM/L
Titanium Coated

IMPLANTOLOGY

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie

- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

IMPLANT

BURNISHERS



37-3148 KTO
Titanium Coated



37-3149 B27/29
Ball
Titanium Coated



37-3150 B2/29
Beavertrail



37-3151 B21
Acron
Titanium Coated



37-3152 B29/34
Titanium Coated



37-3153 IPC Interproximal
Titanium Coated



37-3154 IPCOA Interproximal
off angle
Titanium Coated



37-3155 CVHL3S
Hollenback


IMPLANTOLOGY

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie

- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

IMPLANT

CHISELS




IMPLANTOLOGY

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie

- Інструменти для імплантології
- Implantoloia
- زراعة الأسنان

IMPLANT

BURNISHERS



IMPLANTOLOGY

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie

- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

IMPLANT

GINGIVAL RETRACTORS / CORD PACKERS

Gingival Retractors



37-3182 Goldman-Fox
Gf10



37-3183 GRM1



37-3184 GRM2



37-3185 GRM3



37-3186 GRM4

Cord Packers



37-3187 GCPBN1
Cord Packer
Serrated

GCPBN1
Cord Packer
Non Serrated



37-3188 GCPS6
Cord Packer



37-3189 GCP113
Cord Packer
Serrated

GCP113
Cord Packer
Non Serrated



37-3190 CS1
Cord Packer
Serrated

CS1
Cord Packer
Non Serrated



37-3191 GCP7
Cord Packer
Serrated

GCP7
Cord Packer
Non Serrated

Guyer7

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

IMPLANT

SINUS LIFT INSTRUMENTS

Graft Packers (Smooth or Serrated, Please Specify)
Marked 3, 5, 8, 10, & 13mm



37-3192
Bone Packer
GP 1.5/1.8mm



37-3193
Bone Packer
GP 1.8/2.8mm



37-3194
Bone Packer
GP 3.2/3.8mm



37-3195
Bone Packer
GP 4.2/4.8mm



37-3196
Bone Packer
GP 5.0/5.5mm



37-3197
Bone Packer
GP 6.0/8.0mm

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

SL6F
175mm



37-3198
Spare blade, curved 155mm
Запасне лезо, зігнуте 155мм

SL5F
175mm



37-3199
Bone Scraper, curved of stainless steel 155mm
Скребок для кісток, зігнутий з нержавіючої сталі 155мм



37-3200
Kramer-Nevins Periosteal
Окісний



37-3201
Kramer-Nevins Bone Chisel
Медичне долото для кісток



37-3202
Kramer-Nevins Bone Chisel
Медичне долото для кісток



37-3203
Edentulous ridge chisel
Медичне долото без зубців для боків

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

Periodontal & Bone Curettes Пародонтальні та кісткові кюретки



37-3204
Prichard 1/2
Universal
Perio Curette
Prichard 'A' Універсальна
пародонтальна кюретка



37-3205
Kramer 1
Mesial
Perio Curette
Kramer 1 Медіальна
пародонтальна кюретка



37-3206
Kramer 2
Distal
Perio Curette
Kramer 2 Дистальна
пародонтальна кюретка



37-3207
Kramer 3
Universal
Perio Curette
Kramer 3 Універсальна
пародонтальна кюретка

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Інструменти для імплантології
- Implantoloia
- زراعة الأسنان

Periodontal & Bone Curettes Пародонтальні та кісткові кюретки



37-3208
Lucas Bone
Curettes 75
Lucas Кісткова
кюретка 75



37-3209
Lucas Bone
Curettes 85
Lucas Кісткова
кюретка 85



37-3210
Lucas Bone
Curettes 86
Lucas Кісткова
кюретка 86



37-3211
Lucas Bone
Curettes 87
Lucas Кісткова
кюретка 87



37-3212
Lucas Bone
Curettes 88
Lucas Кісткова
кюретка 88

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Інструменти для імплантології
- Implantoloia
- زراعة الأسنان

Micro Surgery & Tunneling Instruments Інструменти для мікрохірургії та тунелювання



37-3213
Tunneling
Elevator # 1
17.2 cm
Елеватор для
тунелювання/т
1 17.2 cm



37-3214
Tunneling
Elevator # 2
17.2 cm
Елеватор для
тунелювання#
2 17.2 cm



37-3215
Orban 1/2
Short
17.2 cm
Orban 1/2
Короткий
17.2 cm




37-3216
Orban 1/2
Long
17.2 cm
Orban 1/2
Довгий
17.2 cm



37-3217
Younger Good 7/8
9.5 mm Wide Tip
Younger Good 7/8
9.5 mm Широкий
кінчик

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

Micro Surgery & Tunneling Instruments
Perio Micro Surgery Instruments
Інструменти для мікрохірургії та тунелювання
Інструменти для пародонтальної мікрохірургії



37-3218
Rhodes Chisel
17.2 cm
Rhodes Медичне
долото 17.2 см

37-3219
Micro Elevator 1
17.2 cm
Мікроелеватор
1 17.2 см

37-3220
Micro Elevator 2
17.2 cm
Мікроелеватор
2 17.2 см

37-3221
Micro Elevator 3
17.2 cm
Мікроелеватор
3 17.2 см

37-3222
Micro Retractor
9.5 mm Wide Tip
Мікро ретрактор
9.5 мм Широкий
кінчик

37-3223
Micro Chisel 1
17.2 cm
Медичне
мікродолото
1 17.2 см

37-3224
Micro Chisel 2
17.2 cm
Медичне
мікродолото
2 17.2 см

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

Periosteal Elevators Окісні елеватори



37-3225
Freer



37-3226
Buser



37-3227
Quinn



37-3228
Hirschfeld 20



- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

Periosteal Elevators Окісні елеватори



37-3229
24G Elevator
24G Елеватор



37-3230
Henahan Retractor Large
Henahan ретрактор




37-3231
West



37-3232
Woodson

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

Periosteal Elevators & Periodontal Files Окісні елеватори і пародонтальні рашпили



37-3233
24G Elevator
24G Елеватор

37-3234
Henahan Retractor Large
Henahan ретрактор

37-3235
West

37-3236
Woodson

37-3237
Mini Seldin

37-3238
Seldin 23

IMPLANTOLOGY

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان



37-3239
Goldman-Fox Elevator
Goldman-Fox Елеватор
17cm



37-3240
Molt 2/4



37-3241
Molt 2 Angled
Double-Ended
Зігнутий під кутом



37-3242
Molt 4 Angled
Double-Ended
Зігнутий під кутом




37-3243
Molt 4 With
Suture Hole
Двосторонній



37-3244
Molt 9

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

Periosteal Elevators Окісні елеватори



37-3245
Benque

37-3246
Periosteal-Tome
Combination
Periotome & Periosteal
Elevator
Periosteal-Tome
Поєднання
Періотомного та окісного
елеватору

37-3247
Prichard Elevator
Prichard Елеватор

37-3248
Orban Knife
Orban Ніж

37-3249
Kirkland Knife
Kirkland Ніж

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

Periosteal Elevators & Periodontal Files Окісні елеватори і пародонтальні рашпили



37-3250
Petrunaro Elevator
Small
Concave Tip Condenses
Bone Into Small Defects
Tips Marked At 1-8 mm
Petrunaro Елеватор
малий Увігнутий кінчик
ущільнює невеликі
кісткові дефекти
У продажу з 1-8 мм



37-3251
Petrunaro Elevator
Large
Concave Tip Condenses
Bone Into Small Defects
Tips Marked At 1-8 mm
Petrunaro Елеватор
великий Увігнутий кінчик
ущільнює невеликі
кісткові дефекти
У продажу з 1-8 мм



37-3252
Titanium Curettes
Tips in Pure Titanium

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

Chisels зубило



37-3253
Cottle Curved Chisels
Cottle-4 (4mm wide)
Cottle Зігнуте медичне
долото Cottle-4
(4мм широке)



37-3254
Cottle Curved Chisels
Cottle-6 (6mm wide)
Cottle Зігнуте медичне
долото Cottle-6
(6мм широке)



37-3255
Sheehan osteotomes
Shee 2 (2mm wide)
Sheehan Остеотомі
Shee 2 (2мм широке)



37-3256
Sheehan osteotomes
Shee 4 (4mm wide)
Sheehan Остеотомі
Shee 4 (4мм широке)



37-3257
Sheehan osteotomes
Shee 6 (6mm wide)
Sheehan Остеотомі
Shee 6 (6мм широке)

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

Implant Periosteals Окісний імплантант



37-3258
LaBanca



37-3259
LaBanca
Modified



37-3260
Buser



37-3261
PA



37-3262



37-3263
Sicilia



37-3264
Sicilia
Модифікований

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

Implant Periosteals Окисний імплантант



37-3265
Sinus Lift
Instrument
Синус-ліфт
інструмент



37-3266
Sinus Lift
Instrument
3mm
Синус-ліфт
інструмент
3mm



37-3267
Sinus Lift
Instrument
3.5mm
Синус-ліфт
інструмент
3.5mm



37-3268
Zingheim
Knife
Hix



37-3269
Zingheim
Periosteal
Окисний



37-3270
Zingheim
Periosteal
Окисний

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

Implant Chisels Медичні долота для імплантантів



37-3271
Buser Modified
Periodontal
Chisel
3mm/4mm
Buser
Модифіковане
пародонтальне
медичне долото
3мм/4 мм



37-3272
2/3
Buser Modified
Periodontal Chisel
4mm/5mm
Buser
Модифіковане
пародонтальне
медичне долото
4мм/5мм



37-3273
1/3
Buser Modified
Periodontal Chisel
3mm/5mm
#1/3 Buser
Модифіковане
пародонтальне
медичне долото
3мм/5мм



37-3274
TG
Jovanovic
4mm



37-3275
TG
Jovanovic
5mm



37-3276
TG
Jovanovic
6mm

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Інструменти для імплантології
- Implantoloia
- زراعة الأسنان

Bone Scoops Кісткові ложечки



37-3277
13KL
Palacci
Modified
Модифікована



37-3278
20mm
Probe
зонд



37-3279
Jovanovic
Bone Scoop
Кісткова
ложечка



37-3280
Bone Graft
Scoop
Кістковий
трансплантант
ложечка



37-3281
LaBanca
Bone Curette
Кісткова
кюретка



37-3282
3x1.5mm
LaBanca



37-3283
Jovanovic

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Інструменти для імплантології
- Implantoloia
- زراعة الأسنان

Compactor /tampers Ущільнювачі /товкачки



37-3284
Compactor
Ущільнювач
150mm

37-3285
Compactor
Ущільнювач
155mm



37-3286 Ø 4mm
37-3287 Ø 5mm
Compactor
Ущільнювач
150mm



37-3288
Sinus Window
Bone Tampers
Синус-отвір
Кісткова товкачка
4 mm




37-3289
Sinus Window
Bone Tampers
Синус-отвір
Кісткова товкачка
7 mm

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Инструменти для імплантології
- Implantoloia
- زراعة الأسنان

Bone Grafting Instruments Compactor /tampers

Product offering includes instruments for harvesting, mixing and compacting bone Provides clinicians with the proper instrumentation for bone grafting procedures Weighted bone basin Prevents tipping and spilling of bone and other materials during mixing

ІНСТРУМЕНТИ для кісткової трансплантації Ущільнювачі/товкачки Пропоновані продукти включають інструменти для збирання, змішування і стискання кістки Забезпечують практикуючих лікарів належними приладами для процедури кісткової трансплантації Середньозважена кісткова миска Запобігає перевертання та розсипання кісток та іншому матеріалу під час змішування



37-3290
GRAFT PACKER, CONCAVE
TIPS DE 4/6mm
Пакувальник трансплантанту,
увігнуті кінчики de 4/6mm



37-3291
BONE SPOON/ PACKER DE 3mm
Кісткова ложка/ пакувальник de 3mm



37-3292
GRAFT PACKER, SERRATED TIPS
DE 6/8mm
Пакувальник трансплантанту,
зазубрені кінчики de 6/8mm



37-3293
GRAFT PACKER, SERRATED
TIPS DE 3/4mm
Пакувальник трансплантанту,
зазубрені кінчики de 3/4mm

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

Bone Grafting Instruments Compactor /tampers Інструменти для кісткової трансплантації Ущільнювачі /товкачки



37-3294
GRAFT PACKER, SMOOTH
TIPS DE 5/8mm
Пакувальник трансплантанту,
гладкі кінчики DE 5/8mm



37-3295
Titanium graft packer / placement
site depth gauge 3.3mm & 4.0mm Diameter
tips Marked at 8, 11, 13, 15 & 18mm
Титановий пакувальник трансплантанту
/ вимірювальний пристрій глибини місця
розміщення матеріалу 3.3мм та 4.0мм
Діаметри кінчиків штемпельовані з
8,11,13,15 та 18мм



37-3296
Graft Material Spoon With
3mm Serrated Graft Packer
Concave Spoon Tip For
Larger Grafts
Ложка для матеріалу
трансплантанту з 3мм-зазубреним
пакувальником трансплантанту
Увігнутий кінчик ложки для
більших трансплантантів



37-3297
Graft Material Spoon
Concave Tip For
Larger Grafts
Ложка для матеріалу
трансплантанту Увігнутий
кінчик ложки для більших
трансплантантів

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

Periosteal Elevators Окісні елеватори



37-3298
Molt 2



37-3299
Molt 4



37-3300
Misch Ridge
Elevator - 1
Tissue Reflection In
Edentulous Areas
Misch Ridge
Елеватор -1
Загинання тканини
в беззубих ділянках



37-3301
Misch Ridge
Elevator -2
Tissue Reflection In
Edentulous Areas
Misch Ridge
Елеватор -2
Загинання тканини
в беззубих ділянках



37-3302
Misch Right/Left
Periosteal
Misch Направо/наліво
Окісний

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

Luxating Elevator With Periotome Tip Елеватор для вивиху з періотомним кінчиком



37-3303
3mm Luxating
Elevator / Periotome
3мм Елеватор для
вивиху / Періотомі



37-3304
4mm Luxating
Elevator / Periotome
4мм Елеватор для
вивиху / Періотомі



37-3305
5mm Luxating
Elevator / Periotome
5мм Елеватор для
вивиху / Періотомі

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

Atraumatic Extraction Bayonet Root Elevators
Атравматичне видалення зуба Штикові елеватори для кореня зуба



37-3306
Bayonet Elevator
Straight
Штиковий елеватор
Прямий



37-3307
Bayonet Elevator
Offset "In" Small
Штиковий елеватор
Вигин "Всередину" Малий



37-3308
Bayonet Elevator
Offset "Out" Small
Штиковий Елеватор
Вигин "Назовні" Малий



37-3309
Bernard Bayonet Elevator
Offset Left
Bernard Штиковий елеватор
Вигин вліво



37-3310
Bernard Bayonet Elevator
Offset Right
Bernard Елеватор
Вигин вправо

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

Atraumatic Extraction Bayonet Root Elevators
Атравматичне видалення зуба Штикові елеватори для кореня зуба



37-3311
 3mm Luxating
 Elevator Curved
 3MM Елеватор Зігнутий
 для вивиху



37-3312
 3mm Luxating
 Elevator Straight
 3MM Елеватор Прямий
 для вивиху



37-3313
 5mm Luxating
 Elevator Curved
 5MM Елеватор Зігнутий
 для вивиху



37-3314
 5mm Luxating
 Elevator Straight
 5MM Елеватор Прямий
 для вивиху

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

Atraumatic Extraction Bayonet Root Elevators

Атравматичне видалення зуба Штикові елеватори для кореня зуба



37-3315
2mm Grooved
Luxating Elevator
2мм Жолобчастий
елеватор для вивиху



37-3316
3mm Grooved
Luxating Elevator
3мм Жолобчастий
елеватор для вивиху




37-3317
4mm Grooved
Luxating Elevator
4мм Жолобчастий
елеватор для вивиху



37-3318
5mm Grooved
Luxating Elevator
5мм Жолобчастий
елеватор для вивиху

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

BONE SPREADING
Ridge Splitting Chisels
Ridge Splitting / Expanding Chisels
РОЗШИРЕННЯ КІСТОК
Медичні долота для нарізання гребенів
Медичні долота для нарізання/розсування гребенів



Depths marked at
 8, 10, 13, 15 & 18 mm
 Позначки глибини -
 8, 10, 13, 15 та 18мм



37-3319
 Tip: 6.0 mm
 Ridge Splitting Chisel
 Кінчик: 6.0 мм Медичне
 долото для нарізання
 гребенів



37-3320
 Tip: 5.0 mm
 Ridge Splitting Chisel
 Кінчик: 5.0 мм Медичне
 долото для нарізання
 гребенів



37-3321
 Tip: 4.0 mm
 Ridge Splitting Chisel
 Кінчик: 4.0 мм Медичне
 долото для нарізання
 гребенів



37-3322
 Tip: 3.0 mm
 Ridge Splitting Chisel
 Кінчик: 3.0 мм Медичне
 долото для нарізання
 гребенів

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

Atraumatic Extraction Elevators Атравматичні елеватори для видалення зубів



37-3323
Evator Straight
Елеватор прямий



37-3324
Evator Curved
Елеватор зігнутий



37-3325
Evator Bayonet
Елеватор байонетний



37-3326
Evator angled
"In" Small
Елеватор зігнутий
під кутом "всередину"
Малий



37-3327
Evator angled
"Out" Small
Елеватор зігнутий
під кутом "Назовні"
Малий



37-3328
Evator angled
"In" Large
Елеватор зігнутий
під кутом "Всередину"
Великий



37-3329
Evator angled
"Out" Large
Елеватор зігнутий
під кутом "Назовні"
Великий

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie

- Инструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

FORCEPS & ROOT TIP PICKS

ПІНЦЕТИ ТА КАЙЛО (ROOT TIP PICKS) ДЛЯ КІНЧИКІВ КОРЕНІВ



37-3330

Micro Hartmann Forcep 12cm
Delicate Angled Micro Forcep For
Use In Difficult Access Areas
50mm Working Length
Тонкий Зігнутий під кутом
Мікропінцет для використання
у важкодоступних ділянках
50мм робочої довжини



37-3332

20mm Tip Length
For Deep Access
20мм Довжини кінчика
для глибокого проникнення



37-3333

Warwick Root Tip
Elevator - Left
Warwick Елеватор
для кінчиків коренів
- зліва



37-3334

Warwick Root Tip
Elevator - Right
Warwick Елеватор
для кінчиків коренів
- справа

Set of Warwick Root Tip Elevators
Warwick Набір елеваторів для кінчиків коренів



37-3335

Heidbrink H1
Single-Ended
Heidbrink H1
Односторонній



37-3336

Heidbrink H2
Single-Ended
Heidbrink H2
Односторонній



37-3337

Heidbrink H3
Single-Ended
Heidbrink H3
Односторонній



37-3338

Heidbrink H2-H3
Double-Ended
#Heid 2/3
Heidbrink H2-H3
Двосторонній #Heid
2/3



IMPLANTOLOGY FORCEPS

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Инструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

Atraumatic Extraction Deep Grip Forceps

Tips Marked At
1mm - 8mm Depths



37-3339
Serrated Beak
Upper Atraumatic
Extraction
Зазубрені кінчики, що
нагадують дзьоб для
верхніх зубів Атравматичне
видалення зубів



37-3340
Serrated Beak
Upper Atraumatic
Extraction
Зазубрені кінчики, що
нагадують дзьоб для
верхніх зубів Атравматичне
видалення зубів



Deep Grip-34
Extended Length
Serrated Forcep
Глибоке захоплення -34
Збільшена довжина
Зазубрені щипці



37-3341
Serrated Beak
Upper Atraumatic
Extraction
Зазубрені кінчики, що
нагадують дзьоб для
верхніх Атравматичне
видалення зубів



Deep Grip-35
Extended Length
Serrated Forcep
Глибоке захоплення -35
Збільшена довжина
Зазубрені щипці



37-3342
Serrated Beak
Lower Atraumatic
Extraction
Зазубрені кінчики, що
нагадують дзьоб для
нижніх зубів Атравматичне
видалення зубів



Deep Grip-36
Extended Length
Serrated Forcep
Глибоке захоплення -36
Збільшена довжина
Зазубрені щипці



37-3343
Serrated Beak
Lower Atraumatic
Extraction
Зазубрені кінчики, що
нагадують дзьоб для
нижніх зубів Атравматичне
видалення зубів



Deep Grip-37
Extended Length
Serrated Forcep
Deep Grip-37
Збільшена довжина
Зазубрені щипці

IMPLANTOLOGY FORCEPS

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Інструменти для імплантології
- Implantoloia
- زراعة الأسنان

Extracting Forceps



37-3344
Fig. 34



37-3345
Fig. 34A



37-3346
Fig. 35



37-3347
Fig. 35A




37-3348
Fig. 36



37-3349
Fig. 36A



37-3350



37-3351
Fig. 67




37-3352
Fig. 79

IMPLANTOLOGY FORCEPS

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Інструменти для імплантології
- Implantoloia
- زراعة الأسنان

Extracting Forceps



37-3353
Fig. 67A



37-3354
Fig. 79A



37-3355
Fig. 45Z



37-3356
Fig. 51Z



37-3357
Fig. 44Z

IMPLANTOLOGY FORCEPS

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Инструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

Carbide Tipped Root Tip Forceps



37-3358
T.C.
Carbide Serrated Beak
Lower Root Tips & Molars
Карбідові зазубрені кінчики,
що нагадують дзьоб для
нижніх коренів зубів
Вершини і моляри



37-3359
Root Tip-Lower
Carbide Serrated Beak
Lower Root Tips & Molars
Кінчики коренів-нижні Карбідові
зазубрені кінчики, що нагадують
дзьоб для нижніх коренів зубів
Вершини і моляри



37-3360
Root Tip-Upper
Carbide Serrated Beak
Lower Root Tips & Molars
Кінчики коренів-Для верхніх
Карбідові зазубрені кінчики,
що нагадують дзьоб для нижніх
коренів зубів Вершини і моляри

German Stainless Steel Extraction Forceps

Німецькі щипці для видалення зубів із нержавіючої сталі



37-3361
150AS
Serrated Beak
Upper Anteriors, Split Beaks
Зазубрені кінчики, що нагадують
дзьоб Для верхньої передньої
групи зубів, розщеплені кінчики,
що нагадують дзьоб



37-3362
151AS
Serrated Beak
Lower Anteriors, Split Beaks
Зазубрені кінчики, що нагадують
дзьобДля нижньої передньої групи
зубів, розщеплені кінчики, що
нагадують дзьоб



37-3363
23
1 st & 2nd Lower Molars
Universal, Cow Horn
Для перших та других
нижніх молярів Універсальні,
Cow Horn

Wrap Around Forcep



37-3364
Wrap around extraction forcep
right angle "Wrap Around" Design
Provides Superior Access
Serrated Beak
Щипці для видалення зубів обволікають
зуб з обох сторін, для правого боку Дизайн
по типу "обгортки" полегшує доступ
Зазубрені кінчики, що нагадують дзьоб

IMPLANTOLOGY FORCEPS

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Инструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

Carbide Tip Extraction Forceps - Better Grip & Tactile Feel - Less Trauma
Штикові щипці для атравматичного видалення зубів



37-3366
151 T.C.
Carbide Serrated Beak
Lower Incisors, Cuspids,
Bicuspid & Roots, Universal
Карбідові зазубрені кінчики,
що нагадують дзьоб для
нижніх різців, іклів, передніх
кореневих зубів та коренів
зубів, Універсальні

37-3367
1STD T.C.
Carbide Serrated Beak
Upper Incisors, Cuspids,
Карбідові зазубрені кінчики,
що нагадують дзьоб для
верхніх різців, іклів

37-3368
17 T.C.
Carbide Serrated Beak
1st & 2nd Lower Molars,
Universal
Карбідові зазубрені кінчики,
що нагадують дзьоб Для
нижніх молярів, універсальні



37-3369
53L T.C.
Carbide Serrated Beak
1st & 2nd Upper Molars, Left
Карбідові зазубрені кінчики,
що нагадують дзьоб Для
перших та других верхніх
молярів, зліва

37-3370
53R T.C.
Carbide Serrated Beak
1st & 2nd Upper Molars, Right
Карбідові зазубрені кінчики,
що нагадують дзьоб Для
перших та других верхніх
молярів, справа

37-3371
65 T.C.
Carbide Serrated Beak
Upper Incisors, Roots &
Fragments
Карбідові зазубрені
кінчики, що нагадують
дзьоб для верхніх
різців, коренів зубів
та відламків



37-3365
150 T.C.
Carbide Serrated Beak
Upper Incisors, Cuspids,
Bicuspid & Roots, Universal
Карбідові зазубрені кінчики,
що нагадують дзьоб для
верхніх різців, іклів, передніх
кореневих зубів та коренів
зубів, Універсальні

37-3372
69 T.C.
Carbide Serrated Beak
Upper & Lower Fragments
And Roots
Карбідові зазубрені
кінчики, що нагадують
дзьоб для верхніх та
нижніх відламків та
коренів зубів

37-3373
150S T.C. Pedro forcep
Carbide Serrated Beak
Pedo, Upper Primary Teeth
and Roots, Universal
Шипці із карбідовими
зазубреними кінчиками,
що нагадують дзьоб Pedro,
Для верхніх молочних зубів
та коренів зубів, Універсальні

37-3374
151S T.C. Pedro forcep
Carbide Serrated Beak
Pedo, Lower Primary Teeth
and Roots, Universal
Шипці із карбідовими
зазубреними кінчиками,
що нагадують дзьоб Pedro,
Для нижніх молочних зубів
та коренів зубів, Універсальні

IMPLANTOLOGY FORCEPS

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie

- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

Extracting Forceps



37-3375



37-3376



37-3377



37-3378



37-3379



37-3380

IMPLANTOLOGY FORCEPS

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie

- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

Extracting Forceps



37-3381



37-3382



37-3383



37-3384



37-3385



37-3386



37-3387

IMPLANTOLOGY FORCEPS

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

Bayonet Atraumatic Extraction Forceps



37-3388
Bernard Forcep 153
Upper Atraumatic Extraction
Для атравматичного видалення
верхніх зубів



37-3389
Bernard Forcep 134
Upper Atraumatic Extraction
Для атравматичного видалення
верхніх зубів



37-3390
Bernard Forcep 136
Lower Atraumatic Extraction
Для атравматичного видалення
нижніх зубів



37-3391
Bernard Forcep 146
Lower Atraumatic Extraction
Для атравматичного видалення
нижніх зубів

"fish Hook" Atraumatic Extraction Root Forceps

Щипці типу "риболовецький гачок" для атравматичного видалення коренів зубів



37-3392
45° Angled Root Forcep
"Fish-Hook" Serrations
Upper Atraumatic Extraction
Щипці для коренів зубів під
кутом 45° Тип "риболовецький
гачок" із зазубреннями для
атравматичного видалення
верхніх зубів



37-3393
90° Angled Root Forcep
"Fish-Hook" Serrations
Upper Atraumatic Extraction
Щипці для коренів зубів під
кутом 90° Тип "риболовецький
гачок" із зазубреннями для
атравматичного видалення
верхніх зубів

IMPLANTOLOGY FORCEPS

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie

- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان



37-3394
Fig. 01 - witzel
Radici inferiori
Lower roots
Racines inférieurs
Raíces inferiores
Для нижніх коренів
зубів



37-3395
Fig. 02 - witzel
Radici superiori
Upper roots
Racines supérieurs
Raíces superiores



37-3396
Fig. 00 - Lindo Levien
Dritte per frammenti di radici - Rivestite TC
Straight for roots and fragments - TC coating
Droites pour fragments de racines - TC
Derechas para fragmentos de raíces - Capa en TC
Прямі для коренів зубів та відламків



37-3397
Fig. 01 - Lindo Levien
Curve per frammenti di radici - Rivestite TC
Curved for roots and fragments - TC coating
Courbes pour fragments de racines - TC
Curvas para fragmentos de raíces - Capa en TC
Зігнуті під кутом для коренів зубів та відламків
– Тefлонове напилення



IMPLANTOLOGY

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie

- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان



MAGILL FORCEPS

MAGILL ЩИПЦІ

37-3398


Child - Для дітей

7-1/2", 19cm

37-3399

Adult - Для дорослих

9 3/4", 25cm



STERILIZING FORCEPS

ЩИПЦІ ДЛЯ СТЕРИЛІЗУВАННЯ

37-3400

Straight, Прямі, 8", 20cm



YOUNG TONGUE SEIZING FORCEPS

YOUNG ЩИПЦІ ДЛЯ ЗАХОПЛЕННЯ ЯЗИКА

37-3401 With Rubber Jaws, 3 гумовими лещатами

6-1/4", 16cm

37-3402 Replacement Tips, Змінні наконечники 2/set,



CHISELS

37-3403

5mm Flat Chisel,

45° Angle, 6", 15cm

5мм Плоске долото, 45°

Кут, 6", 15cm

IMPLANTOLOGY

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان



37-3404
MEASURING
GAUGE
0-10cm
Вимірювальний
Прилад 0-1cm



37-3405
MEASURING
GAUGE
0-10cm
Вимірювальний
Прилад 0-1cm



37-3406
Bone Thickness Gauge
Прилад для вимірювання
товщини кістки
40mm
180mm

IMPLANTOLOGY

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

Caliper / Calipers Rule
Кронциркуль / Штангенциркуль



37-3407
CASTROVIEJO CALIPERS
20mm, 45°
90mm
CASTROVIEJO
КРОНЦИРКУЛЬ
20мм, 45°, 90мм



37-3408
CASTROVIEJO CALIPERS
CASTROVIEJO КРОНЦИРКУЛЬ
20mm
90mm



37-3409
CASTROVIEJO CALIPERS
CASTROVIEJO КРОНЦИРКУЛЬ
20mm
90mm



37-3410
Ridge Mapping
Double Caliper
Подвійний кронциркуль
для відображення країв



37-3411
Weiss Modified
Castroviejo Calipers
0-40mm, 17cm 6 3/4"



37-3412
Castroviejo
Calipers Straight
0-40mm, 18cm 7"



37-3413
Castroviejo
Calipers Angled
0-40mm, 18cm 7"

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

Retractors ретрактори



37-3414
Pikos Ramus Retractor
16mm Wide At Tip
Pikos Розширювач
нижньощелепової гілки
16мм Широкий на кінчику



37-3415
Fiber Optic
Pikos Ramus Retractor
16mm Wide At Tip
Оптичне волокно
Pikos Розширювач
нижньощелепової гілки
16мм Широкий на кінчику



37-3416
Weider Tongue Retractor
44mm Wide At Tip
Weider Tongue ретрактор
44мм Широкий на кінчику



37-3417
Weider Tongue Retractor
Small, 31mm Wide At Tip
Weider Tongue ретрактор
Малий, 31мм Широкий на кінчику



37-3418
Columbia Retractor
Columbia ретрактор



37-3419
Molt Mouth Gag
Moly Роторозширювач



37-3420
Replacement
Guards for Molt
Mouth Gag
Autoclavable
Silicone Rubber
Змінні захисні
покришки для
ротозширювача
"Молт" Здатний
витримати обробку
в автоклаві
силіконовий каучук



37-3421
Molt Mouth Gag
Small
Роторозширювач
"Молт" Малий



37-3422
Misch "Spoon" Cheek &
Tongue Retractor
Misch Щічна "ложка" та
язиковий розширювач

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

Retractors Ретрактори



37-3423
Combination Rake/Flat Type
With Rigid Handle
Поеднання похилого/плоского
типу з твердими ручками



37-3424
Spring Neck Tissue Retractor
Rake Type With Flexible Handle
For Less Trauma
Spring ретрактор шийної тканини
Похилого типу з гнучкими ручками
для меншого травмування
Легко згинається рукою до бажаної
форми для кожної процедури



37-3425
Austin Retractor
Austin Ретрактор



37-3426
Dual View Photo Mirror
See Buccal, Occlusal & Lingual
Surfaces With One Mirror
Фото-дзеркало з двома
екранами для огляду щічної,
окклюзивної, та язичної
поверхонь одним дзеркалом



Easily Bent By Hand To
Desired Shape For
Each Procedure

37-3427
Bendable Retractor
Stainless Steel
20cm Long x 18mm wide
Пружний ретрактор
Нержавіюча сталь
20см довжина x 18мм
ширина

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Інструменти для імплантології
- Implantoloia
- زراعة الأسنان

RETRACTORS РЕТРАКТОРИ



37-3428
Bishop Retractor
Bishop ретрактор



37-3429
Cawood Minnesota
Retractor
Cawood Minnesota
ретрактор



37-3430
Minnesota Retractor
Minnesota ретрактор



37-3431
Fiber Optic
Minnesota Retractor
Оптичне волокно
Minnesota ретрактор



37-3432
Sinus Retractor
Синус- ретрактор

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Инструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

RETRACTORS / MOUTH GAGE РЕТРАКТОРИ / РОТОРОЗШИРЮВАЧІ



37-3433
Misch Ramus
Retractor Left
21 cm
Misch ретрактор
нижньощелепової
гілки Зліва 21 см



37-3434
Misch Ramus
Retractor Right
21 cm
Misch ретрактор
нижньощелепової
гілки Справа 21 см



37-3435
Ramus
72 x 11mm
220mm
Для
нижньощелепової
гілки 72 x 11mm
220mm



37-3436
Misch Sinus Retractor
Misch Синус- ретрактор



37-3437
"Fingertip" Retractor
Ergonomically Designed
to Reduce Hand Fatigue
"Ручний" ретрактор
Ергономічний дизайн
для зменшення
втомлюваності руки



37-3438
Dog Bone Retractor
18 cm
Ретрактор у формі
собачої кістки 18 см



37-3439
Implant Retractor
Use as Upper or Lower
Vestibular Retractor
Ретрактор імплантанту
Використовувати як
верхній чи нижній
вестибулярний ретрактор



37-3440
Vestibular Retractor-A-Matic
Retractor Adjusts & Locks
to Desired Opening
Вестибулярний ретрактор –
Атравматичний ретрактор
Встановлюється та
фіксується бажаний отвір



37-3441
23.5cm

IMPLANTOLOGY

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

RETRACTORS РЕТРАКТОРИ



DENHART Mouth Gag
37-3442
Replacement covers for
Molt, Denhardt Mouth Gag,
4 3/4", 12cm



ROSER KONIG
37-3443 16 cm
37-3444 19 cm



37-3445
FELDMAN
RETRACTOR
5-1/2", 14cm
РАНОРОЗШИРЮВАЧ



TONGUE/CHEEK
RETRACTOR
37-3446
5-1/2", 14cm



37-3447
Plastic Cheek Retractor
Single Handle
Autoclavable



37-3448
Plastic Cheek Retractor
Double Handle
Autoclavable



37-3449
Orringer Retractor
Spring Steel Flexes to
Comfortable Fit Patient



37-3450
Orringer Retractor Small
Spring Steel Flexes to
Comfortable Fit Patient

IMPLANTOLOGY

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

Periotomes Mallet & Holding Forceps Періотомний хірургічний молоток та затискні пінцети



37-3451
Periosteal-Tome
Combination Periotome &
Periosteal Elevator
Періотомний та окісного
елеватора



37-3452
Straight Perio Tome
With Fixed Straight Tip
Прямий Періотомний з
фіксованим прямим кінчиком



37-3453
Mead Mallet
Мед Хірургічний
молоток



37-3454
SURGICAL Mallet
ХІРУРГІЧНИЙ МОЛОТОК
6-1/2", 16.5cm



37-3455
Molt



37-3456
ARNOLD
Bone Graft Holding
and Drilling Forceps
200mm
Затискний та буровий
пінцет для кісткового
трансплантанту 200мм



37-3457
ARNOLD Angled
Bone Graft Holding
and Drilling Forceps
200mm
ARNOLD Зігнутий під
кутом затискний та
буровий пінцет для
кісткового трансплантанту
200мм

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie

- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

Ideal for Chairside Preparation of Autogenous Bone Grafts
Bone Morselizer Bone Morselizer
Ідеально підходить для стоматологічного приготування
аутогенного кісткового трансплантанту Кістковий
подрібнювач
37-3458 Bone morselizer
Кістковий подрібнювач



1. Adjust the spacing screw (located at the hinge of the handles) to the desired spacing requirements between knurled surfaces.
Відрегулюйте розпірний гвинт (знаходиться на стержні ручок) до необхідної відстані між поверхнями з насічками.



2. Place the bone material into the bone well.
Помістіть кістковий матеріал у лунку для кісток.



3. Compress handles together in order to create pressure on the bone material.
Стисніть ручки, щоб створити тиск на кістковий матеріал.



4. Turn the bone morselizer clockwise as the handles are squeezed. Always maintain a slight space between the two knurled surfaces, by using the spacing screw.
Поверніть кістковий подрібнювач за годинниковою стрілкою, коли ручки будуть стиснені. Завжди зберігайте невеликий простір між двома поверхнями з насічками, використовуючи розпірний гвинт.



5. To remove bone, press the T-handle and bone will express from the bone well.
Щоб видалити кістку, натисніть на ручку у формі літери «Т» і кістка випаде з лунки для кісток.



37-3459
EASY Bone Manual
Bone Mill to chop Bone
Fragments
EASY BONE Ручний кістковий
млин для розбивання кісткових відламків



BONE MORSELIZER

The Bone Morselizer is a hand instrument which helps in the crushing of bone material.

Follow these steps to prepare properly crushed bone:

КІСТКОВИЙ ПОДРІБНЮВАЧ

Кістковий подрібнювач – це ручний інструмент, який допомагає дробити кістковий матеріал. Дотримуйтесь наступних кроків у приготуванні належним чином подрібненої кістки:



37-3460
Bone Mill
Кістковий млин



37-3461
Basins For Bone
Миски для кісток

IMPLANTOLOGY

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie

- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

BONE MILL BONE WELL



37-3462
Gold mill (Large)



37-3463
Gold Mill (Small)



37-3464

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Інструменти для імплантології
- Implantoloia
- زراعة الأسنان

TREPHINE

Burs with depth markings are suited for precise and simple transplantation of cylindrical bone grafts as well as for all other bone-extraction tasks.



- | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| 37-3465
Ø Int. 2 mm
Ø Ext. 3 mm | 37-3466
Ø Int. 3 mm
Ø Ext. 3.5 mm | 37-3467
Ø Int. 4 mm
Ø Ext. 5 mm | 37-3468
Ø Int. 5 mm
Ø Ext. 6 mm | 37-3469
Ø Int. 6 mm
Ø Ext. 7 mm | 37-3470
Ø Int. 7 mm
Ø Ext. 8 mm | 37-3471
Ø Int. 8 mm
Ø Ext. 9 mm | 37-3472
Ø Int. 9 mm
Ø Ext. 10 mm | 37-3473
Ø Int. 10 mm
Ø Ext. 11 mm |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|



37-3474
Tissue Punch
Set of Four Pieces



37-3475
Tissue Punch
Set of Five Pieces



37-3476
Tissue Punch
Set of Five Pieces



37-3477
Trephine Drill
Set of Eight Pieces



37-3478
Trephine Drill
Set of Eight Pieces

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

TISSUE PUNCH Мукотом

4.0mm ●



37-3479
Stainless Steel Tissue
Punches - Straight
Нержавіюча сталь
Мукотомі - Прямі
4.0mm Straight Punch
Прямий Перфоратор

5.0mm ●



37-3480
Stainless Steel Tissue
Punches - Straight
Нержавіюча сталь
Мукотомі - Прямі
5.0mm Straight Punch
Прямий Перфоратор

6.0mm ●



37-3481
Stainless Steel Tissue
Punches - Straight
Нержавіюча сталь
Мукотомі - Прямі
6.0mm Straight Punch
Прямий Перфоратор

2.0mm ●



37-3482

4.0mm ●



37-3483

5.0mm ●



37-3484

6.0mm ●



37-3485

7.0mm ●



37-3486

8.0mm ●



37-3487

Stainless Steel Tissue Punches - offset
Нержавіюча сталь Мукотомі – вид в профіль

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie

- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

Rongeurs

Гострозубці

Kerrison Rongeurs For Widening The Sinus Window
Kerrison Гострозубці для розширення синус-отвору



37-3488
Kerrison Rongeur - 4mm Bite
10cm Long Beak
Kerrison Гострозубці - 4мм Затиск
10см Довжина дзьобу



37-3489
Kerrison Rongeur - 3mm Bite
8cm Long Beak
Kerrison Гострозубці -
3мм Затиск 8см Довжина дзьобу

Double Action Rongeurs - Increased Leverage & Effortless Cutting
Гострозубці подвійної дії – Посилена дія важеля в поєднанні з легким розрізанням



37-3490
Kleinert Rongeur
15.5cm Long
Kleinert Гострозубці
15.5см Довжина



37-3491
Beyer Rongeur
17.8cm Long
Double Action For
Increased Leverage
Beyer Гострозубці
17.8см Довжина
Подвійної дії для
посиленої дії важеля



37-3492
Ruskin Rongeur
17.8cm Long
Double Action For
Increased Leverage
Ruskin Гострозубці
17.8см Довгий
Подвійної дії для
посиленої дії важеля

IMPLANTOLOGY

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

FORCRPS Пінцети



37-3493
MORSELIZER
Rubin Septal Morselizer
Angular Blades 8", 20cm
ПОДРІБНЮВАЧ
Rubin Септальний подрібнювач
Кутасті леза 8", 20см



37-3494
BONE BENDING FORCEPS
Tessier , Angled,
8-1/2" 21cm
Кісткові гнучкі пінцети Tessier,
Зігнуті під кутом 8-1/2" 21см



37-3495
BONE GRAFT HOLDING FORCEPS
SS Clamp
Затискний пінцет для кісткового
трансплантату SS Clamp

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

Tissue Flap Punch
Перфоратор тканинного
трансплантату



37-3496

Tissue Flap Punch
Implant Exposing Forcep
Use To Contour Tissue Around Implant
5mm Diameter Ring
Перфоратор тканинного трансплантату
Пінцет для розкриття імпланту
Використовується для формування
контуру тканини навколо імплантату
5мм Діаметр кільця Кусачки для
м'яких тканин

Tissue Punch Forceps & Nippers
Мукотом пінцети та кусачки



37-3497

Sugarman "Ring Handle Soft
Tissue Nippers 6" (15cm) Long
Delicate Tip
Sugarman "Кусачки для тканин
із м'якою рукою з кільцями 6"
(15cm) Довжина Тонкий кінчик

Soft Tissue Nippers




37-3498

Goldman Fox Soft Tissue
Nippers 6" (15cm) Long
Delicate Tip
Goldman Fox Кусачки для
м'яких тканин 6" (15cm) Довжина
Тонкий кінчик

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

Suction Tubes

Трубки для відсмоктування



- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

Application Guns Використовувані пістолети



37-3503
18cm
Straight / Bend
I.D. 2.5mm
O.D. 3.5
Прямий / Зігнутий
Внутрішній діаметр
2.5мм Зовнішній
діаметр 3.5



37-3504
18cm
Straight / Bend
I.D. 3.5mm
O.D. 4.5
Прямий / Зігнутий
Внутрішній діаметр
3.5мм Зовнішній
діаметр 4.5



37-3505
18cm
Straight / Bend
I.D. 4.5mm
O.D. 5.5
Прямий / Зігнутий
Внутрішній діаметр
4.5мм Зовнішній
діаметр 5.5



37-3506
18cm
Straight / Bend
I.D. 6.0mm
O.D. 7.0
Прямий / Зігнутий
Внутрішній діаметр
6.0мм Зовнішній
діаметр 7.0



37-3507
Ø 2,5mm / 3,5mm
170mm



37-3508
Ø 4,5mm / 5,5mm
170mm



37-3509
Ø 3,5mm / 4,5mm
170mm



37-3510
Ø 6,0mm / 7,0mm
170mm

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

Scalpel Handles

Ручки скальпелів



Locks At 90°, 60°, 30°,
Straight, 120°, 150°, 180°,
Angles

Фіксується на 90°, 60°, 30°,
Прямо, 120°, 150°, 180°,
Кути



37-3511
6 Way Adjustable Angled
Scalpel Handle
Зігнута під кутом ручка
скальпеля з 6 позиціями
для регулювання



37-3512
Scalpel Handle
Adjustable
Ручка скальпеля
Регульована



37-3513
Double Bladed Scalpel
handle
1.5mm Blade Separation
Uses #12 Or # 15 Blades
Ручка скальпеля з подвійним
лезом 1.5мм Відстань між
лезами Використовуються
леза #12 чи # 15



37-3514
Angled Blade handle
Blade Adjusts 360° on Angled
Handle for Desired Position
Uses #12 Or # 15 Blades
Зігнута під кутом ручка під
леза Лезо виставляється
на 360° на зігнутій під кутом
ручці до необхідного
положення Використовуються
леза #12 чи #15



37-3515
Paquette Blade handle
Palatal, Gingival &
Connective Tissue Grafts
Uses Standard Double Edged
Razor Blade 15cm Length
Paquette Ручка під леза
для палатальних
трансплантатів, ясневих
трансплантатів та
трансплантатів сполучної
тканини Використовуються
двосторонні леза бритви
15cm Довжина



37-3516
Scalpel blade Remover
Safe & easy Blade Removal
Знімач леза скальпеля
Безпечна і легке вилучення
леза

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

Bone Scraper & Chisels

Кісткові скребки та медичні долота



37-3517
Bone Scraper
Кістковий скребок
Curved



37-3518
Bone Scraper
Кістковий скребок
Straight



37-3519
3mm



37-3520
6mm



37-3521
9mm

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

Spanner Keys, Adaptor & Drivers



37-3522

37-3523

37-3524



37-3526

37-3527

37-3528



37-3529

37-3530

37-3531

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

Osteotome Sinus Lift Osteotomes W/ Concave Tips



37-3532
Osteotome
Str 2.6mm
8-10-13-15-17-20mm



37-3533
Osteotome
Str 3.1mm
8-10-13-15-17-20mm



37-3534
Osteotome
Str 3.8mm
8-10-13-15-17-20mm



37-3535
Osteotome
Str 4.5mm
8-10-13-16-18-20-23-26mm



37-3536
Osteotome
Str 5mm
8-10-13-16-18-20-23-26mm

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie
- Инструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

Osteotome Sinus Lift Osteotomes W/ Concave Tips



37-3537
Osteotome
CVD 2.6mm
8-10-13-15-17-20mm



37-3538
Osteotome
CVD 3.1mm
8-10-13-15-17-20mm



37-3539
Osteotome
CVD 3.8mm
8-10-13-15-17-20mm



37-3540
Osteotome
CVD 4.5mm
8-10-13-15-17-20mm



37-3541
Osteotome
CVD 5.0mm
8-10-13-15-17-20mm

IMPLANTOLOGY SET # 01

Implantologie
имплантология

Implantologia
імплантологія

Implantologie



37-3542 Forceps Adson 1x2 12cm



37-3543 Forceps Adson Teeth 15cm



37-3544 Tissue Forceps, Gerald Delicate 18cm T/c



37-3545 Tissue Forceps, Gerald Delicate 18cm T/c Cvd



37-3546 Needle Holders T/c Castroviejo 16cm Str.



37-3547 Needle Holders T/c Castroviejo 18cm Str.



37-3548 Needle Holders T/c Castroviejo 18cm Cvd



37-3549 Skin Hook & Retractors Kilner 16cm



37-3550 Surgical Scissors Barraquer 14 Cm Str



37-3551 Surgical Scissors Barraquer 14 Cm Cvd



37-3552 Surgical Scissors Castro 45°



37-3553
Set of 12 Pieces

IMPLANTOLOGY SET # 02

Implantologie
имплантология

Implantologia
імпантологія

Implantologie

Tunneling Set



37-3554
Tunneling Elevator
1



37-3555
Tunneling Elevator
2



37-3556
Orban 1/2 Short



37-3557
Orban 1/2 Long



37-3558
Younger Good 7/8



37-3559
Micro Jacobson Curved Needle Holder



37-3561
Set of 08 Pieces
with Cassette




37-3560
Suture Pliers

IMPLANTOLOGY SET # 03

Implantologie
имплантология

Implantologia
імплантологія

Implantologie Exam Set



37-3562 Explorers TU 17/23

37-3563 Explorers ODU 11/12

37-3564 Color Probe CP 12 (3-6-9-12 mm)

37-3565 Mirror Handle #6 C/S




37-3566 Forceps London College



37-3567
Set of 06 Pieces
with Cassette

Endodontic Set # 04



37-3568 Explorers EXD 5

37-3569 Explorers DG 16

37-3570 Color Probe CP 12 (3-6-9-12mm)

37-3571 Excavators EXC31L

37-3572 Pluggers / Condensers RCP5/7

37-3573 Endodontic Spreaders D11T

37-3574 Endodontic Heat Carriers MA57

37-3575 Mirror Handle #6 C/S



37-3576 Forcep Self-locking 16cm

Rubber Dam Clamps



37-3577
(#7A)



37-3578
(#1)



37-3579
(#2)




37-3580
(#9)



37-3581 Ivory Light Weight 17cm



37-3582
Set of 15 Pieces
with Cassette



SCALPEL HANDLES

Manches de bistouris
скальпель царит

Mangos de bisturi
Скальпель Ручки

Skalpellgriffe



37-4001
Fig. 3
5" (12.7cm)



37-4002
Fig. 3G
5" (12.7cm)



37-4003
Fig. 3L
8 1/4" (21cm)



37-4004
Fig. 7
6 1/2" (16.5cm)



37-4005
Fig. 4
5 1/2" (13.7cm)



37-4006
Fig. 4L
8 1/2" (21.8cm)



37-4007
4 1/4"
(11 cm)



37-4008
4 1/2"
(11.5cm)



37-4009
5"
(12.7 cm)



37-4010
5"
(12.7 cm)



37-4011
5 1/4"
(13.3 cm)



37-4012
4 3/4"
(12 cm)



37-4013
13.5 cm



37-4014
Fig. 4



37-4015
Fig. 7

RETRACTORS - MOUTH GAGS

Ecarteurs - Ouvre-bouches

Преддверия устройство / зажим рот

Vestibulumabhalter / Mundspanner

Separadores - Abre-bocas

Ретрактори Роторозширювачі



37-4016
Fig. 1
Weitlaner
10.5cm
13.5cm
Blunt



37-4017
Fig. 2
Weitlaner
10.5cm
13.5cm
sharp



37-4018
Stainless Steel
Double
Ended Cheek
Retractors



37-4019
Stainless Steel
Single
Ended Cheek
Retractors



Weitlander
37-4020 11cm
37-4021 13cm
37-4022 15cm



37-4026
Denhard
12 cm



37-4027
Roser-König
16 cm



37-4028
Roser-König
19 cm



Jennings
37-4023 11cm
37-4024 13cm
37-4025 15cm

RETRACTORS - MOUTH GAGS

Ecarteurs - Ouvre-bouches

Преддверия устройство / зажим рот

Vestibulumabhalter / Mundspanner

Separadores - Abre-bocas


Ретрактори Роторозширювачі



37-4029
Mouth Gag Molt
11 cm for (Children)



37-4030
Mouth Gag Molt
14 cm for (Adults)



37-4031
Farabeuf
(120 X 12mm
Set of 2 pices)



37-4032
Minnesota university
140 mm



37-4033
Retractor Seldin



37-4034
FELDMAN
RETRACTOR
5-1/2", 14cm

GUM SCISSORS

Ciseaux a gencives
ножницы десневые

Tijeras para encias
Ножиці для ясен

Zahnfleischscheren




37-4035
Iris Scissors Straight
11.5cm



37-4036
Iris Scissors
11.5cm, Slight Curved



Fig. 3
37-4037
Iris Scissors
11.5 cm Curved



Iris Angular



Fig. 1
37-4038
11.5 cm



Fig. 2
37-4039
11.5 cm
Angular, one
blade serrated



37-4040
Bonn Miniature Iris Scissors -
Curved, 8.9 cm



37-4041
Extra Thin Micro Iris Scissors -
Curved 11 cm



Extra Thin
Micro Tip

GUM SCISSORS

Ciseaux a gencives
ножницы десневые

Tijeras para encias
Ножиці для ясен

Zahnfleischscheren



37-4042
Wagner Scissors
12 cm
Straight



37-4043
Wagner Scissors
12 cm
Curved



37-4044
Kelly Scissors
16 cm
Straight



Sharp Blade



37-4045
LaGrange
11.5 cm
Curved



Double
Curved

37-4046
LaGrange 11.5cm
Serrated Blade For Slip-Free Cutting

GUM SCISSORS

Ciseaux a gencives
ножницы десневые

Tijeras para encias
Ножиці для ясен

Zahnfleischscheren



37-4047
Fig. 1
Dean Scissors
17 cm, Curved




37-4048
Fig. 1
Neumann Scissors
12.5 cm, Curved



37-4049
Fig. 1
Locklin Scissors
16.5 cm, Angular



37-4050
Fig. 2
Locklin Scissors
16.5 cm, Angular



37-4051
Fig. 1
Quinby Scissors
12.5 cm, Straight



37-4052
Fig. 2
Quinby Scissors
12.5 cm, Curved



37-4053
Fig. 1
Sullivan Scissors
14.5 cm Straight, one
Blade serrated



37-4054
Fig. 2
Sullivan Scissors
14.5 cm
Cvd, Sharp Blade

37-4055
Curved, one
Blade serrated

GUM SCISSORS

Ciseaux a gencives
ножницы десневые

Tijeras para encias
Ножиці для ясен

Zahnfleischscheren



37-4056
Iris Scissors
11 cm



37-4057
Westcott Scissors
11 cm



37-4058
Ross Scissors
12.1 cm
Curved



37-4059
Castroviejo Micro
Scissors
15 cm Curved



37-4060
Vannas Scissors
11 cm



37-4061
Cephalotomy Scissors
11 cm



37-4062
Corneal Scissors
11 cm



37-4063
18 cm
Blunt



37-4064
18 cm
Sharp



GUM SCISSORS

Ciseaux a gencives
ножницы десневые

Tijeras para encias
Ножиці для ясен

Zahnfleischscheren



37-4065
Castroviejo Micro Scissors
12cm Curved



37-4066
Goldman Fox Scissors
12.5cm Curved
Serrated For Slip-Free Cutting




37-4067
Super Cut Goldman Fox
13.2cm Curved
Serrated For
Slip-Free Cutting



37-4068
Super Cut Iris
11cm Straight
Serrated For
Slip-Free Cutting



37-4069
Super Cut Iris
11cm Curved
Serrated For
Slip-Free Cutting



37-4070
Super Cut LaGrange
11.5cm Double Curved
Serrated For
Slip-Free Cutting

Double
Curved

GUM SCISSORS

Ciseaux a gencives
ножницы десневые

Tijeras para encias
Ножиці для ясен

Zahnfleischscheren



37-4071
Fig. 1
Mayo Scissors
14.5 cm Straight



37-4072
Fig. 2
Mayo Scissors
14.5 cm Curved



37-4073
Fig. 1
Metzenbaum
14.5 cm Straight



37-4074
Fig. 1
Metzenbaum-Delicat
14.5 cm Straight



37-4075
Fig. 2
Metzenbaum-Delicat
14.5 cm
Curved



37-4076
Stevens
11.5 cm
Straight



37-4077
Stevens
11.5 cm
Curved



37-4078
Stevens 11.5 cm
Dissecting scissors,
straight



37-4079
Stevens
11.5 cm
Dissecting
scissors,
curved

GUM SCISSORS

Ciseaux a gencives
ножницы десневые

Tijeras para encias
Ножиці для ясен

Zahnfleischscheren



37-4080
Universal Wire
Cutting Scissors
16 cm



37-4081
Crown Scissors
(Sharp) Curve 12 cm



37-4082
Crown Scissors
(Sharp) straight 12 cm



37-4083
Crown Scissors
one (Serrated) Curve 12 cm



37-4084
Crown Scissors
(Serrated) Straight 12 cm

GUM SCISSORS

Ciseaux a gencives
ножницы десневые

Tijeras para encias
Ножиці для ясен

Zahnfleischscheren



37-4085
Kelly Scissors T.C
16 cm
Straight



37-4086
Kelly Scissors
16 cm
curved



37-4087
Kelly Curved
15.9cm
Serrated Blade For
Slip-Free Cutting



37-4088
Micro Goldman Fox
Scissors
11.5 cm Curved



37-4089
De-Bakey
18 cm



37-4090
Fig. 3
Goldman-Fox
(special)
13 cm Curved

GUM SCISSORS

Ciseaux a gencives
ножницы десневые

Tijeras para encias
Ножиці для ясен

Zahnfleischscheren



37-4091
Metzenbaum T.C Delicat
14.5 cm curved



37-4092
Metzenbaum Delicat
14.5 cm Curved




37-4093
Metzenbaum Delicat
14.5 cm Round edge



37-4094
Metzenbaum
14.5 cm Curved
& pointed edge



37-4095
Littauer Suture Scissors
11.5cm
Hooked End To Lift Suture



37-4096
Littauer Angled Suture Scissors
11.5cm
Hooked End To Lift Suture




37-4097
Long Suture Scissors
15cm
Hooked End To Lift Suture

NEEDLE HOLDERS

Porte-aiguilles
Иглодержатели
Nadelhalter

Porta-agujas
Голкотримачі



37-4098
Side Cutting Mayo Hegar
Carbide Tipped With Scissors
15.3 cm
T.C



37-4099
Per Peri Needle Holder
Serrated Carbide tips
12.7cm
Delicate Serrated
T.C



37-4100
Crile Wood Needle Holder
Curved Serrated Carbide Tip
15.3cm
T.C



37-4101
Mini-Gillies Scissors/
Needle Holder
Serrated Carbide tips 14cm
Offset Handle Reduces Hand Fatigue
T.C



37-4102
Olsen Hegar Scissors/
Needle Holder
Serrated Carbide tips
14cm
T.C



37-4103
Olsen Hegar Scissors/
Needle Holder
Serrated Carbide tips
16.5cm
T.C

NEEDLE HOLDERS

Porte-aiguilles
Иглодержатели
Nadelhalter

Porta-agujas
Голкотримачі




37-4104
Crile Wood Needle Holder
Serrated Carbide Tip
15.3cm
T.C



37-4105
Mayo Hegar Needle Holder
Serrated Carbide Tip
15.3cm
T.C



37-4106
Derf Needle Holder
Serrated Carbide Tip
12.1cm
T.C



37-4107
Halsey
13 cm
T.C



WIRE TWISTERS
37-4108 Wire Twister, Blunt – 6", 15cm
37-4109 Wire Twister, Blunt, TC – 6", 15cm

NEEDLE HOLDERS

Porte-aiguilles
Иглодержатели
Nadelhalter

Porta-agujas
Голкотримачі



37-4110
Boynton Needle Holder
Serrated Carbide Tip
"Squeeze Through"
Quick Release
Delicate Tips 12cm
T.C

Serrated
Carbide Tips



37-4111
Mathieu 17 cm
T.C



37-4112
Mathieu 14 cm
T.C



37-4113
Mathieu 14 cm
Plain with one T.C



37-4114
Mathieu 17 cm
with one T.C

NEEDLE HOLDERS

Porte-aiguilles
Иглодержатели
Nadelhalter

Porta-agujas
Голкотримачі



37-4115
18 cm
Curved



37-4116
Castroviejo
18 cm
Straight



37-4117
Castroviejo
14 cm
Strong Straight



37-4118
Castroviejo
14 cm
Straight



37-4119
Castroviejo
13 cm
Straight



37-4120
Castroviejo
14 cm
Straight



37-4121
Castroviejo
14 cm
Curved



37-4122
Castroviejo
14 cm
Curved



37-4123
Castroviejo
14 cm
Curved

NEEDLE HOLDERS

Porte-aiguilles Porta-agujas
Иглодержатели Голкотримачі
Nadelhalter



37-4124
Lichtenberg-Ryder
17 cm Curved



37-4125
Lichtenberg-Ryder
17 cm Straight



37-4126
Mathieu Lichtenberg
14 cm



37-4127
Arruga
15 cm Straight



37-4128
Barraquer
14 cm Curved



37-4129
Barraquer-Troutman
18 cm Straight



37-4130
Barraquer
18 cm Curved

HAEMOSTATIC FORCEPS & TOWEL CLAMPS

Pinces hemostatiques, Pincas a compresas
зажим для солфеток / зажимы артериальные

Pinzas hemostaticas, Pincas para compresas
Гемостатичного щипці і РУШНИКИ ЗАЖИМ

Arterienklemmen, Tuyschklemmen



37-4131
Kelly
14 cm Curved



37-4132
Kelly
14 cm Straight



37-4133
Halstead-Mosquito
12 cm Straight




37-4134
Halstead-Mosquito
12 cm Curved



37-4135
Fig. 1
Micro Masquito
10 cm



37-4136
Fig. 1
Micro Masquito 1x2
10 cm



37-4137
Fig. 1
Hartmann
10 cm



Backhaus
37-4138 Fig. 1, 8 cm
37-4139 Fig. 2, 11 cm
37-4140 Fig. 3, 13 cm



37-4141
Schaedle
09 cm



37-4142
Jones
09 cm

RETRACTORS

Ecarteurs
Ранорасширители
Wundhaken

Separadores
Втягивати

Lip Retractors



37-4143
Columbia
14.5 cm



37-4144
Sternberg
14 cm
Double Ended



37-4145
Sternberg
16 cm



37-4146
Sternberg
14 cm
Single Ended

Tongue depressor



37-4147
14.5 cm



37-4148
14.5 cm



37-4149
Buchwald
17 cm



37-4150
Brunings
19 cm

PERIODONTAL INSTRUMENTS

Instruments pour la parodontologie
Инструменты для пародонтологии
Instrumente für die Parodontologie

instrumentos para periodoncia
Пародонту інструменти

BONE CHISELS AND GOUGES



Partsch
13.5 cm



37-4151
3mm



37-4152
4mm



37-4153
5mm



37-4154
6mm



Partsch
13.5 cm



37-4155
3mm



37-4156
4mm



37-4157
5mm



37-4158
6mm



Partsch
17 cm



37-4159
3mm



37-4160
4mm



37-4161
5mm



37-4162
6mm



Partsch
17 cm



37-4163
3mm



37-4164
4mm



37-4165
5mm



37-4166
6mm

PERIODONTAL INSTRUMENTS

Instruments pour la parodontologie
Инструменты для пародонтологий

intrumentos para periodoncia
Пародонту інструменти

Instrumente für die parodontologie

Mallets



SURGICAL MALLET
37-4167
6-1/2", 16.5cm



37-4168
Partsch
19 cm
Lead filled



37-4169
Mead 19.5 cm
Non autoclavable
plastic inserts



37-4170
Mead 17 cm
Interchangeable
Ferrozell inserts



37-4171
Vickers
19 cm



37-4172
Herbert
19 cm

PERIODONTAL INSTRUMENTS

Instruments pour la parodontologie

Инструменты для пародонтологии

Instrumente für die parodontologie

intrumentos para periodoncia

Пародонту інструменти



37-4173
fig. 15
Freer

37-4174
fig. 16
Freer

37-4175
Konig
15.5 cm

37-4176
Partsch
14.5 cm

37-4177
fig. 22
Seldin Retractor

37-4178
fig. 23
Seldin Retractor

37-4179
Williger
17 cm

37-4180
Williger
16 cm

37-4181
Williger
16 cm

37-4182
Williger
13 cm

BONE FILES

Limes a os

Кость файлов

Limas para huesos

Кость Файли

Knochenfeilen



37-4183
fig. 1
PoloKoff



37-4184
fig. 33



37-4185
fig. 45
Miller



37-4186
fig. 64
Miller



37-4187
fig. 10

BONE FILES

Limes a os Limas para huesos
 Кость файлов Кость Файли
 Knochenfeilen



37-4188
 fig. 1
 Wahl



37-4189
 fig. 2
 Wahl



37-4190
 fig. 12
 Howard



37-4191
 fig. 12A



37-4192
 fig. 12CA

MISCELLANEOUS PRODUCTS

Divers produits et services Varios Productos
 Прочие Товары Різні продукти
 Sonstige Produkte



37-4193
 Bur Changer Square Key
 for Japanese Product



37-4194
 Bur Changer
 Hexagonal Key



37-4195
 X-ray Holder
 Clip Single



37-4196
 X-ray Holder
 Set of 6 Clips



37-4197
 X-ray Holder
 Set of 10 Clips



37-4198
 X-ray Holder
 Set of 14 Clips

- Артикуляторы
- Artocilar
- Artikulations

- Артикулятори
- Articuler
- أرتيكولاتورس

37-4199

Technical Datas:

Intercondylar distance	120 mm.
condylar inclination	fixed at 30°
Bennet angle	fixed at 7°
Incisal table inclination	10°
Distance between mounting plates	85 mm.
Weight	400 gr.
Opening (item 5000)	125°
Opening (item 5010)	180°

Features:

Lightweight anathomic articulator made of aluminum die-casting. it can be used following the geometrical laws of medium values (Bonwill triangle). Fixing according to centric. Automatic return to the hinge axis with springs. Perfect stability also in reversed position. Easy access and visibility to the lingual surfaces. Interchangeable self centring aluminum mounting plates.



37-4200

Technical Datas:

Intercondylar distance	120 mm.
condylar inclination	fixed at 30°
Bennet angle	fixed at 7°
Incisal table inclination	flat
Distance between mounting plates	110 mm.
Weight	700 gr.
Opening	180°

Special Features:

Adjustable back by registration screw to work without incisal rod by keeping constant trajectories and inclinations during side and back/forward movements. Pure translation movement (kay and instructions included). Anti-shock hinge rod in case articulator falls down. Bigger size lock screws for mounting plates.



ARTICULATORS

- Артикуляторы
- Artocilar
- Artikulations

- Артикулятори
- Articuler
- آرٹیکو لائٹورس



37-4201



37-4202



37-4203



37-4204



37-4205



37-4206



37-4207



37-4208

ARTICULATORS

- Артикуляторы
- Artocilar
- Artikulations

- Артикулятори
- Articuler
- أرتيكولاتورس



37-4209



37-4210



37-4211



37-4212



37-4213
Stainless Steel
Finishing



37-4214
Copper Black Metalic



37-4215

ОРТОДОНТАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ

- **QUALITY - ЯКІСТЬ**
- **PRECISION - ТОЧНІСТЬ**
- **ACCURACY - ПРАВИЛЬНІСТЬ**
- **DURABILITY - ЗНОСОСТІЙКІСТЬ**



ORTHODONTIC INSTRUMENTS

Instrumentos Ortodonticos
Ортодонтия инструменты

Instruments Orthodontiques
Ортодонтия інструменти

Orthodontische Instrumente

Bracket Holder Tweezers



37-5001
Bracket Placer
Tweezers
(Extra Fine Tip)



37-5002
Easy Eccess
Tweezers



37-5003
Slipper
Tweezers



37-5004
Direct bonding
bracket holders
135mm



37-5005
Direct bonding
bracket holders
136mm



37-5006
Direct bonding
bracket holders
135mm



37-5007
Deluxe Bracket
Holder



37-5008
Direct bonding
bracket holders
140mm

ORTHODONTIC INSTRUMENTS

Instrumentos Ortodonticos
Ортодонтия инструменты

Instruments Orthodontiques
Ортодонтия інструменти

Orthodontische Instrumente

Bracket Holder Tweezers



37-5009
Deluxe Bracket
Holder Tweezers



37-5010
Deluxe Bracket
Holder Tweezers



37-5011
Direct Bond Bracket
Holder Tweezers



37-5012
Bracket Tweezers
Slot Aligner



37-5013
Direct Bond
Bracket Holder
Tweezers, Small Tip



37-5014
Exact Bracket
Holder Tweezers



37-5015
Bracket Placing
Tweezers



37-5016
Easy Access
Tweezers


ORTHODONTIC INSTRUMENTS

Instrumentos Ortodonticos
Ортодонтия инструменты

Instruments Orthodontiques
Ортодонтия інструменти

Orthodontische Instrumente

Caliper / Calipers Rule



37-5017
Delux Boley
Gauge



37-5018
Boley Gauge



37-5019
Beerendonk
130mm
Mini Gauge



37-5020
Boley Gauge
130mm



37-5021
Bone Bracket Gauge



37-5022
for .018" slot
Bracket positioning
Gauges



37-5023
for .022" slot
Bracket positioning
Gauges



37-5024
OSTEOMETER
Measuring Forceps For Jaw Ridge Width
measurement, scale on both sides,
rustfree, autoclavable

ORTHODONTIC INSTRUMENTS

Instrumentos Ortodonticos
Ортодонтия инструменты

Instruments Orthodontiques
Ортодонтия інструменти

Orthodontische Instrumente

Caliper / Calipers Rule



37-5025
Iwanson 100mm
Decimal Spring Caliper
for Metal and Porcelain



37-5026
Iwanson 100mm
Decimal Spring Caliper
for wax



37-5027
Ridge Mapping
Double Caliper



37-5028
Fig. 5
Castroviejo
18cm 7"



37-5029
Fig. 4
Castroviejo
18cm 7"



37-5030
Fig. 3
Castroviejo
18cm 7"



37-5031
Fig. 2
Castroviejo
18cm 7"



37-5032
Fig. 1
Castroviejo
18cm 7"

ORTHODONTIC INSTRUMENTS

Instrumentos Ortodonticos
Ортодонтия инструменты
Orthodontische Instrumente

Instruments Orthodontiques
Ортодонтия інструменти



37-5033
Ortho light scaler
double ended

37-5034
Ortho light scaler
double ended

37-5035
Ortho light scaler
double ended

37-5036
Twiel-on elastic
module instrument

37-5037
Twiel-on elastic
module instrument

37-5038
Schure Band
Seater


37-5039
Ortho light
scaler

37-5040
Ortho light
scaler

ORTHODONTIC INSTRUMENTS

Instrumentos Ortodonticos
Ортодонтия инструменты
Orthodontische Instrumente

Instruments Orthodontiques
Ортодонтия інструменти



37-5041
Ortho light
scaler heavy

37-5042
Ortho
instrument

37-5043
Ortho
instrument

37-5044
Ortho Light
Band Pusher
Scaler

37-5045
Ortho Light
double ended
ligature director

37-5046
Ortho Light double
ended ligature
director scaler

37-5047
Ortho Light double
ended ligature scaler
director tivate coil spring
are remove modules
with one instruments

37-5048
Ortho band
pusher scaler

ORTHODONTIC INSTRUMENTS

Instrumentos Ortodonticos
Ортодонтия инструменты
Orthodontische Instrumente

Instruments Orthodontiques
Ортодонтия інструменти



37-5049
Ortho ligature
director single
ended



37-5050
Ortho Light
double ended
ligature director
scaler



37-5051
Ortho Light double
ended ligature
scaler/director
tivate coil spring are
remove modules
with one instruments



37-5052
Ortho Light
double ended
ligature director



37-5053
Double ended
cement spatula



37-5054
Ortho light
ligature director
double ended



37-5055
Ortho light
scaler single
ended

ORTHODONTIC INSTRUMENTS

Instrumentos Ortodonticos
Ортодонтия инструменты
Orthodontische Instrumente


Instruments Orthodontiques
Ортодонтия інструменти



37-5056 Band seater auto cleavable



37-5057 Band seater auto cleavable



37-5058 Ortho instrument



37-5059 Heavy duty band pusher



37-5060 Positive Positioner



37-5061 Polar Bear Ice Instruments



37-5062 Distal Bender

Pinces pour l'orthodontie et la prothèse
щипцы для протезирования и ортодонтия

Alicates para ortodoncia y prótesis
щипці для протезування та ортодонтія

Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik



37-5063
Bracket Removing Pliers



37-5064
Bracket Removing Pliers



37-5065
Band removing pliers



37-5066
Band removers curved, Left and Right
Curved tips provide easy access and
grip of band without excess retractor
of cheek or lips



37-5067
Left



37-5068
Right
Pliers for Bands



37-5069
Johnson
Contouring Pliers



37-5070
Reynolds
Contouring Pliers



37-5071
For band seating



37-5072
for incisors with convex beaks



37-5073
For bicuspids and molars
with concave beaks



PLIERS FOR ORTHODONTICS & PROSTHETICS

Pincers pour l'orthodontie et la prothèse
щипцы для протезирования и ортодонтия

Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik

Alicates para ortodoncia y prótesis
щипці для протезування та ортодонтія



37-5074
Straight
Pliers ball hook crimping



37-5075
Angled
Pliers ball hook crimping



37-5076
Micro distal end cutters T.C
with safety hold

●	Max. 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
■	Max. 0.46 mm to 0.64 mm (.018" to .025")
⊗	Max. 0.38 mm to 0.53 mm (.0155" to .0215")
⊗	Max. 0.53 mm to 0.64 mm (.021" to .025")



37-5077
Mini distal end cutters T.C
with safety hold

●	Max. 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
■	Max. 0.46 mm to 0.64 mm (.018" to .025")
⊗	Max. 0.38 mm to 0.53 mm (.0155" to .0215")
⊗	Max. 0.53 mm to 0.64 mm (.021" to .025")



37-5078
Mini with long handles T.C
distal end cutters with safety hold

●	Max. 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
■	Max. 0.46 mm to 0.64 mm (.018" to .025")
⊗	Max. 0.38 mm to 0.53 mm (.0155" to .0215")
⊗	Max. 0.53 mm to 0.64 mm (.021" to .025")



37-5079
Mini with extra long off-set handles T.C
distal end cutters with safety hold

●	Max. 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
■	Max. 0.46 mm to 0.64 mm (.018" to .025")
⊗	Max. 0.38 mm to 0.53 mm (.0155" to .0215")
⊗	Max. 0.53 mm to 0.64 mm (.021" to .025")



37-5080
Distal end bending pliers

●	Max. 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
■	Max. 0.56 mm to 0.71 mm (.022" to .028")



37-5081
Weingart mini
slim design for better accessibility
in posterior and lingual areas



37-5082
Weingart Narrow
Narrow long tips for better
access to hard to reach areas



37-5083
Weingart Utility Pliers
Standard

PLIERS FOR ORTHODONTICS & PROSTHETICS

Pinces pour l'orthodontie et la prothèse
щипцы для протезирования и ортодонтия

Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik

Alicates para ortodoncia y prótesis
щипці для протезування та ортодонтія



37-5084
Weingart Narrow
Slim and sleek design with long
handles, for better access to
posterior area, also suitable for
lingual technique



37-5085
Micro
Ligature cutters
23 mm to .30 mm (.009" to .012")



37-5086
Mini
Ligature cutters
25 mm to .38 mm (.010" to .015")



37-5087
Wire bending and loop forming pliers
Angel
0.36 mm to 0.71 mm (.014" to .028")
Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" to .028")



37-5088
Wire cutting and loop forming pliers
Angel

0.36 mm to 0.50 mm (.014" to .020")
Max. 0.41 mm x 0.56 mm (.016" to .022")



37-5089
Straight



How utility pliers
Standard
4 mm wide tips

0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" to .028")

37-5090
Angled



37-5091
Straight



How utility pliers
Mini
2.4 mm wide tips

0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" to .028")

37-5092
Angled

PLIERS FOR ORTHODONTICS & PROSTHETICS

Pinces pour l'orthodontie et la prothèse
щипцы для протезирования и ортодонтия

Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik

Alicates para ortodoncia y prótesis
щипці для протезування та ортодонтія



37-5093
Tweed
Loop forming pliers

● 0.36 mm to 0.64 mm (.014" to .025")
■ Max. 0.53 mm x 0.64 mm (.021" x .025")



37-5094
Tweed
Loop forming pliers

● 0.36 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
■ Max. 0.46 mm x 0.56 mm (.018" x .022")



37-5095
Nance
Loop forming pliers

● 0.36 mm to 0.71 mm (.014" to .028")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



37-5096
De la Rose
Arch forming and contouring pliers

● 0.36 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
■ Max. 0.53 mm x 0.64 mm (.021" x .025")



37-5097
Jarabak
Light wire bending pliers

● 0.36 mm to 0.50 mm (.018" to .022")
■ Max. 0.46 mm x 0.56 mm (.012" x .020")



37-5098
Light wire bending and
loop forming pliers

● 0.36 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
■ Max. 0.41 mm x 0.56 mm (.016" x .022")



37-5099
Aderer
3-Jaw wire bending pliers

● 0.36 mm to 0.76 mm (.014" to .030")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



37-5100
Lingual / Palatal arch
forming pliers

● 0.76 mm to 0.30 mm (.091" to .036")



37-5101
Slim 0.64mm (.025")
wide tips
arch forming and torquing pliers

● 0.36 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
■ Max. 0.41 mm x 0.56 mm (.016" x .022")



37-5102
Angel 1.27mm (.050")
wide tips
arch forming and torquing pliers

● 0.36 mm to 0.56 mm (.012" to .022")
■ Max. 0.53 mm x 0.64 mm (.021" x .025")



37-5103
Tweed / Angel
1.78mm (.070") wide tips
arch forming and torquing pliers

● 0.36 mm to 0.71 mm (.012" to .028")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



PLIERS FOR ORTHODONTICS & PROSTHETICS

Pinces pour l'orthodontie et la prothèse
щипцы для протезирования и ортодонтия
Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik

Alicates para ortodoncia y prótesis
щипці для протезування та ортодонтія



37-5104
Adams
Wire bending pliers

● 0.30 mm to 0.81 mm (.014" to .032")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



37-5105
Adams
Wire bending pliers

● 0.30 mm to 0.81 mm (.014" to .032")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



37-5106
Universal small
Wire bending and cutting pliers

● Bends: 0.9 mm (.036")
Cuts: 0.7 mm (.028")



37-5107
Universal Dolphin style
Wire bending and cutting pliers

● Bends: 0.9 mm (.036")
Cuts: 0.7 mm (.028")



37-5108
Universal Taper style
Wire bending and cutting pliers

● Bends: 0.9 mm (.036")
Cuts: 0.7 mm (.028")



37-5109
Waldsachs
Wire bending and cutting pliers

● Bends: 0.9 mm (.036")
Cuts: 0.7 mm (.028")



37-5110
Hard wire cutters T.C.

● 0.70 mm to 1.00 mm (.028" to .040")



37-5111
Hard wire cutters T.C.

● 0.70 mm to 1.00 mm (.028" to .040")



37-5112
Hard wire cutters T.C.

● 0.60 mm to 0.80 mm (.024" to .032")



37-5113
Hard wire cutters T.C.

● 0.60 mm to 0.80 mm (.024" to .032")



37-5114
Hard wire cutters

● 0.87 mm to 1.1 mm (.028" to .045")



37-5115
Hard wire cutters

● 0.87 mm to 1.1 mm (.028" to .045")



Pinces pour l'orthodontie et la prothèse
щипцы для протезирования и ортодонтия

Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik

Alicates para ortodoncia y prótesis
щипці для протезування та ортодонтія



37-5116
Hard wire cutters
● 0.80 mm to 1.50 mm (.032" to .057")



37-5117
Hard wire cutters
● 0.80 mm to 1.50 mm (.032" to .057")



37-5118
Univrsal
Face bow bending and cutting pliers
Max. 1.80 mm (.071")



37-5119
Magnum
Face bow bending and cutting pliers
Max. 1.80 mm (.071")



37-5120
Schwarz
Arrow clasp forming and bending pliers



37-5121
Schwarz
Arrow clasp forming and bending pliers
Max. 0.70 mm (.028")



37-5122
Nance
Adams clasp forming pliers
Max. 0.70 mm (.028")



37-5123
Aderer
Facebow loop forming pliers
Max. 1.60 mm (.063")



37-5124
Mckellops
Loop forming pliers
● Max. 0.80 mm (.032")

Pinces pour l'orthodontie et la prothèse
щипцы для протезирования и ортодонтия

Alicates para ortodoncia y prótesis
щипці для протезування та ортодонтія

Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik



37-5125
Aderer, small
Wire bending and loop forming pliers
● 0.36 mm to 0.50 mm (.014" to .020")
■ Max. 0.53 mm x 0.64 mm (.021" x .025")



37-5126
Aderer, medium
Wire bending and loop forming pliers
● 0.36 mm to 0.71 mm (.014" to .028")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



37-5127
Schwarz, small
Wire bending and loop forming pliers
● Max. 0.50 mm (.020")



37-5128
Schwarz, medium
Wire bending and loop forming pliers
● Max. 0.70 mm (.028")



37-5129
Angle
Wire bending and loop forming pliers
● 0.36 mm to 0.71 mm (.014" to .028")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



37-5130
Angle
Wire bending and loop forming pliers
● 0.36 mm to 0.71 mm (.014" to .028")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



37-5131
Adams, small
Wire bending and loop forming pliers
● 0.36 mm to 0.71 mm (.014" to .028")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



37-5132
Adams, small
Wire bending and loop forming pliers
● 0.36 mm to 0.71 mm (.014" to .028")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



37-5133
Wire bending and loop forming pliers
● 0.36 mm to 0.71 mm (.014" to .028")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")

PLIERS FOR ORTHODONTICS & PROSTHETICS

Pincers pour l'orthodontie et la prothèse
щипцы для протезирования и ортодонтия
Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik

Alicates para ortodoncia y prótesis
щипці для протезування та ортодонтія



37-5134
Young
Wire bending and loop forming pliers

● 0.36 mm to 0.71 mm (.014" to .028")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



37-5135
Adams, large
Wire bending and loop forming pliers

● 0.36 mm to 0.81 mm (.014" to .032")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



37-5136
Adams, large
Wire bending and loop forming pliers

● 0.36 mm to 0.81 mm (.014" to .032")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



37-5137
Aderer, large
Wire bending and loop forming pliers

● 0.50 mm to 0.91 mm (.020" to .036")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



37-5138
Schwarz Graduated
Wire bending and loop forming pliers

● Max. 0.70 mm (.028")



37-5139
Schwarz, large
Wire bending and loop forming pliers

● Max. 0.70 mm (.028")



37-5140
Peeso
Wire bending and loop forming pliers

● Max. 0.70 mm (.028")



37-5141
Peeso
Wire bending and loop forming pliers

● Max. 0.70 mm (.028")




37-5142
Wire bending and loop forming pliers

● 0.36 mm to 0.71 mm (.014" to .028")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")

PLIERS FOR ORTHODONTICS & PROSTHETICS

Pinces pour l'orthodontie et la prothèse
щипцы для протезирования и ортодонтия
Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik


Alicates para ortodoncia y prótesis
щипці для протезування та ортодонтія



37-5143
Falcon
Elastomeric Ligature Placing
Forceps With Groove
120 mm




37-5144 Straight
37-5145 Curved
Elastomeric ligature placing
forceps with groove
Falcon 120 mm



37-5146
Elastomeric ligature placing
forceps with groove
Falcon 140 mm



37-5147
Elastomeric ligature placing
forceps with groove
Falcon 140 mm




37-5148
37-5149
Smaha
Elastomeric ligature
placing forceps
140 mm



37-5150
Ligature Pliers T.C
With Tungsten Carbide Inserts
Falcon 140mm



A 37-5151
B 37-5152
C 37-5153
Ligature Pliers
Falcon 140mm



A

B

C

Pinces pour l'orthodontie et la prothèse
щипцы для протезирования и ортодонтия

Alicates para ortodoncia y prótesis
щипці для протезування та ортодонтія

Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik

CUTTERS



37-5154
Hard
Wire Cutter 15




37-5158
Mini Pin &
Ligature Cutter



37-5155
Distal End Cutter
Flush Cut



37-5159
Hard Wire Cutter
Straight



37-5156
Universal Cut & Hold
Distal End Cutter



37-5160
Micro-Mini Pin &
Ligature Cutter



37-5157
Pin & Ligature
Cutter

Pinces pour l'orthodontie et la prothèse
щипцы для протезирования и ортодонтия


Alicates para ortodoncia y prótesis
щипці для протезування та ортодонтія

Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik

CUTTER & UTILITY PLIERS



37-5161
Cutter



37-5162
Weingart Pliers




37-5163
Slim Weingart
Pliers




37-5164
How Pliers
Straight



37-5165
How Pliers Offset



37-5166
Band seating Pliers



37-5167
Adhesive
Removing Pliers


PLIERS FOR ORTHODONTICS & PROSTHETICS

Pinces pour l'orthodontie et la prothèse
щипцы для протезирования и ортодонтия


Alicates para ortodoncia y prótesis
щипці для протезування та ортодонтія

Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik

UTILITY PLIERS & WIRE FORMING PLIERS




37-5168
Posterior Band Removing
Pliers - Long




37-5170
Bird Beak Pliers




Replacement tip and
hex key included.



37-5171
Omega Loop
Forming Pliers



37-5169
Posterior Band Removing
Pliers - Short



37-5172
Three Jaw Pliers

PLIERS FOR ORTHODONTICS & PROSTHETICS

Pinces pour l'orthodontie et la prothèse
щипцы для протезирования и ортодонтия

Alicates para ortodoncia y prótesis
щипці для протезування та ортодонтія

Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik

WIRE FORMING PLIERS



37-5173
Light Wire Bird Beak
Pliers with Groove




37-5174
Tweed loop
Forming Pliers



37-5175
Arch Bending Pliers




37-5176
Jarabak Pliers



37-5177
Hollow Chop
Contouring Pliers



37-5178
Lingual Arch
Forming Pliers



37-5179
Rectangular Arch
Bending Pliers

PLIERS FOR ORTHODONTICS & PROSTHETICS

Pinces pour l'orthodontie et la prothèse
щипцы для протезирования и ортодонтия
Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik

Alicates para ortodoncia y prótesis
щипці для протезування та ортодонтія



37-5180
Elastomeric separator
placing pliers
160 mm




37-5181
Elastomeric separator
placing pliers
165 mm



37-5182
Elastomeric separator
placing pliers
155 mm



37-5183
Elastomeric separator
placing pliers
165 mm



37-5184
Coon
Ligature Tying Forceps



37-5185
Steiner
Ligature Tying Forceps



37-5186
Elastomeric ligature removing tweezers
for easy removal of elastomeric ligatures

CROWN REMOVERS

Arrache-couronnes
щипцы для Телескопических коронок
Teleskopkronenzangen

Arranca-corona
щипці для телескопічних коронок



37-5187
Furrer
16 mm
Straight



37-5188
Furrer
16 mm
Curved



37-5189
Bohm
11.5 cm



37-5190
Bohm
14.5 cm

CROWN REMOVERS

Arrache-couronnes
щипцы для Телескопических коронок
Teleskopkronenzangen

Arranca-corona
щипці для телескопічних коронок



37-5191
Fig. 0
Universal



37-5192
Fig. 1



37-5193
Fig. 2



37-5194
Crown Spreaders
Fig. 3



37-5195
Mershon
14 cm
Band Pusher






37-5196
13.5 cm
Band Seater
Used in all
heat sterilizers

CROWN REMOVERS

Arrache-couronnes
щипцы для Телескопических коронок
Teleskopkronenzangen

Arranca-corona
щипці для телескопічних коронок



CROWN REMOVERS

Arrache-couronnes
щипцы для Телескопических коронок
Teleskopkronenzangen

Arranca-corona
щипці для телескопічних коронок

Crown Removers



37-5200

Complete With 3 Attachment



37-5201



37-5202



37-5203



37-5204

Crown Spreader, Crown Remover
Special Instrument for crown spreading
after separating, simple and safe
operation.



Complete With
2 Attachment



37-5205



37-5206



37-5207



37-5208

CROWN REMOVERS

Arrache-couronnes

щипцы для Телескопических коронок

Arranca-corona

щипці для телескопічних коронок

Teleskopkronenzangen



37-5209
Guyer No.7
Serrated



37-5210
Guyer No.7
Plane



37-5211
Flashing Crown
Remover



37-5212
Placement 1



37-5213
Calcium Hydroxide
Placement



37-5214
Morrell Crown
Remover Set



A Points A & B)



B



37-5215
Crown Remover
(Double Ended)



37-5216
Fig. 1



37-5217
Fig. 2

Crown Remover
Spare Two Points

RUBBER DAM CLAMPS FORCEPS

Pinces porte-crampons a digue

Резиновые щипцы плотины зажим

Kofferdam Klammerzangen

Pinzas de engrapar para dique de caucho

Кофердамом Затиски щипці



37-5218
Rubber Dam Frame,
for adults

37-5219
Rubber Dam Frame,
for children




37-5220
Complete set of 3 pcs.




37-5221
Anisworth



37-5222
Anisworth




37-5223
Ivory
with 1 row of holes



37-5224
Ivory
with 2 row of holes



37-5225
Ivory
light weight



37-5226
Brewer



37-5227
Stockes



37-5228
Palmer



37-5229
Seaparating
Elastic
Plier



37-5230
Elastic
Seaparating
Plier

RUBBER DAM CLAMPS

Crampons pour digue
зажимы коффердама

Grapas para dique de caucho
Затискачі коффердамом

Kofferdam Klammern

Molar Clamps With Dam-Engaging Projections(winged)



37-5231
Fig. 15



37-5232
Fig. 18



37-5233
Fig. 24



37-5234
Fig. 25



37-5235
Fig. 26



37-5236
Fig. 28



37-5237
Fig. 30



37-5238
Fig. 31



37-5239
Fig. 51



37-5240
Fig. 138



37-5241
Fig. 139



37-5242
Fig. 200



37-5243
Fig. 201



37-5244
Fig. 202



37-5245
Fig. 203



37-5246
Fig. 204



37-5247
Fig. 205



37-5248
Fig. 3



37-5249
Fig. W3



37-5250
Fig. 4



37-5251
Fig. 56A



37-5252
Fig. 7



37-5253
Fig. 7A



37-5254
Fig. 8



37-5255
Fig. 8A



37-5256
Fig. W8A



37-5257
Fig. 10



37-5258
Fig. 11



37-5259
Fig. 12A



37-5260
Fig. 13A

RUBBER DAM CLAMPS

Crampons pour digue
затжимы коффердама

Grapas para dique de caucho
Затискачі коффердамом

Kofferdam Klammern

Rubber Dam Clamp / Bicuspid Clamps With dam-Engaging Projection(Winged)



37-5261
Fig. 14



37-5262
Fig. 14A



37-5263
Fig. 14AN



37-5264
Fig. 22



37-5265
Fig. 27



37-5266
Fig. 207



37-5267
Fig. 29



37-5268
Fig. 206



37-5269
Fig. 208



37-5270
Fig. 209



37-5271
Fig. 1



37-5272
Fig. 1A



37-5273
Fig. 2



37-5274
Fig. 2A



37-5275
Fig. W2A



37-5276
Fig. 0



37-5277
Fig. 00



37-5278
Fig. 210



37-5279
Fig. 211



37-5280
Fig. 212



37-5281
Fig. 6



37-5282
Fig. 9



37-5283
Fig. N06



37-5284
Fig. U67



37-5285
Fig. 214



37-5286
Fig. P1



37-5287
Fig. P2



37-5288
Fig. G-1




37-5289
Fig. G-2

AMALGAM INSTRUMENTS


Instruments pour amalgame instrumentos para amalgama
амальгама инструменты Амальгама інструменти
Amalgamis\instrumente



37-5290
Mini/Regular 200mm



37-5291
Regular/Large 200mm




37-5292
Regular/Jumbo 200mm




37-5293
Large/Jumbo 200mm




37-5294
Jumbo 150mm



37-5295
Large 150mm



37-5296
Regular 150mm



37-5297
Mini 150mm

AMALGAM INSTRUMENTS

Instruments pour amalgame instrumentos para amalgama
амальгама инструменты Амальгама інструменти
Amalgamis\instrumente

Ø 2mm



37-5298
Fig.10
165mm
English pattern

Ø 2mm



37-5299
Fig.1
185mm
German pattern

Ø 2mm



37-5300
Fig.1
150mm
Swiss pattern

Ø 2mm



37-5301
Fig.1
150mm

Ø 2mm



37-5302
Fig.2
150mm, 45°

Ø 2mm



37-5303
Fig.3
140mm, 90°

AMALGAM INSTRUMENTS

Instruments pour amalgame instrumentos para amalgama
амальгама инструменты Амальгама інструменти
Amalgamis\instrumente

Cavity Preparation Tips



Type E



37-5304



37-5306
Half ball left



37-5305
Half ball straight



37-5307
Half ball right



37-5308
Applicator for
Calcium Hydroxide
Placer (Single End)



37-5309
Applicator for
Calcium Hydroxide
Placer (Double End)



37-5310
Applicator for
Calcium Hydroxide
Placer with
mini spatula



37-5311
Straight
37-5312
Curved
130mm



37-5313
AMALGAM WELL
Stainless Steel

MATRIX RETAINERS

Porte Matrices
Матрица Слуги
Matrizenspanner

Porta Matrices
Матриця Тримач
Matrizenspanner



37-5314
fig. 5
Ivory 8
5 mm



37-5315
fig. 6
Ivory 8
6 cm



37-5316
fig. 7
Ivory 8
7 cm



37-5317
Ivory 8 N



37-5318
Didner 8 P



37-5319
Fig.1
Tofflemire-Universal



37-5320
Fig.2
Tofflemire-Junior



37-5321
Fig.3
Tofflemire-Senior

MATRIX RETAINERS

Porte Matrices
Матрица Слуги
Matrizenspanner

Porta Matrices
Матриця Тримач
Matrizenspanner



37-5322
Tofflemire-Junior
45 mm



37-5323
Tofflemire-Universal
60 mm




37-5324
Matrix Ivory 8
6 mm



37-5325
Didner 8 P
70 mm



37-5326
Fig. 7



37-5327
Fig. 8



37-5328
Fig. 9



37-5329
Fig. 10

FOR MOLARS AND PREMOLARS



37-5330
Fig. 11



37-5331
Fig. 12



37-5332
Fig. 13
Tofflemire



37-5333
Ivory 12



37-5334
Ivory 1




37-5335
Ivory



37-5336
Elliot

VALUED BUYERS


Our impression trays are available in either regular solid, regular perforated, or endentulous perforated varieties. Fashioned from 300 series stainless steel and polished to perfection, they are manufactured to provide years of use. Individual trays are available in different patterns or they can be purchased in convenient sets, of course, as with all Instruments, the quality is way ahead of the price. We are regularly manufacturing below articles in showing A,B,C,D,E,F & G for better grip & perfection. We can also make these articles as per your own specific requirements & demands.




IMPRESSION TRAYS

- Оттисные ложки
- Porte-empreinte
- Abdrucklöffel
- Відбиткові ложки
- Cubetas para impresiones
- صواني الانطباع



Perforated With Rim Lock - Непорожністі з обідком із замковим бортовим кільцем



Upper - Верхня		A (left-right) (ліво-право)	B (top-bottom) (верх-низ)
37-6001-U1	XL	81 mm	63 mm
37-6002-U2	L	73 mm	58 mm
37-6003-U3	M	71 mm	52 mm
37-6004-U4	S	67 mm	53 mm
37-6005-U5	XS	65 mm	51 mm
37-6006-U6	XXS	61 mm	50 mm



Lower - Нижня		A (left-right) (ліво-право)	B (top-bottom) (верх-низ)
37-6007-L1	XL	78 mm	63 mm
37-6008-L2	L	74 mm	62 mm
37-6009-L3	M	72 mm	59 mm
37-6010-L4	S	70 mm	57 mm
37-6011-L5	XS	69 mm	55 mm
37-6012-L6	XXS	59 mm	50 mm



IMPRESSION TRAYS

- Оттисковые ложки
- Porte-empreinte
- Abdrucklöffel
- Відбиткові ложки
- Cubetas para impresiones
- صواني الانطباع

Solid With Rim Lock

37-6019-U1

37-6020-U2

37-6021-U3

37-6022-U4

37-6023-U5



37-6024-U6



XL L M S XS XXS

Upper - Верхня		A (left-right) (ліво-право)	B (top-bottom) (верх-низ)
37-6019-U1	XL	81 mm	63 mm
37-6020-U2	L	73 mm	58 mm
37-6021-U3	M	71 mm	52 mm
37-6022-U4	S	67 mm	53 mm
37-6023-U5	XS	65 mm	51 mm
37-6024-U6	XXS	61 mm	50 mm

Lower - Нижня		A (left-right) (ліво-право)	B (top-bottom) (верх-низ)
37-6025-L1	XL	78 mm	63 mm
37-6026-L2	L	74 mm	62 mm
37-6027-L3	M	72 mm	59 mm
37-6028-L4	S	70 mm	57 mm
37-6029-L5	XS	69 mm	55 mm
37-6030-L6	XXS	59 mm	50 mm



XL


L

M

S

XS

XXS



37-6025-L1

37-6026-L2

37-6027-L3

37-6028-L4

37-6029-L5

37-6030-L6



37-6031-L2D

37-6032-L4D

37-6033-L6D

37-6034-L2S


37-6035-L4S

37-6036-L6S


IMPRESSION TRAYS

- Оттисные ложки
- Porte-empreinte
- Abdrucklöffel
- Відбиткові ложки
- Cubetas para impresiones
- صواني الانطباع



Perforated Without Rim Lock



Upper - Верхня		A (left-right) (ліво-право)	B (top-bottom) (верх-низ)
37-6037-U1	XL	81 mm	63 mm
37-6038-U2	L	73 mm	58 mm
37-6039-U3	M	71 mm	52 mm
37-6040-U4	S	67 mm	53 mm
37-6041-U5	XS	65 mm	51 mm
37-6042-U6	XXS	61 mm	50 mm




Lower - Нижня		A (left-right) (ліво-право)	B (top-bottom) (верх-низ)
37-6043-L1	XL	78 mm	63 mm
37-6044-L2	L	74 mm	62 mm
37-6045-L3	M	72 mm	59 mm
37-6046-L4	S	70 mm	57 mm
37-6047-L5	XS	69 mm	55 mm
37-6048-L6	XXS	59 mm	50 mm



IMPRESSION TRAYS




- Оттисковые ложки
- Porte-empreinte
- Abdrucklöffel
- Відбиткові ложки
- Cubetas para impresiones
- صواني الانطباع

Solid Without Rim Lock - Непорожністі без обідка із замковим бортовим кільцем



Upper - Верхня		A (left-right) (ліво-право)	B (top-bottom) (верх-низ)
37-6055-U1	XL	81 mm	63 mm
37-6056-U2	L	73 mm	58 mm
37-6057-U3	M	71 mm	52 mm
37-6058-U4	S	67 mm	53 mm
37-6059-U5	XS	65 mm	51 mm
37-6060-U6	XXS	61 mm	50 mm

Lower - Нижня		A (left-right) (ліво-право)	B (top-bottom) (верх-низ)
37-6061-L1	XL	78 mm	63 mm
37-6062-L2	L	74 mm	62 mm
37-6063-L3	M	72 mm	59 mm
37-6064-L4	S	70 mm	57 mm
37-6065-L5	XS	69 mm	55 mm
37-6066-L6	XXS	59 mm	50 mm





IMPRESSION TRAYS

- Оттисковые ложки
- Porte-empreinte
- Abdrucklöffel
- Відбиткові ложки
- Cubetas para impresiones
- صواني الانطباع



Ehrlicke Stainless Steel
Perforated Without Rim Lock

Ehrlicke Перфоровані без обідка із замковим бортовим кільцем із нержавіючої сталі



For Toothed Upper Jaws
(Fig. 0 for children)
Для Верхніх щелеп із зубами
(Fig. 0 для дітей)

	A mm.	B mm.
37-6073-OB 0	59	52
37-6074-OB 1	66	52
37-6075-OB 2	71	62
37-6076-OB 3	71	64
37-6077-OB 4	80	70



For Toothed Lower Jaws
(Fig. 0 for children)
Для нижніх щелеп із зубами
(Fig. 0 для дітей)

	A mm.	B mm.
37-6078-UB 0	65	46
37-6079-UB 1	67	50
37-6080-UB 2	76	54
37-6081-UB 3	79	56
37-6082-UB 4	79	61



For Narrow Toothed Upper Jaws
Для вузьких верхніх щелеп із зубами

	A mm.	B mm.
37-6083-BS 2	70	54

IMPRESSION TRAYS

- Оттисковые ложки
- Porte-empreinte
- Abdrucklöffel
- Відбиткові ложки
- Cubetas para impresiones
- صواني الانطباع


Ehrlicke Stainless Steel Perforated Without Rim Lock

Ehrlicke Перфоровані Без обідка із замковим бортовим кільцем із нержавіючої сталі




For partially toothed upper jaws
Для верхніх щелеп, що частково із зубами

	A mm.	B mm.
37-6084-OP 1	62	50
37-6085-OP 2	70	56




For partially toothed lower jaws
Для нижніх щелеп, що частково із зубами

	A mm.	B mm.
37-6086-UP 1	70	55
37-6087-UP 2	78	59



For edentulous upper jaws
Для беззубої верхньої щелепи

	A mm.	B mm.
37-6088-OU 1	64	46
37-6089-OU 2	68	53
37-6090-OU 3	79	61



For edentulous lower jaws
Для беззубої нижньої щелепи

	A mm.	B mm.
37-6091-UU 1	70	48
37-6092-UU 2	70	53
37-6093-UU 3	72	57

IMPRESSION TRAYS

- Оттисковые ложки
- Porte-empreinte
- Abdrucklöffel
- Відбиткові ложки
- Cubetas para impresiones
- صواني الانطباع





Perforated With Rim Lock

Перфоровані з обідком із замковим бортовим кільцем



Solid stainless steel anterior depressed impression trays with retention rim.

Непорожнисті повнознімні із нержавіючої сталі ложки для зліпків з обідком



	A	B
	mm.	mm.
37-6094-U1	L 81	67
37-6095-U4	M 71	64
37-6096-U7	S 70	57

	A	B
	mm.	mm.
37-6097-L20	L 81	60
37-6098-L21	M 79	57
37-6099-L22	S 76	54

IMPRESSION TRAYS

- Оттисные ложки
- Porte-empreinte
- Abdrucklöffel
- Відбиткові ложки
- Cubetas para impresiones
- صواني الانطباع



Solid With Rim Lock

Непорожністі з обідком із замковим бортовим кільцем



Solid stainless steel anterior depressed impression trays with retention rim.

Непорожністі повнознімні із нержавіючої сталі ложки для зліпків з обідком



L



37-6100-U1

M



37-6101-U4

S



37-6102-U7

L



37-6103-L20

M



37-6104-L21

S



37-6105-L22

		A mm.	B mm.
37-6100-U1	L	81	67
37-6101-U4	M	71	64
37-6102-U7	S	70	57

		A mm.	B mm.
37-6103-L20	L	81	60
37-6104-L21	M	79	57
37-6105-L22	S	76	54

IMPRESSION TRAYS

- Оттисные ложки
- Porte-empreinte
- Abdrucklöffel
- Відбиткові ложки
- Cubetas para impresiones
- صواني الانطباع



Perforated Full Denture

Непорожністі, повністю знімається



Solid total denture stainless steel impression trays with rim.

Непорожністі повнознімні із нержавіючої сталі ложки для зліпків з обідком



XL



37-6106-U61

L



37-6107-U62

M



37-6108-U63

S



37-6109-U64

XL



37-6110-L66

L




37-6111-L67

M



37-6112-L68

S



37-6113-L69

		A mm.	B mm.
37-6106-U61	XL	79	70
37-6107-U62	L	76	67
37-6108-U63	M	70	64
37-6109-U64	S	73	60

		A mm.	B mm.
37-6110-L66	XL	86	64
37-6111-L67	L	70	64
37-6112-L68	M	73	60
37-6113-L69	S	70	57

IMPRESSION TRAYS



- Оттисные ложки
- Porte-empreinte
- Abdrucklöffel
- Відбиткові ложки
- Cubetas para impresiones
- صواني الانطباع

Solid Full Denture
Непорожністі, повністю знімається



Solid total denture stainless steel impression trays with rim.

Непорожністі повнознімні із нержавіючої сталі ложки для зліпків з обідком



XL



37-6114-U61

L



37-6115-U62

M



37-6116-U63

S



37-6117-U64

XL



37-6118-L66

L




37-6119-L67

M



37-6120-L68

S



37-6121-L69

		A mm.	B mm.
37-6114-U61	XL	79	70
37-6115-U62	L	76	67
37-6116-U63	M	70	64
37-6117-U64	S	73	60

		A mm.	B mm.
37-6118-L66	XL	86	64
37-6119-L67	L	70	64
37-6120-L68	M	73	60
37-6121-L69	S	70	57

IMPRESSION TRAYS

- Оттисковые ложки
- Porte-empreinte
- Abdrucklöffel
- Відбиткові ложки
- Cubetas para impresiones
- صواني الانطباع

STAINLESS STEEL EDENTULOUS (COMPLETE DENTURE) RIM LOCK



Uppers / Superiori Sizes / Misure (mm)					Lowers / Inferiori Sizes / Misure (mm)				
6013	U1 S	U2 M	U3 L	U4 XL	6013	L1 S	L2 M	L3 L	L4 XL
	64	65	73	76		66	72	76	82
	68	58	58	57		54	56	60	61



KIT CONTAINS 8 PCS
37-6122

STAINLESS STEEL EDENTULOUS (COMPLETE DENTURE) PERFORATED RIM LOCK



Uppers / Superiori Sizes / Misure (mm)					Lowers / Inferiori Sizes / Misure (mm)				
6014	U1 S	U2 M	U3 L	U4 XL	6014	L1 S	L2 M	L3 L	L4 XL
	65	66	72	77		65	72	75	83
	58	63	61	68		56	60	61	62



KIT CONTAINS 8 PCS
37-6123

IMPRESSION TRAYS

- Оттисковые ложки
- Porte-empreinte
- Abdrucklöffel
- Відбиткові ложки
- Cubetas para impresiones
- صواني الانطباع

STAINLESS STEEL ORTHODONTIC (CHILDREN) RIM LOCK



Uppers / Superiori	Sizes / Misure (mm)			
6017	U1 S	U2 M	U3 L	U4 XL
	52	58	59	60
	41	42	49	50

Loweres / Inferiori	Sizes / Misure (mm)			
6017	L1 S	L2 M	L3 L	L4 XL
	57	62	69	70
	42	48	49	50



KIT CONTAINS 8 PCS
37-6124

STAINLESS STEEL ORTHODONTIC (CHILDREN) PERFORATED RIM LOCK



Uppers / Superiori	Sizes / Misure (mm)			
6018	U1 S	U2 M	U3 L	U4 XL
	52	58	59	60
	41	42	49	50

Loweres / Inferiori	Sizes / Misure (mm)			
6018	L1 S	L2 M	L3 L	L4 XL
	57	62	69	70
	42	48	49	50




KIT CONTAINS 8 PCS
37-6125

STERILE WASH TRAY SYSTEM

- Контейнеры для стерилизации Steri-Wash
- Контейнери для стерилізації Steri-Wash
- أغسل العقيمة علبه النظام

Steri Wash Tray System

Система стерильних промивальних лотків



37-6126

Oral Surgery Kit (C)


Exterior Dimensions 14.5" x 8" x 1.25"

(368mm x 203mm x 32mm)

Набір хірургічної стоматології (C)

Зовнішні виміри 14.5" x 8" x 1.25"

(368mm x 203mm x 32mm)



37-6127


Mini Cassette

For 5 Instruments

180 x 70 x 25 mm

Міні-скринька для 5 інструментів

180 x 70 x 25 mm




37-6128

Economy Cassette

For 5 Instruments

180 x 85 x 19 mm

Економічна скринька для 5 інструментів 180 x 85 x 19 mm



37-6129

Small Cassette

For 10 Instruments

140 x 203 x 32 mm

Мала скринька для 10

інструментів 140 x 203 x 32 mm



37-6130


Maxi Cassette

For 16 Instruments

280 x 180 x 30 mm

Максі-скринька для 16

інструментів 280 x 180 x 32 mm



37-6131

Large Cassette

For 16 Instruments

230 x 280 x 32 mm

with an Accessory Area

Велика скринька для 16 інструментів

230 x 280 x 32 mm з відділенням для аксесуарів



37-6132

Large Cassette

For 20 Instruments 230 x 280 x 32 mm

Велика скринька для 20 інструментів

230 x 280 x 32 mm

STERILE WASH TRAY SYSTEM


• Контейнеры для стерилизации Steri-Wash

• Контейнери для стерилізації Steri-Wash


• أغسل العقيمة علبه النظام

Steri Wash Tray System Система стерильних промивальних лотків

Easy To use
Fully Hygienic
Time Saving
Longer Instrument Lift
Modern & Practical Design
Простий у використанні
Цілком гігієнічний
Економить час
Жолоби для довгих інструментів
Сучасний та практичний дизайн



37-6133
Instruments Tray
Dimensions
182 x 72 x 34 mm
Лоток для інструментів Виміри
(182мм x 72мм x 34мм)



37-6135
Instruments Tray
Dimensions
182 x 144 x 34 mm
Лоток для інструментів Виміри
(182мм x 144мм x 34мм)




37-6134
Instruments Tray
Dimensions
288 x 182 x 34 mm
Лоток для інструментів
Виміри (288мм x 182мм x 34мм)
Locking System



ECONOMY STERI WASH TRAY SYSTEM

Instrument Tray Complete with
Base, Lid, Silicon Insert Frame & Holder
Locking System

Лоток для інструментів
Укомплектований дном, кришкою,
кремнієвою рамкою, що вставляється,
і захистом з блокуванням штативом



37-6136
Instruments Tray
Dimensions
182 x 144 x 34 mm
Лоток для інструментів Виміри
(182мм x 144мм x 34мм)



37-6137
Instruments Tray
Dimensions
182 x 144 x 34 mm
Лоток для інструментів Виміри
(182мм x 144мм x 34мм)

STERILE WASH TRAY SYSTEM

• Контейнеры для стерилизации Steri-Wash

• Контейнери для стерилізації Steri-Wash

• أغسل العقيمة علبه النظام

Steri Wash Tray System

Система стерильних промивальних лотків

Locking System




37-6138

Instruments Tray
Dimensions

185 x 65 x 22 mm

Лоток для інструментів

Виміри (182мм x 85мм x 22мм)




37-6139

Instruments Tray
Dimensions

185 x 130 x 22 mm

Лоток для інструментів Виміри
(182мм x 130мм x 22мм)



37-6140

Instruments Tray
Dimensions

280 x 180 x 25 mm

Лоток для інструментів
Виміри


(182мм x 180мм x 25мм)



MESH TRAYS - ГРАТЧАСТІ ЛОТКИ

Different sizes & dimensions
are available at buyer's
demand

На вимогу покупців надаються
дані про наявні розміри та виміри



Sizes: Розміри:

37-6141 240x130x50mm

37-6142 240x130x60mm


37-6143 240x250x50mm

37-6144 240x250x60mm

37-6145 480x250x50mm

37-6146 480x250x60mm

37-6147 480x250x70mm



Sizes: Розміри:

37-6148 240x250x50mm

37-6149 240x250x60mm

37-6150 240x250x70mm

37-6151 480x250x50mm

37-6152 480x250x60mm

37-6153 480x250x70mm

37-6154 480x250x100mm



Sizes: Розміри:

37-6155 240x250x50mm

37-6156 240x250x60mm

37-6157 240x250x70mm

37-6158 280x250x50mm

37-6159 280x250x60mm



Sizes: Розміри:

37-6160 280x250x70mm

37-6161 280x250x100mm

37-6162 280x250x50mm

37-6163 280x280x60mm

37-6164 280x280x70mm

37-6165 300x280x60mm

STERILE WASH TRAY SYSTEM

- Контейнеры для стерилизации Steri-Wash
- Контейнеры для стерилизації Steri-Wash
- أغسل العقيمة علبه النظام

Steri Wash Tray System


Система стерильних промивальних лотків

STAINLESS STEEL TRAYS

Stainless steel trays with locking instrument in silicon, resistant to corrosion. agil trays are simple to use and improve the protection and the storage of your valuables instruments. Maximize the efficiency and performance of washing and sterilization.



37-6166
288 x 182 x 35 mm
20 Instruments



37-6167
182 x 72 x 35 mm
5 Instruments



37-6168
182 x 145 x 35 mm
10 Instruments



37-6169
182 x 150 x 20 mm
10 Instruments



37-6170
180 x 85 x 15 mm
5 Instruments

STERILE WASH TRAY SYSTEM

- Контейнеры для стерилизации Steri-Wash
- Контейнеры для стерилизації Steri-Wash
- أغسل العقيمة علبه النظام

Steri Wash Tray System

Система стерильних промивальних лотків



37-6171
288 x 182 x 35 mm
20 Instruments

RSE IN SPT

Trays "M-Series" has more open areas, specially designed for better cleaning and sterilizing process.



37-6172
182 x 145 x 35 mm
9 Instruments



Stainless Steel Safety Lock



37-6173
290 x 190 x 60 mm
Aluminium container with 2 filters

37-6174
Filters spare parts, one pair



Easy Lock




Anti-slippage

STERILE WASH TRAY SYSTEM

- Контейнеры для стерилизации Steri-Wash
- Контейнеры для стерилизації Steri-Wash
- أغسل العقيمة علبه النظام

Steri Wash Tray System

Система стерильних промивальних лотків




MESH BASKET - ГРАТЧАСТЫЙ КОШИК

37-6175 240 x 258 x 50 mm
37-6176 250 x 240 x 100 mm
37-6177 240 x 250 x 60 mm



MESH BASKET - ГРАТЧАСТЫЙ КОШИК

37-6178 480 x 258 x 50 mm
37-6179 480 x 258 x 100 mm
37-6180 520 x 258 x 60 mm
37-6181 520 x 258 x 70 mm
37-6182 450 x 340 x 70 mm
37-6183 320 x 230 x 70 mm




MESH BASKET - ГРАТЧАСТЫЙ КОШИК

With Perforated Sheet Side


З боками з перфорованих пластин

37-6184 230 x 130 x 50 mm
37-6185 230 x 130 x 60 mm
37-6186 240 x 130 x 50 mm
37-6187 240 x 130 x 60 mm
37-6188 240 x 250 x 50 mm
37-6189 240 x 250 x 60 mm
37-6190 480 x 250 x 50 mm
37-6191 480 x 250 x 60 mm
37-6192 480 x 250 x 70 mm
37-6193 300 x 300 x 50 mm
37-6194 350 x 350 x 60 mm
37-6195 470 x 400 x 60 mm
37-6196 480 x 480 x 50 mm
37-6197 480 x 480 x 60 mm
37-6198 500 x 300 x 50 mm
37-6199 520 x 300 x 50 mm
37-6200 520 x 300 x 60 mm
37-6201 550 x 430 x 50 mm
37-6202 600 x 300 x 60 mm



ARTHROSCOPE BASKET

37-6203 290 x 80 x 52 mm



ENDOSCOPE BASKET

Кошик для ендоскопів

37-6204 460 x 80 x 52 mm
37-6205 660 x 80 x 52 mm
37-6206 670 x 80 x 52 mm

STANDARD TRAY OF STAINLESS STEEL

- Лоток из нержавеющей стали

- Лоток з нержавіючої сталі

- علبة الورق القياسية من الفولاذ المقاوم للصدأ

Norm-Tray aus rostfreiem edelstahl - СТАНДАРТНІ ЛОТКИ OF ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ


Made of 18/8 stainless steel

Зроблені з 18/8 із нержавіючої сталі

37-6207

Complete instrument tray with perforated base, lid & insert frame for 16 instruments

Лоток для інструментів укомплектований перфорованим дном, кришкою та кремнієвою рамкою, що вставляється, 16 інструментів



37-6209

Lid Dimensions mm. 228-187-29

Кришка Виміри мм 228-187-29



37-6211


Professional Base: Dimension 284-183-17

Професійне дно: Виміри

37-6213

Complete instruments tray with solid base, lid & insert frame for 16 instruments

Лоток для інструментів укомплектований не порожнистим дном, кришкою, кремнієвою рамкою, що вставляється, для 16 інструментів



37-6215

Lid Dimensions 288-187-29mm

Кришка Виміри 288-187-29мм




37-6217

Solid Base: Dimensions 284-183-17mm
Непорожнисте дно: Виміри 284-183-17мм

37-6208

Complete instrument tray with perforated base, lid & insert frame for 23 instruments

Лоток для інструментів укомплектований перфорованим дном, кришкою, кремнієвою рамкою, що вставляється, для 23 інструментів



37-6210

Lid Dimensions mm. 288-187-29

Кришка Виміри мм 288-187-29



37-6212


Professional Base: Dimension 284-183-17

Професійне дно: Виміри 284-183-17

37-6214

Complete instruments tray with solid base, lid & insert frame for 23 instruments


Лоток для інструментів укомплектований не порожнистим дном, кришкою, кремнієвою рамкою, що вставляється, для 23 інструментів



37-6216

Lid Dimensions 288-187-29mm

Кришка Виміри 288-187-29мм



37-6218

Solid Base: Dimensions 284-183-17mm
Непорожнисте дно: Виміри 284-183-17мм

STANDARD TRAY OF STAINLESS STEEL

• Лоток из нержавеющей стали

• Лоток з нержавіючої сталі

• علبه الورق القياسية من الفولاذ المقاوم للصدأ

Norm-Tray aus rostfreiem edelstahl
СТАНДАРТНІ ЛОТКИ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

Made of 18/8 stainless steel


Зроблені з 18/8 із нержавіючої сталі

Scaler Tray

Лоток для інструментів для видалення зубного каменю



37-6219



37-6220 6" x 8"

37-6221 8" x 10"

37-6222 10" x 12"

With Lid - кришкою



37-6223 6" x 8"

With Lid - кришкою



37-6224 6" x 8"


37-6225 8" x 10"

37-6226 10" x 12"

Without Lid - Без кришки




37-6227



37-6228

Endodontic Box

Ендодонтична скринька



37-6229 6" x 8"

37-6230 8" x 10"

37-6231 10" x 12"

With Lid - кришкою

METAL JARS

- Емкости металлические
- metallgefäße

- Ємності металеві
- عبوات معدنية

Made of 18/8 stainless steel
Зроблені з 18/8 нержавіючої сталі



Deep - Глибокі

37-6232	2.25" - 2"
37-6233	4.75" - 2"
37-6234	5.5" - 2.5"
37-6235	6.25" - 2.75"
37-6236	7" - 3.5"



Kidney Trays

With lid available З кришкою доступні	Without lid available Без кришки доступні
37-6237 6"	37-6241 6"
37-6238 8"	37-6242 8"
37-6239 10"	37-6243 10"
37-6240 12"	37-6244 12"



Sterilizing Drum
Стерилізаційний циліндр

Art #	mm	h mm
37-6245	80	80
37-6246	120	120
37-6247	160	120
37-6248	190	140
37-6249	190	200
37-6250	240	120
37-6251	240	160
37-6252	240	240
37-6253	290	120
37-6254	290	160
37-6255	290	240
37-6256	340	160
37-6257	340	240
37-6258	390	145
37-6259	390	200
37-6260	390	290



Cotton Holder - Ватний тримач
37-6261



Round Bowls - Круглі чашки
37-6262 80 x 35mm
37-6263 125 x 60mm



Spirit Lamp
Спиртова лампа
37-6264



Spirit Lamp
Спиртова лампа
37-6265



Forcer Jar - Банка для пінцетів
37-6266 25 x 80mm
37-6267 30 x 100mm
37-6268 100 x 200mm
37-6269 75 x 173mm

STERILIZING FORCEPS

- Зажим стоматологический
- Зажим стоматологічний
- تعقيم الملقط



DAVIS
37-6270 16 cm, 6 1/4"
37-6271 20 cm, 8"
37-6272 24 cm, 9 1/2"



UTILITY
37-6273 20 cm, 8"
37-6274 28 cm, 11"



37-6275 20 cm, 8"
37-6276 25 cm, 10"
37-6277 30 cm, 11 3/4"



ROGGE
37-6278
 27 cm, 11"



CHEATEL
 Box Joint
37-6279
 27 cm, 11"



CHEATEL
 Screw Joint
37-6280
 27 cm, 11"



INDEX

Description	Page #	Description	Page #
A		Bayonet Elevator	189
A Gun Load Type Dental Syringes	140	Bayonet mesial Root Elevator	72
Acron Titanium Gold Coated	163	Beale Wax & Modelling Carvers	34
Acute Sinus Lift Instruments	154	Beavertrail Burnishers	163
Adams Wire bending and Loop Forming Pliers	272-273	Beerendonk Gauge	260
Adams Wire Bending Pliers	270	Bein Root Elevator	67, 79
Aderer 3-Jaw Wire Bending Pliers	269	Bendable Retractor	208
Aderer Facebow Loop Forming Pliers	271	Benque	177
Aderer Wire Bending and Loop Forming Pliers	272-273	Bernard Bayonet Elevator	189
Adhesive Removing Pliers	276	Bernard Forcep Upper Atraumatic Extraction	202
Adson / Micro-Adson Tissue Forceps	03	Berten Root Elevator	75
Adson 1x2 Tissue Forceps	145	Beyer Bone Rongeurs	133
Adson 7x7 Tissue Forceps	145	Beyer Rongeur	217
Adson Bone Rongeurs	135	Bird Beak Pliers	277
Adson Carbide Tipped Tissue Forceps	143	Bishop Harman Micro Tissue Forcep	145
Adson Long 1x2 Tissue Forceps	144	Bishop Retractor	209
Adson Long Serrated Tissue Forceps	144	Black, Wedelstaet Cavity Preparation Instruments	29
Adson T.C Tissue Forceps	03	Blumenthal Bone Rongeurs	131
Adson Tissue Forceps	144	Böhler Bone Cutting Forceps	133
Adson Titanium Tissue Forceps	143	Bohler Bone Rongeurs	133
Adson-Brown Tissue Forceps	03	Bohm Crown Removers	280
Albrecht Extracting Forceps (For Children)	115	Boley Gauge	260
Alginate & Plaster Spatulas	61-62	Bone Bending Forceps	218
Amalgam Carvers	30	Bone Bracket Gauge	260
Amalgam Instruments	20-22, 288-290	Bone Carrier Available	161
Amalgam Well	290	Bone Carrier	161
Andrews Titanium Gold Coated Pliers	162	Bone Chisels & Gouges	249
Angle Wire Bending and Loop Forming Pliers	272	Bone Collector Suction Tube	141
Angled Pliers Ball Hook Crimping	267	Bone Curettes	41
Angled Root Forcep	202	Bone Files	252-253
Angular Shaped Excavator with Rounded Tip	38	Bone Gauge	161
Anisworth Rubber Dam Clamps Forceps	285	Bone Graft Holding Forceps	218
Antkowiak Wax Knives	59	Bone Graft Scoop	183
Apical Root Elevators	67	Bone Graft/Carrier	161
Application Guns	221	Bone Grafting Instruments Compactor /tampers	186
Applicator for Calcium Hydroxide Placer	290	Bone Mill Bone Well	214
Arch Bending Pliers	278	Bone Mill to chop Bone Fragments	213
Arch Forming and Torquing Pliers	269	Bone Mill	213
Arnold Angled Bone Graft Holding and Drilling Forceps	212	Bone Morselizer	213
Arnold Bone Graft Holding and Drilling Forceps	212	Bone Packer	167
Arruga Needle Holders	246	Bone Rongeurs & Tissue Nippers	132
Arthroscope Basket	310	Bone Rongeurs	136
Arthur Roots Splinter Forceps	114	Bone Scoops	183
Articulators	255-257	Bone Scraper & Chisels	223
ASH Excavators	40	Bone Scraper	168, 223
ASH, Darby-Parry Excavators	40	Bone Spoon/ Packer	185
Atraumatic Extraction Bayonet Root Elevators	189-191	Bone Spreading	192
Atraumatic Extraction Deep Grip Forceps	195	Bone Thickness Gauge	205
Atraumatic Extraction Elevators	193	Bonn Miniature Iris Scissors	233
Atraumatic Extraction Serrated Tip Elevators	78	Boynton Needle Holder	244
Austin Retractor	208	Bracket Holder Tweezers	258-259
Autoclavable	138	Bracket Placer Tweezers	258-259
B		Bracket Positioning Gauges	260
Back Periodontal Instruments	42	Bracket Removing Pliers	266
Backhaus Towel Clamps	247	Bracket Tweezers Slot Aligner	259
Ball Burnisher	24	Brewer Rubber Dam Clamps Forceps	285
Ball Titanium Gold Coated	163	Brown Tissue Forceps	03
Band Pusher	281	Brunings Tongue depressor	248
Band Removing Pliers	266	Buchwald Tongue depressor	248
Band Seater Auto Cleavable	265	Buck Gingivectomy Knife	45
Band Seater	281	Bur Changer Hexagonal Key	254
Band Seating Pliers	276	Bur Changer Square Key	254
Barnhart Curettes & Scalers	47	Burnishers	163, 165
Barraquer Needle Holders	246	Busch Extracting Forceps (English Pattern)	112
Barraquer-Trouman Needle Holders	246	Buser Modified Periodontal Chisel	182
Basins For Bone	213	Buser	180
Bayonet Atraumatic Extraction Forceps	202	C	
Bayonet distal Root Elevator	72	Calcium Hydroxide Placement	284



INDEX

Description	Page #
Calcium Hydroxide Placer Burnishers	165
Caliper / Calipers Rule.....	206, 260
Carbide Serrated Beak.....	199
Carbide Tip Extraction Forceps.....	199
Carbide Tipped Root Tip Forceps.....	198
Carvers Instruments.....	32-35
Castroviejo Caliper.....	206, 261
Castroviejo Micro Scissors.....	236
Castroviejo Micro Scissors.....	237
Castroviejo Needle Holders.....	245
Cattoni Handle A Explorers.....	13
Cattoni Root-Canal Explorers.....	12
Cavity Preparation Tips.....	290
Cawood Minnesota Retractor.....	209
Cement Spatulas.....	36
Cephalotomy Scissors.....	236
Chalazion Mucocoele Forceps.....	144
Cheatel Sterilizing Forceps.....	314
Chisels Periodontal Instruments.....	43
Chisels.....	42, 164, 204
Cleoids-Discoids Amalgam Carver Round Working Tip.....	27
Cleoids-Discoids Filling Instruments.....	27
Cleveland Bone Rongeurs.....	135-136
Clevelanda Bone Rongeurs.....	132
Cleveland-Gardner Bone Rongeurs.....	136
Cogswell Root Elevator.....	77
Cohen Bone Rongeurs.....	132
Cohen Extracting Forceps (American Pattern).....	127
Coleman Root Elevator.....	80
College Tweezers.....	06
Columbia Curettes & Scalars.....	48
Columbia Lip Retractors.....	248
Columbia Retractor.....	207
Combination Explorers Probes.....	16
Combination Rake/Flat Type.....	208
Compactor / Tampers.....	184
Compactor.....	184
Complete with 3 Tips and Mounting Kit.....	282
Complete with 3 Tips and Tightening Keys.....	282
Con Blocaggio Tweezers.....	07
Coon Ligature Tying Forceps.....	279
Copper Black Metallic.....	257
Cord Packer.....	166
Corn Pliers - Angled Suturing Forceps.....	143
Corn Pliers Suturing Forceps.....	143
Corneal Scissors.....	236
Cottle Chisels.....	179
Cotton Holder.....	313
Coupland Root Elevator.....	81
Crane Kaplan Tweezers.....	05
Crane Pick Root Elevator.....	70
Crane-Kaplan Curettes & Scalars.....	55-56
Crane-Kaplan Sanders.....	46
Crile Wood Needle Holder.....	242-243
Crown Removers.....	280, 283-284
Crown Scissors.....	239
Crown Spreaders.....	281, 283
Crucible tongs.....	63
Cryer Extracting Forceps (American Pattern).....	124
Cryer Root Elevator.....	70
Curette.....	48
Curettes & Scalars Hirschfeld File.....	56
Curettes & Scalars.....	47-49, 52-56
Curettes.....	50-51
Curtis Root Elevator.....	74
Cutter & Utility Pliers.....	276
Cutter.....	276

D

Darby-Perry Excavators	40
------------------------------	----

Description	Page #
Davis Sterilizing Forceps.....	314
De Bakey Tweezers.....	07
De la Rose Arch forming and contouring pliers.....	269
De Marco Curettes & Scalars.....	52
Dean Scissors.....	235
DeBakey Atraumatic Tissue Forceps Curved.....	144
DeBakey Atraumatic Tissue Forceps.....	144
De-Bakey Scissors.....	240
Deep Bowl.....	313
DEL Root Elevator.....	77
Delicate Tissue Forceps.....	146
Delux Boley Gauge.....	260
Deluxe Bracket Holder Tweezers.....	259
Deluxe Bracket Holder.....	258
Denhard Mouth Gag.....	211, 231
Dental Syringes.....	137, 140
Derf Needle Holder.....	243
Diamond Tipped Root Fragment Forcep.....	194
Didner Matrix Retainers.....	291-292
Direct Bond Bracket Holder Tweezers.....	259
Direct Bonding Bracket Holders.....	258
Disc System Dental Syringes.....	140
Distal Bender.....	265
Distal End Bending Pliers.....	267
Distal End Cutter Flush Cut.....	275
Distal Filling Instruments.....	29
Distal End Cutter.....	164
Dog Bone Retractor.....	210
Double Ended Cement Spatula.....	264
Dressing Forceps.....	145
Dual View Photo Mirror.....	208

E

Easy Access Tweezes.....	259
Easy Bone Manual.....	213
Easy Eccess Tweezers.....	258
Economy Cassette.....	305
Economy Steri Wash.....	306
Edentulous Ridge Chisel.....	168
Ehrlicke Stainless Steel Perforated Without Rim Lock.....	297-298
Elastomeric Ligature Placing Forceps.....	274
Elastomeric Ligature Removing Tweezers.....	279
Elastomeric Separator Placing Pliers.....	279
Elevator.....	174
Elevators Luxation Root Elevator.....	73
Elevators root tip Heidebrink Root Elevator.....	87
Elliot Matrix Retainers.....	292
Ended Cheek Retractors.....	231
Endodontic Box.....	12, 312
Endodontic Instruments.....	18
Endodontic Set.....	229
Endoscope Basket.....	310
Ermet Wax Knives.....	59
Euro Breech Loading Type.....	138-140
Euro Type Dental Syringes.....	139
Evator Straight.....	193
Ewald / Hudson Tissue Forceps.....	03
Exam Set.....	229
Excavator For Manual Removal of Decay Tissue.....	39
Excavators & Pluggers.....	162
Excavators.....	37-40
Exact Bracket Holder Tweezers.....	259
Explorers.....	11, 13
Extracting Forceps (American Pattern).....	117, 119, 121-122, 125-126, 128-129
Extracting Forceps (English Pattern).....	89-109, 110, 112, 130
Extracting Forceps (For Children).....	113, 115

Description	Page #	Description	Page #
F		Hard Wire Cutter.....	275
Fahamenstock Wax Knives.....	59	Hard wire cutters T.C.....	270-271
Falcon Elastomeric Ligature Placing Forceps.....	274	Harris Extracting Forceps (American Pattern).....	118
Falcon Root Elevator.....	80	Hartmann Haemostatic Forceps.....	247
Falcon-Ject Angled.....	138	Heavy Duty Band Pusher.....	265
Falcon-Ject Straight.....	138	Heidbrink Forcep.....	194
Farabeuf Mouth Gag.....	232	Heidebrink Root Tip Picks.....	83
Feldman Retractor.....	211, 232	Hemingway Bone Curettes.....	41
Felsch Extracting Forceps (English Pattern).....	109	Hemingway Tweezers.....	05
FH Woodward Extracting Forceps (American Pattern).....	128	Henahan Extracting Forceps (American Pattern).....	127
Fiber Optic Minnesota Retractor.....	209	Henahan Retractor Large.....	174-175
Fiber Optic Pikos Ramus Retractor.....	207	Herbert Mallet.....	250
Filling Instruments.....	19-29, 31	Hertz Extracting Forceps (English Pattern).....	110
Fish Hook Atraumatic Extraction Root Forceps.....	202	Hirschfeld Curettes & Scalars.....	56
Flagg Tweezers.....	04	Hirschfeld Elevators.....	173
Flashing Crown Remover.....	284	Hollenback Amalgam Carvers.....	30
Flohr Root Elevator.....	70, 79	Hollenback Amalgam Instruments.....	22
Forcep Jar.....	313	Hollenback Burnishers.....	163
Frahm Amalgam Carvers.....	30	Hollenback Wax & Modelling Carvers.....	32
Frahm Wax & Modelling Carvers.....	32	Hollow Chop Contouring Pliers.....	278
Frazier Suction Tube.....	142	Hollow Curettes & Scalars.....	56
Freer Elevators.....	173	How Pliers Offset.....	276
Freer Periodontal Instruments.....	251	How Pliers.....	276
Friedman Bone Rongeurs.....	131	How Utility Pliers.....	268
Furrer Crown Removers.....	280	Howard Bone Files.....	253
G		Hull Extracting Forceps (American Pattern).....	123
Gauze Packers.....	28	Hygienist Scalars.....	58
Gerald Tweezers.....	4, 7	Hylin Carvers Instruments.....	33
Gingival Margin Trimmers.....	29	Hylin Root Elevators.....	68
Gingival Retractors / Cord Packers.....	166	Hylin-Ceramica Carvers Instruments.....	33
Gingival Retractors.....	166	Hylin-Le Cron Carvers Instruments.....	33
Gingivectomy Knives.....	43-46	I	
Goldman Fox Gingivectomy Knife.....	45	Implant Chisels.....	182
Goldman Fox Scissors.....	237	Implant Instruments.....	161
Goldman Fox Soft Tissue Nippers.....	219	Implant Periosteals.....	180-181
Goldman-Fox (special) Scissors.....	240	Implant Retractor.....	210
Goldman-Fox Curettes & Scalars.....	53	Implant.....	162-165
Goldman-Fox Elevator.....	176	Implantology Forceps.....	195-197, 200-201
Goldman-Fox Gingivectomy Knives.....	45	Implantology Instruments.....	147-150, 164-165
Goldman-Fox Periodontal Probes.....	15-16	Impression Trays.....	301-304
Goldman-Fox Retractors.....	166	Indiana University Anterior Curettes & Scalars.....	52
Goldman-Fox Root-Canal Explorers.....	12	Indiana University Posterior Curettes & Scalars.....	52
Goldmann Fox 14 Papilla Elevators.....	150	Instrument For Subgingival Application.....	28
Gracey AF/Type Curettes.....	50	Interproximal Filling Instruments.....	31
Gracey Curettes & Scalars.....	49	Interproximal Off-Angle Filling Instruments.....	31
Gracey Curettes Mf Type (MiniFive).....	51	Intraligamental Anesthesia Syringe.....	138
Gracey Handle A.....	49	Intraligamental Syringes.....	138
Gracey Mesial-Distal Curettes & Scalars.....	52	IPCOA Interproximal.....	163
Gracey MF/Type Curettes.....	51	Iris Scissors.....	233, 236
Graded Handle Hylin Carver.....	33	Ivory Matrix Retainers.....	291-292
Graft Material Spoon.....	186	Ivory Rubber Dam Clamps Forceps.....	285
Graft Packer, Concave.....	185	Iverson Decal Spring Caliper.....	261
Graft Packer, Serrated.....	185	J	
Graft Packer, Smooth.....	186	Jacquette Curettes & Scalars Hirschfeld File.....	56
Gritman Wax & Modelling Carvers.....	34	Jansen Bone Rongeurs.....	136
Gritman Wire Cutters.....	60	Jarabak Light Wire Bending Pliers.....	269
Grooved Luxating Elevator.....	191	Jarabak Pliers.....	278
Gum Scissors.....	239-240	Jennings Mouth Gag.....	231
Guyer Plane.....	284	Johnson Contouring Pliers.....	266
H		Jones Towel Clamps.....	247
Haemostatic Forceps & Towel Clamps.....	247	Jovanovic Bone Scoop.....	183
Halsey Needle Holder.....	243	Jovanovic Implant Chisels.....	182
Halstead-Mosquito Haemostatic Forceps.....	247	K	
Handles For Mirrors.....	01	Kells Extracting Forceps (American Pattern).....	123
Handles for mouth mirrors - mouth mirrors.....	02	Kelly Haemostatic Forceps.....	247
Hard Wire Cutter Straight.....	275		



INDEX

Description	Page #	Description	Page #
Kelly Scissors T.C.....	240	Manual Aspirating Syringes.....	138
Kelly Scissors.....	234	Manual Aspirating Syringes.....	139
Kerrison Bone Rongeurs.....	133	Manual Bone Mill, Holding & Drilling Forceps.....	213
Kerrison Rongeur.....	217	Manual crown remover.....	282
Kerrison Rongeurs For Widening The Sinus Window.....	217	Margin Trimmers.....	164
Kidney Trays.....	313	Markley Amalgam Instruments.....	23
Kirkland Periodontal Instruments.....	43	Marquette Amalgam Instruments.....	22
Kirkland Gingivectomy Knives.....	44	Marquette Titanium Gold Coated.....	162
Kirkland Knife.....	177	Mathieu Lichtenberg Needle Holders.....	246
Kit Contains.....	303-304	Mathieu Needle Holder.....	244
Kleinert Rongeur.....	217	Matrix Ivory.....	292
Kleinert-Kutz Bone Rongeurs.....	132	Matrix Retainers.....	291-292
Koehler Luxation Forceps.....	115	Maxi Cassette.....	305
Konig Periodontal Instruments.....	251	Mayo Hegar Needle Holder.....	242-243
Kopp Root Elevator.....	69	Mayo Scissors.....	238
Kramer Mesial Perio Curette.....	169	Mc Call Curettes & Scalers.....	54
Kramer Nevins Sinus Lift.....	159	Mc Kerrison Suction Tube.....	141
Kramer-Nevins Bone Chisel.....	168	Mckellops Loop forming pliers.....	271
Kramer-Nevins Periosteal.....	168	Mead Bone Rongeurs.....	134
KTO Titanium Gold Coated.....	163	Mead Extracting Forceps (English Pattern).....	109
L		Mead Mallet Interchangeable.....	250
LaBanca Bone Curette.....	183	Mead Mallet.....	212
LaBanca Bone Scoops.....	183	Mead Non autoclavable Mallet.....	250
LaBanca.....	180	Measuring Gauge.....	205
Laboratory Instrument.....	10	Membrane Forcep.....	147
Laboratory Set of 14 Pieces.....	64	Membrane Placement Instrument.....	148
Laboratory Set of 5 Pieces Light Pattern.....	65	Membrane Punch.....	148
Laboratory Set of 6 Pieces Light Pattern.....	65	Membranes Instruments.....	147
Laboratory Set.....	65	Meriam Tweezers.....	05
Ladmore Burnisher.....	24, 165	Merrit A Periodontal Probes.....	15
LaGrange Scissors.....	234	Mershon Spreaders.....	281
Langer Curettes & Scalers.....	47	Mesh Basket.....	310
Large Cassette.....	305	Mesh Trays.....	307
Le Cron Carvers Instruments.....	33	Mesial Filling Instruments.....	29
Le Cron Wax & Modelling Carvers.....	34	Mesial Forceps.....	164
Lecluse Root Elevator.....	84	Metal Jars.....	313
Lessmann Wax Knives.....	59	Metzenbaum Delicat Needle Holders.....	241
Lichtenberg-Ryder Needle Holders.....	246	Metzenbaum Scissors.....	238
Ligature Pliers T.C.....	274	Metzenbaum T.C Delicat Needle Holders.....	241
Ligature Pliers.....	274	Metzenbaum-Delicat Scissors.....	238
Light wire bending and loop forming pliers.....	269	Micor Adson 1x2 Tissue Forcep.....	144
Light Wore Bird Beak Pliers with Groove.....	278	Micor Adson Serrated Tissue Forcep.....	144
Lindo Levien Implantology Forceps.....	203	Micro Chisel.....	172
Lindo-Levien Root Elevators.....	68	Micro distal end cutters T.C.....	267
Lingual / Palatal arch forming pliers.....	269	Micro Elevator.....	172
Lingual Arch Forming Pliers.....	278	Micro Goldman Fox Scissors.....	240
Lip Retractors.....	248	Micro Hartmann Forcep.....	194
Liston Bone Cutting Forceps.....	133	Micro Ligature Cutters.....	268
Littauer Angled Suture Scissors.....	241	Micro Masquito Haemostatic Forceps.....	247
Littauer Suture Scissors.....	241	Micro Retractor.....	172
Locklin Scissors.....	235	Micro Surgery & Tunneling Instruments.....	171-172
London Hospital Root Elevator.....	80	Micro Surgery Set.....	227
Long Suture Scissors.....	241	Micro-Friedman Bone Rongeurs.....	131
Lucas Bone Curettes.....	170	Micro-Mini Pin & Ligature Cutter.....	275
Lucas Bone Curettes.....	41	Miller Bone Files.....	252
Luer Bone Rongeurs.....	134	Mills Sinus Lift Instruments.....	152
Luniatschek Filling Instruments.....	28	Mini Cassette.....	305
Luxating Elevator / Periotome.....	188	Mini distal end cutters T.C.....	267
Luxating Elevator With Periotome Tip.....	188	Mini Gauge.....	260
Luxating Elevator.....	190	Mini Ligature cutters.....	268
Luxation Instruments.....	88	Mini Pin & Ligature Cutter.....	275
Luxators Root Elevators.....	66	Mini Seldin Elevators.....	175
M		Mini with extra long off-set handles T.C.....	267
Magill Forceps.....	204	Mini with long handles T.C.....	267
Magnum Face bow bending and cutting pliers.....	271	Mini-Gillies Scissors/ Needle Holder.....	242
Mallets - Plaster Shears - Saws & Blades.....	63	Minnesota Retractor.....	209
Mallets.....	250	Minnesota University.....	232
		Mirror Handle Aluminium.....	02
		Mirror Handle Cone-socket.....	02
		Misch "Spoon" Cheek & Tongue Retractor.....	207

Description	Page #
Misch Ridge Elevator.....	187
Misch Right/Left Periosteal.....	187
Misch Socket Scoop.....	82
Misch-Sinus Lift Instruments.....	151
Molt 9 Papilla Elevators.....	150
Molt Mouth Gag.....	207
Molt Mouth Gag.....	207
Molt.....	176, 187, 212
Morrel Complete.....	282
Morrell Crown Remover Set.....	284
Morselizer Rubin Septal Morselizer.....	218
Mouth Gag Autoclavable.....	207
Mouth Gag Molt.....	232

N

Nabers Root-Canal Explorers.....	12
Nance Adams Clasp Forming Pliers.....	271
Nance Loop Forming Pliers.....	269
Neumann Scissors.....	235
Nevius Extracting Forceps (American Pattern).....	122, 127
Norm-Tray Aus Rostfreiem Edelstahl.....	312

O

Ochsenbein Chisels.....	42
Olsen Hegar Scissors/ Needle Holder.....	242
Omega Loop Forming Pliers.....	277
Operative Instruments.....	28
Oral Surgery Kit.....	305
Orban Gingivectomy Knives.....	44
Orban Knife.....	177
Orban Loop Filling Instruments.....	28
Orban Younger Good.....	171
Orringer Retractor.....	211
Ortho Band Pusher Scaler.....	263
Ortho Instrument.....	263, 265
Ortho Ligature Director Single Ended.....	264
Ortho Light Band Pusher Scaler.....	263
Ortho Light Double Ended Ligature Director Scaler.....	263-264
Ortho Light Scaler Double Ended.....	262
Ortho Light Scaler Heavy.....	263
Ortho Light Scaler Single Ended.....	264
Ortho Light Scaler.....	262
Orthodontic Instruments.....	265
Osteometer Measuring Forceps.....	260
Osteotome Sinus Lift Osteotomes W/ Concave Tips.....	225-226
Osteotome.....	225-226
Oval Spoon Excavators.....	38

P

P.K Thomas Carvers Instruments.....	35
Palacci Modified.....	183
Palatal, Gingival & Connective Tissue Grafts.....	222
Palmer Rubber Dam Clamps Forceps.....	285
Papilla Elevators.....	150
Paquette Blade Handle.....	222
Parallelometer Mouth Mirror.....	02
Parmly Extracting Forceps (American Pattern).....	120
Partsch Bone Chisels.....	249
Partsch Bone Gouges.....	249
Partsch Lead Filled Mallet.....	250
Partsch Periodontal Instruments.....	251
Pedo forcep Carbide Serrated Beak.....	199
Peeso Wire Bending And Loop Forming Pliers.....	273
Peet Splinter Forceps.....	10
Per Peri Needle Holder.....	242
Perforated Full Denture.....	301
Perforated With Rim Lock.....	293, 299
Perforated Without Rim Lock.....	295

Description	Page #
Perio Micro Surgery Instruments.....	172
Periodontal & Bone Curettes.....	169-170
Periodontal Instruments.....	03, 251, 42-49, 52-56
Periodontal Probes.....	12, 15-18
Periodontal Surgery.....	155-159
Periosteal Elevators & Periodontal Files.....	175, 178
Periosteal Elevators.....	173-174, 177, 187
Periosteal-Tome Combination Periotome & Periosteal Elevator.....	212
Periosteal-Tome Combination.....	177
Periotomes Mallet & Holding Forceps.....	212
Periotomes.....	158
Periotome & Periosteal Elevator.....	177
Perry Tweezers.....	06
Petrungaro Elevator.....	178
Physick Extracting Forceps (American Pattern).....	116
PICH Burnishers.....	165
PICH/Spatula Burnishers.....	165
Pikos Ramus Retractor.....	207
Pikos-Sinus Lift Instruments.....	151
Pin & Ligature Cutter.....	275
Pistol-Ject.....	138
Placement Instruments.....	28, 150
Plaster For Knives / Wire Cutters.....	60
Plastic Cheek Retractor.....	211
Plastic Filling Instruments with Titanium Nitride Lined Tips.....	25
Plastic Filling Instruments.....	26
Plastic Protection Tube.....	138
Pliers Ball Hook Crimping.....	267
Pliers For Bands.....	266
Pliers For Orthodontics & Prosthetics Cutters.....	275
Pliers For Orthodontics & Prosthetics.....	266-279
Polar Bear Ice Instruments.....	265
PoloKoff Bone Files.....	252
Posigrip Articulating Paper Forceps.....	10
Positive Positioner.....	265
Posterior Band Removing Pliers.....	277
Potts "T-Handle" Elevator-Left.....	82
Potts Elevator-Left.....	82
Potts Root Elevator.....	84
Prichard 3s Papilla Elevators.....	150
Prichard Elevator.....	177
Prichard Universal Perio Curette.....	169
Probe.....	183
Projection system Dental Syringes.....	140

Q

Quatro Type.....	138
Quinby Scissors.....	235
Quinn Elevators.....	173

R

Ralk Roots Splinter Forceps.....	114
Rane Kaplan Tweezers.....	05
Rectangular Arch Bending Pliers.....	278
Regular Available.....	161
Replacement Guards for Molt.....	207
Retractor Seldin.....	232
Retractors / Mouth Gage.....	210
Retractors.....	211
Reynolds Contouring Pliers.....	266
Rhodes back-Action Chisels.....	42
Rhodes Chisel.....	172
Ridge Mapping Double Caliper.....	206, 261
Ridge Splitting / Expanding Chisels.....	192
Ridge Splitting Chisels.....	192
Ring Type Dental Syringes.....	139
Roach Wax & Modelling Carvers.....	34
Rogge Sterilizing Forceps.....	314
Rongeurs.....	217

Description	Page #
Root Elevator	66,71,74-80,83, 88
Root Tip-Lower Carbide Serrated Beak	198
Root-Canal Explorers	12
Roots Splinter Forceps	114
Roser-König Mouth Gag	231
Ross Scissors	236
Rostfrei/stainless inox Wax Knives	59
Round Bowls	313
Routurier Wisdom Extracting Forceps	111
Rubber Dam Clamps Forceps	285
Rubber Dam Clamps	286-287
Rubber Dam Frame	285
Ruskin Rongeur	217
Ruskin-Mini Bone Rongeurs	133
Russian Long Tissue Forceps	146
Russian Tissue Forceps	146
S	
Sanders	46
Scaler For Tartar Removal	57
Scalers	57-58
Scalpel blade Remover	222
Scalpel Handle Adjustable	222
Scalpel Handles	222, 230
Schaedle Towel Clamps	247
Schlemmer Root Elevator	76
Schlager Periodontal Instruments	42
Schmeckebier Apexo Root Elevator	69
Schmeckebier Root Elevator	81
Schure Band Seater	262
Schwarz Arrow Clasp Forming And Bending Pliers	271
Schwarz Graduated Wire Bending And Loop Forming Pliers	273
Schwarz Wire Bending And Loop Forming Pliers	272-273
Seaparating Elastic Plier	285
Seldin Elevators	175
Seldin Retractor	251
Seldin Root Elevator	70, 81
Self Aspirating Syringes	140
Self Locking Grooved	147
Semi-Automatic Crown And Bridge Remover	282
Semken Taylor Tweezers	04
Serrated Beak Upper Anteriors, Split Beaks	198
Serrated Beak Upper Atraumatic Extraction	195
Sheehan Osteotomes	179
Sicilia	180
Sinus Lift Instruments	152-154, 167, 181
Sinus Retractor	209
Sinus Window Bone Tampers	184
Sinus	154
Sinus, Obtuse	154
Sinus-Freer Sinus Lift Instruments	153
Slim Weingart Pliers	276
Slipper Tweezers	258
Smaha Elastomeric ligature placing forceps	274
Small Cassette	305
Soft Tissue Nippers	219
Soldering Pliers - Tweezers & Splinter Forceps	09-10
Solid Full Denture	302
Solid With Rim Lock	294, 300
Solid Without Rim Lock	296
Spanner Keys, Adaptor & Drivers	224
Spare Blade	168
Special Inox Wire Cutters	60
Spirit Lamp	313
Spreader For Lateral Condensation	17
Spreader Periodontal Probes	17
Spring Neck Tissue Retractor	208
Stainless Steel Edentulous Impression Trays	303
Stainless Steel Edentulous (complete Denture) Rim Lock	303

Description	Page #
Stainless Steel Orthodontic (children) Perforated Rim Lock	304
Stainless Steel Orthodontic (children) Rim Lock	304
Stainless Steel Tissue Punches offset	216
Stainless Steel Tissue Punches	216
Stainless Steel Trays	308
Standard Articulating Paper Forceps, Economy Grade	10
Standard Extracting Forceps (American Pattern)	127
Standard Tray Of Stainless Steel	311-312
Steiner Ligature Tying Forceps	279
Steri Wash Tray System	305-310
Sterilizing Drum	313
Sterilizing Forceps	204, 314
Sternberg Lip Retractors	248
Stevens Dissecting scissors	238
Stevens Scissors	238
Stieglitz Roots Splinter Forceps	114
Stieglitz Splinter Forceps	10
Stiksa Extracting Forceps (English Pattern)	110
Stockes Rubber Dam Clamps Forceps	285
Stout Root Elevator	74
Straight Perio Tome With Fixed Straight Tip	212
Suction Tube	142, 220
Sugarman "Ring Handle" Soft Tissue Nippers	219
Sugarman File	42
Sugarman Periodontal Instruments	42
Sullivan Scissors	235
Super Cut Goldman Fox scissors	237
Super Cut LaGrange scissors	237
Surgical & Knives	155
Surgical Chisels	159-160
Surgical Curettes	157
Surgical Mallet	212, 250
Surgical, Knives & Files	156
Suture Pliers	143
Suture Tweezers	08
Swedish Type	138
Swing Extracting Forceps (American Pattern)	126
Syndesmotomes Chompret Root Elevator	87
Syndesmotomes Root Elevator	86
T	
Tanner Amalgam Instruments	22
Taylor Curettes & Scalers	55-56
TC Gripper Carbide Tipped Tissue Forceps	143
TC Gripper Long Carbide Tipped Tissue Forceps	143
TG Chisel Periodontal Instruments	43
T-Handle Type Dental Syringes	139
Thomson Root Elevator	76
Three Jaw Pliers	277
Thums Tweezers	08
Tissue Forceps	143-146
Tissue Graft Forcep	147
Tissue Punch Forceps & Nippers Tissue Flap Punch	219
Tissue Punch Forceps	146
Tissue Punch Set of Four Pieces	215
Tissue Punch	216
Titanium Curettes	178
Titanium Graft Packer / Placement	186
Titanium Locking Plier	147
Tofflemire For Molars And Premolars	292
Tofflemire-Junior Matrix Retainers	291-292
Tofflemire-Senior Matrix Retainers	291
Tofflemire-Universal Matrix Retainers	291-292
Tomas Extracting Forceps (American Pattern)	122
Tongue depressor	248
Tongue/cheek Retractor	211
Towner Jacquette Scalers	57
Towner	57
Tray System	306



INDEX

Description	Page #	Description	Page #
Trays "M-Series".....	309	Wire Cutting And Loop Forming Pliers	268
Trephine Drill Set of Eight Pieces.....	215	Wire Twisters	243
Trephine	215	Wisdom Extracting Forceps	111
Trio Type.....	138	Witzel Extracting Forceps (English Pattern)	112
Tunneling Elevator.....	171	Witzel Implantology Forceps	203
Tunneling Set	228	Witzel Roots Splinter Forceps	114
Tweed / Angel Arch Forming And Torquing Pliers.....	269	Woodson Elevator	174-175
Tweed Loop Forming Pliers.....	269, 278	Woodson Filling Instruments	27
Tweezers	4, 6-7	Woodson Plastic Filling Instrument	27
Twist-on elastic module instrument	262	Wrap Around Extraction Forcep	198
U		Wrap Around Forcep	198
Universal Bone Rongeurs.....	134	X	
Universal Cut & Hold Distal End Cutter	275	X-ray Holder Clip Single	254
Universal Dolphin style Wire bending and cutting pliers.....	270	Y	
Universal Scaler	57	Yankauer Suction Tube	142
Universal small Wire bending and cutting pliers.....	270	Young Tongue Seizing Forceps	204
Universal Spreaders	281	Young Wire Bending And Loop Forming Pliers	273
Universal Taper style Wire bending and cutting pliers.....	270	Younger-Good Curettes & Scalers	55-56
Universal Wire Cutting Scissors	239	Z	
University of Michigan Periodontal Probes.....	15-16	Zahle Wax & Modelling Carvers	34
University of South California	46	Zerging-Chisel Curettes & Scalers	48
Univrsal Face Bow Bending And Cutting Pliers.....	271	Zingheim Knife	181
USC Filling Instruments.....	31	Zingheim Periosteal	181
USC Towner	46		
Utility Pliers & Wire Forming Pliers.....	277		
Utility Sterilizing Forceps	314		
V			
Vannas Scissors	236		
Vehe Wax & Modelling Carvers	34		
Vestibular Retractor	210		
Vickers Mallet	250		
W			
Wagner Scissors	234		
Wahl Bone Files	253		
Waldsachs Wire bending and cutting pliers.....	270		
Walter F. Barry Root Elevator	84		
Ward Amalgam Instruments	22		
Ward Hollenback Small Amalgam Carver	30		
Ward Wax & Modelling Carvers.....	32		
Warwick Root Elevator	194		
Warwick-James Root Elevator	80		
Wax & Modelling Carvers	32, 34-35		
Wax Knives.....	59		
Wedelstaet Filling Instruments	29		
Weider Tongue Retractor.....	207		
Weingart Narrow Slim and Sleek Design With Long	268		
Weingart Narrow Utility Pliers.....	267		
Weingart Pliers	276		
Weingart Utility Pliers	267		
Weiss Modified Castroviejo Calipers	206		
Weitlander Mouth Gag.....	231		
weitlaner Retractors.....	231		
West Elevator	174-175		
Westcott Burnisher	24		
Westcott Scissors	236		
Weston Cement Spatulas	36		
Wiland Amalgam Carvers	30		
Wiland Filling Instruments	31		
Williams Periodontal Pocket Probe	14-15		
Williams Periodontal Probes.....	14, 16		
Williams Root-Canal Explorers.....	12		
Williger Periodontal Instruments.....	251		
Winter Extracting Forceps (American Pattern)	116		
Winter Root Elevator	85		
Wire Bending And Loop Forming Pliers	268, 272-273		



Raiz & Sajjad Surgical (Pvt) Ltd.

**Manufacturers - Exporters & Importers of Surgical, Dental,
Laparoscopic, Veterinary Instruments, Scissors & X-Ray
(Radiology) Accessories.**

Sadra Badra industrial Zone Main Daska Road, Sialkot 51310 - Pakistan.
Tel: +92-52-3575217 - 3575218 Res:+92-52-4273118 Fax: +92-52-3575219
E-mail: msmughal@raizent.com, rsent@brain.net.pk

www.raizent.com

MQS
(cGMP)
Approved

